



## Points principaux en un coup d'œil

- Design primé<sup>1</sup>
- Ajustement encore plus discret
- Une clarté exceptionnelle de la parole
- Recharge en déplacement
- Connectivité Android<sup>5</sup> et iPhone
- Signia Assistant
- Own Voice Processing 2.0 **Nouveau**
- Auto EchoShield **Nouveau**
- HandsFree pour iOS **Nouveau**



Styletto AX

### Sur Signia

Signia est une des principales marques d'aides auditives du monde. Notre but est d'améliorer les performances humaines grâce à des innovations révolutionnaires qui définissent la catégorie des produits audio sur ordonnance. Nous refusons d'accepter la perte d'audition comme une restriction. Il ne s'agit pas de corriger une perte, mais de prendre l'avantage. Pas seulement performant, performant brillamment. Pas seulement entendre de nouveau, mais entendre mieux que jamais. Entendre chaque mot, chaque battement, chaque souffle. Avec Signia, vous pouvez être brillant.

Les informations contenues dans ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans les cas individuels et sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La marque nominale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par WSAUD A/S se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

<sup>1</sup> Prix Red Dot Design 2019 pour Styletto Connect, Prix iF Design 2019 pour Styletto

<sup>2</sup> Jensen, Hoydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing Paradigm (Hearing Review 2021,28(6):24-27)

<sup>3</sup> Jensen, Hoydal, Branda, Weber: Improving speech understanding with Signia AX and Augmented Focus (Signia White Paper, 2021)

<sup>4</sup> Sur la base de 19 heures de port par jour, ou 17 heures de port dont 5 heures de streaming par jour

<sup>5</sup> Tous les portables Android compatibles avec ASHA

<sup>6</sup> Hoydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care (Hearing Review 2020,27(7):22-26)

<sup>7</sup> Hakvoort, Burton: Increasing Style, Reducing Stigma: The Styletto Solution (Signia Backgrounder, 2018)

Order No. 04724-99C1-7600

© 05.2022 WSAUD A/S

Retrouvez-nous sur :

- signia.net
- facebook.com/signiahearingswitzerland
- youtube.com/signiahearing
- instagram.com/signiahearing\_switzerland



Styletto AX




## Une audition brillante n'a jamais été si belle

Nos nouvelles aides auditives rechargeables Styletto AX ont l'air aussi étonnantes que leur son. Leur design primé<sup>1</sup> est plus petit qu'auparavant pour un ajustement encore plus élégant et discret derrière vos oreilles. Construit sur notre plateforme audiolologique de pointe Augmented Xperience, Styletto AX vous offre la clarté vocale exceptionnelle<sup>2</sup> dont vous avez besoin avec les caractéristiques d'aide auditive que vous souhaitez. Désormais, nos nouveaux systèmes Auto EchoShield et Own Voice Processing 2.0 (OVP) améliorent encore la plateforme audiolologique de pointe Augmented Xperience pour garantir une clarté de parole exceptionnelle, même dans les situations bruyantes.<sup>3</sup> Une étude récente a révélé que 95 % des participants étaient satisfaits de Augmented Xperience (AX).<sup>2</sup>

Avec Styletto AX de Signia, vous pouvez être brillant.





Augmented Xperience



Auto EchoShield




Own Voice Processing 2.0

## Ne ratez jamais un mot

Augmented Xperience (AX) utilise notre technologie révolutionnaire Augmented Focus™ pour séparer le son de la parole des sons environnants, les traiter séparément et créer un contraste clair. Elle les recombine ensuite pour vous offrir une clarté vocale exceptionnelle dans un environnement entièrement immersif.

Maintenant avec Auto EchoShield et Own Voice Processing 2.0, AX est plus performant que jamais. Notre nouvelle fonction Auto EchoShield offre une réduction automatique et en temps réel de l'écho qui garantit un confort d'écoute dans toutes les situations, même dans les halles et les pièces où le bruit de fond est intense. Grâce à Own Voice Processing 2.0, la façon dont vous vous entendez parler est plus naturelle que jamais.

Le résultat est une meilleure compréhension de la parole dans le bruit<sup>3</sup> et une audition meilleure que la normale dans un scénario de fête testé.<sup>2</sup>



Design primé




Recharge en déplacement

## Chargement sans fil avec la technologie Qi

Vous pouvez recharger vos aides auditives Styletto AX à la maison ou en déplacement, jusqu'à 17 heures d'utilisation par charge.<sup>4</sup> La technologie sans fil Qi de l'étui de poche vous permet de placer simplement le chargeur sur un socle de charge au lieu de le brancher sur le secteur. Où que vous alliez, Styletto AX vous accompagne. Et il ne s'arrête jamais – l'étui de recharge vous offre une autonomie étonnante de 4 jours<sup>4</sup> sans avoir besoin de recharger l'étui.



Chargeur portable



Connectivité Android & iPhone



HandsFree pour iOS

## Connectivité Android & iPhone

Styletto AX vous offre également une connectivité Bluetooth pour les appareils Android<sup>5</sup> et iOS. Vous pouvez donc facilement diffuser vos appels téléphoniques, votre musique et le son de la télévision directement sur votre appareil auditif, avec un son numérique de haute qualité. Le nouveau système HandsFree pour iOS vous permet désormais de faire et de recevoir des appels téléphoniques sans avoir à parler directement dans votre téléphone. Vous pouvez aussi connecter vos aides auditives à l'application Signia, qui dispose d'une intelligence artificielle (IA) révolutionnaire via Signia Assistant.



Black & Silver



Black & Graphite



Black & Fine Gold



Cosmic Blue & Silver



Cosmic Blue & Fine Gold



Cosmic Blue & Rose Gold




Snow White & Silver



Snow White & Fine Gold



Snow White & Rose Gold



AI Assistant

## Signia Assistant

Inspiré par la manière dont le réseau neuronal du cerveau humain résout les problèmes, Signia Assistant offre une assistance immédiate lorsque vous devez ajuster des paramètres.

L'IA à réseau neuronal profond qui pilote Signia Assistant marque une révolution dans le domaine des soins auditifs. C'est un système vivant qui apprend continuellement à connaître vos besoins individuels dans des situations spécifiques. Par conséquent, 93 % des porteurs d'aides auditives considèrent Signia Assistant comme une innovation significative qui augmente leur satisfaction vis-à-vis de leurs aides auditives dans des situations d'écoute difficiles.



Compatible avec Android et iOS. L'application est gratuite.

Pour en savoir plus, consultez le site [signia.net](https://www.signia.net)

Ou demandez à votre audioprothésiste de vous fournir de plus amples informations sur les aides auditives de la gamme Styletto AX, les accessoires utiles et l'application Signia.