


Avantages de la **Catégorie e** performance supérieure.



Be Brilliant™

La graphique montre les différentes catégories de performance des aides auditives et l'équipement supplémentaire lors du passage au niveau suivant. Bien entendu, toutes les fonctions sont des catégories de performance inférieures sont également comprises dans la catégorie supérieure.

AX Augmented Xperience - dernière plateforme de puces
 X Xperience
 Nx Natural Experience



Hands-free iOS

Hands-free iOS permet de téléphoner sans avoir à prendre l'iPhone en main.



Own Voice Processing 2.0

La nouvelle génération OVP 2.0 permet d'obtenir un son encore plus naturel de sa propre voix tout en améliorant la perception de l'environnement.



Auto EchoShield

Cette fonction en catégorie de performance 7AX assure une écoute contrastée dans les espaces avec réverbération - automatique sans programme supplémentaire

Intuis 3 RIC 312
 Intuis 3 S
 Intuis 3 M
 Intuis 3 P
 Intuis 3 SP

Pure Charge&Go X
 Pure 312 X
 CROS Pure Charge&Go X
 CROS Pure 312 X

Styletto X
 Active
 Silk X

Motion Charge&Go X
 Motion Charge&Go P X
 Motion Charge&Go SP X

Insio IIC Nx
 Insio CIC Nx
 Insio ITC Nx mit /ohne BT
 Insio ITE Nx mit /ohne BT

Pure Charge&Go AX
 Pure Charge&Go T AX
 Pure 312 X

Styletto AX **New!**
 Active Pro
 Silk X

Motion Charge&Go X
 Motion Charge&Go P X
 Motion Charge&Go SP X

Insio Charge&Go ITC AX
 Insio Charge&Go ITE AX
 Insio IIC Nx
 Insio CIC Nx
 Insio ITC Nx mit /ohne BT
 Insio ITE Nx mit /ohne BT

CROS Pure Charge&Go AX
 CROS Pure 312 X
 CROS Pure Charge&Go X
 CROS Silk X

(1) Avec App (2) Pas avec Insio Nx sans Bluetooth® et Silk (3) Technologie de batterie lithium-ion (4) Téléphonie mains libres incluse (5) ASL: Volume de streaming adaptatif (6) Pas avec des Intras (7) Insio AX avec capteurs de mouvement! Pas avec Active Pro, Insio Nx et Silk (8) Insio Nx seulement avec TwinMic (9) Pas avec Silk et Insio IIC/CIC (10) Pas avec Styletto X, Intras sans fil et Active

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée d'Apple Inc.. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. Les marques et symboles Bluetooth® sont propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. utilisés par WSAUD A/S sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Compatibilités chargeurs



Be
Brilliant™



	Insio AX Mobile Charger 10997503	Active Mobile Charger 10991346	Styletto AX Mobile Charger 21003217	Styletto X Mobile Charger 10972014	Pure AX Mobile Charger 10993119	Styletto AX Dry&Clean Charger 21007594	Pure AX Dry&Clean Charger 10991651	Motion P X Dry&Clean Charger 10991639	Motion SP X Dry&Clean Charger 10991645	Pure AX Charger 10981896	Motion P X Charger 10981894	Motion SP X Charger 10981895	Induktiv-Charger II 10966943	Induktiv-Charger E 10991800
Styletto AX 7-3	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX 7-3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go AX 7-1	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-
Pure Charge&Go T AX 7-1	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-
Active Pro / Active	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styletto X 7-1	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go X 7-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	x
Pure Charge&Go X 2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	X
Motion Charge&Go X 7-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	x
Motion Charge&Go X 2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	X
Motion Charge&Go P X 7-1	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Motion Charge&Go SP X 7-1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-

X : recommandé / entièrement compatible x : compatible / pas recommandé - : pas compatible