


# Mehrwerte der nächsthöheren Leistungsklasse.



# Be Brilliant™

Die Grafik zeigt die Aufteilung der verschiedenen Hörgeräte-Leistungsklassen und die Mehrausstattung beim Sprung auf die folgende Ebene. Natürlich sind alle Funktionen der niedrigeren Leistungsklassen ebenfalls in der jeweils höheren enthalten.

AX Augmented Xperience - neueste Chip-Plattform  
 X Xperience  
 Nx Natural Experience



Intuis 3 RIC 312  
 Intuis 3 S  
 Intuis 3 M  
 Intuis 3 P  
 Intuis 3 SP

Pure Charge&Go X  
 Pure 312 X  
 CROS Pure Charge&Go X  
 CROS Pure 312 X

Styletto X  
 Active  
 Silk X

Motion Charge&Go X  
 Motion Charge&Go P X  
 Motion Charge&Go SP X

Insio IIC Nx  
 Insio CIC Nx  
 Insio ITC Nx mit /ohne BT  
 Insio ITE Nx mit /ohne BT

Pure Charge&Go AX  
 Pure Charge&Go T AX  
 Pure 312 X

Styletto AX **Neu**  
 Active Pro  
 Silk X

Motion Charge&Go X  
 Motion Charge&Go P X  
 Motion Charge&Go SP X

Insio Charge&Go ITC AX  
 Insio Charge&Go ITE AX  
 Insio IIC Nx  
 Insio CIC Nx  
 Insio ITC Nx mit /ohne BT  
 Insio ITE Nx mit /ohne BT

CROS Pure Charge&Go AX  
 CROS Pure 312 X  
 CROS Pure Charge&Go X  
 CROS Silk X

(1) Mit App (2) Nicht bei Insio Nx ohne Bluetooth® und Silk (3) Lithium-Ionen-Akkutechnologie (4) Inkl. Hands-free Telefonie (5) ASL: Adaptive Streaming-Lautstärke (6) Nicht bei IdO (7) Insio AX mit Bewegungssensoren! Nicht bei Active Pro, Insio Nx und Silk (8) Insio Nx nur mit TwinMic (9) Nicht bei Silk und Insio IIC/CIC (10) Nicht bei Styletto X, Non-wireless-IdOs und Active

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

# Charger Kompatibilitäten



Be  
Brilliant™



	Insio AX Mobile Charger 10997503	Active Mobile Charger 10991346	Styletto AX Mobile Charger 21003217	Styletto X Mobile Charger 10972014	Pure AX Mobile Charger 10993119	Styletto AX Dry&Clean Charger 21007594	Pure AX Dry&Clean Charger 10991651	Motion P X Dry&Clean Charger 10991639	Motion SP X Dry&Clean Charger 10991645	Pure AX Charger 10981896	Motion P X Charger 10981894	Motion SP X Charger 10981895	Induktiv-Charger II 10966943	Induktiv-Charger E 10991800
Styletto AX 7-3	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX 7-3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go AX 7-1	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-
Pure Charge&Go T AX 7-1	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-
Active Pro / Active	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styletto X 7-1	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go X 7-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	x
Pure Charge&Go X 2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	X
Motion Charge&Go X 7-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	x
Motion Charge&Go X 2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	X
Motion Charge&Go P X 7-1	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Motion Charge&Go SP X 7-1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-

X: empfohlen / voll kompatibel    x: kompatibel, aber nicht empfohlen    -: nicht kompatibel