

Inovace, díky kterým slyšíte to, na čem skutečně záleží

Přehled sluchadel Signia Integrated Xperience

STUPĚŇ ZTRÁTY SLUCHU	SLIM-RIC	RIC	BTE	BTE Super Power	INSTANT FIT	INDIVIDUÁLNÍ
	Úplná hluchota					
	Praktická hluchota					
	Těžká nedoslýchavost	 Oceněný design	 (Pure Charge&Go BCT IX, Pure Charge&Go T IX)			
	Středně těžká nedoslýchavost	 MFi, ASHA, LE Audio	 Bluetooth Classic nebo MFi, ASHA, LE Audio	 MFi, ASHA, LE Audio	 MFi, ASHA, LE Audio	 MFi, ASHA, LE Audio
Lehká nedoslýchavost	 Bezdrátové nabíjení	 Bezdrátové nabíjení	 Dobíjecí	 Dobíjecí	 Dobíjecí	 Přenosná nabíječka
	 Styletto IX	 Pure Charge&Go BCT IX Pure Charge&Go IX Pure Charge&Go T IX	 Motion Charge&Go M IX	 Motion Charge&Go P IX	 Motion Charge&Go SP IX	 Silk Charge&Go IX
					 Active Pro IX	 Insio Charge&Go CIC IX
						 Insio ITC IX
						 Insio ITE IX
						 Insio IIC/CIC IX
						 Optional in Insio ITC / ITE IX

		Nabíjení a příslušenství										Programy		
		Aplikace Signia app	CROS	TV Sound	StreamLine Mic	miniPocket	Přenosná nabíječka	Stolní nabíječka	Univerzální nabíječka Multi-Charger	Dry&Clean Charger	Hi-PRO s I3 Adaptérem/ Flex Connector	Noahlink Wireless	ConnexAir	
SLIM-RIC		Styletto IX	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-
RIC		Pure Charge&Go BCT IX Pure Charge&Go IX Pure Charge&Go T IX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
BTE		Motion Charge&Go M IX	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-
		Motion Charge&Go P IX	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
		Motion Charge&Go SP IX	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
INSTANT FIT		Silk Charge&Go IX	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
		Active Pro IX	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-
INDIVIDUÁLNÍ		Insio Charge&Go CIC IX	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
		Insio ITC/ITE IX	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●
		Insio IIC/CIC IX	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●

Podrobnosti

- A) Kompatibilní s CROS Styletto IX
 B) Pure Charge&Go IX / T IX je kompatibilní s CROS Pure Charge&Go IX
 C) Pure Charge&Go BCT IX je kompatibilní s CROS Pure Charge&Go BCT IX

- D) Kompatibilní s CROS Pure Charge&Go IX
 E) Kompatibilní s CROS Silk Charge&Go IX
 F) Pouze modely s e2e wireless

- G) Insio IIC/CIC IX s čelním panelem I3 je kompatibilní s adaptérem I3
 H) Insio CIC IX s čelním panelem T5 je kompatibilní s konektorem Flex
 I) Kompatibilní s CROS Active IX

- J) Flex Connector
 K) Není kompatibilní s Pure Charge&Go BCT IX