

SLUCHADLA X & NX

0172985 Skupina dospělí monoaurální

Kód SÚKL	Sluchadlo		Cena v Kč vč. DPH	Počet kanálů	Charakteristika sluchadla	Provedení	Do ztráty v dB:		
							500 Hz	2 kHz	
5013819	MOTION CHARGE&GO	7X	32 100	48	Digitální závěsné sluchadlo s integrovaným Li-ion článkem a Bluetooth Technologie OVP™(pro úroveň 3, 5, 7) a DSP, přímé propojení s mobilním telefonem iPhone a Android*. Kompatibilní se zařízením miniPocket, StreamLineTV, StreamLine Mic a mobilní aplikací Signia App <i>Vybavení/Ovládací prvky: kolébka</i>	ThinTube 3.0 / ušní hák	75/80	85/95	
5013823		5X	23 350	32					
5013825		3X	14 120	24					
5013831		2X	10 610	16					
5013835		1X	8 660	16					
5013839	MOTION CHARGE&GO P	7X	32 100	48		<i>U varianty Motion C&G X je možno použít ThinTube 3.0 (ø 0.9 mm) nebo 3.0 P (ø 1.4 mm) nebo standardní hák</i>	ThinTube 3.0 / ušní hák	90/100	95/115
5013843		5X	23 350	32					
5013847		3X	14 120	24					
5013851		2X	10 610	16					
5013855		1X	8 660	16					
5013859	MOTION CHARGE&GO SP	7X	32 100	48	<i>U varianty Motion C&G SP X je možno použít pouze standardní hák</i>		Ušní hák	113	120
5013863		5X	23 350	32					
5013867		3X	14 120	24					
5013871		2X	10 610	16					
5013875		1X	8 660	16					
	Indukční nabíječka E			0**		Indukční nabíječka E, určena pro sluchadla Motion C&G X			
	Indukční nabíječka II					Indukční nabíječka II s vysoušečkou, kompatibilní se sluchadly Motion C&G X			
	Standard nabíječka P					Standardní nabíječka P kompatibilní se sluchadly Motion C&G P X pro všechny cenové úrovně			
	Standard nabíječka SP					Standardní nabíječka SP kompatibilní se sluchadly Motion C&G SP X pro všechny cenové úrovně			
	Set CROS Charge&Go X					5 500	Vysílací sada CROS kompatibilní se sluchadly Motion Charge&Go X třídy 3, 5, 7. Dobíjení pomocí bezkontaktní nabíječky typu II		

Kód SÚKL	Sluchadlo		Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč vč. DPH za komplet včetně skořepiny	Počet kanálů	Charakteristika sluchadla	Do ztráty v dB:	
							500 Hz	2 kHz
5007280	INSIO 7NX	IT/CT	29 100	29 780	48	Digitální zvukovodové sluchadlo Přímé propojení s mobilním telefonem iPhone a Android*. Kompatibilní se zařízením miniPocket, StreamLineTV, StreamLineMic a mobilní aplikací SigniaApp <i>Vybavení/Ovládací prvky: tlačítko - lze využít jako VC a přepínač programů, TwinMic</i>	85/90	90/95
5007271	INSIO 5NX	IT/CT	20 900	21 580	32		85/90	90/95
5007266	INSIO 3NX	IT/CT	12 170	12 850	24		85/90	90/95
5013572	INSIO 2NX	IT/CT	10 030	10 710	16		85/90	90/95
5013568	INSIO 1NX	IT/CT	8 080	8 760	16		90/90	95/95

*Dálkové ovládání sluchadla je možné z Androidu 7 a vyšších. Přímý streaming zvuku je možný pouze z iPhone. Pro platformu Android je nutné použít StreamLineMic. Pro více informací kontaktujte distributora.

**Cena 0 Kč platí při binaurální korekci, jinak cena 1 000 Kč



signia

CENÍK SLUCHADEL



Model sluchadla	Počet kanálů	Cena	Indikační skupina			
			Od 19 let - monoaurální korekce	Od 19 let - binaurální korekce	Dětská sluchadla - monoaurální korekce	Dětská sluchadla - binaurální korekce
			0172985	0172986	0172982	0172983 0172984
MotionCharge&Go (dobíjecí)						
7X	48	32 100	5013819	5013820	5013817	5013818
P 7X	48	32 100	5013839	5013840	5013837	5013838
SP 7X	48	32 100	5013859	5013860	5013857	5013858
5X	32	23 350	5013823	5013824	5013821	5013822
P 5X	32	23 350	5013843	5013844	5013841	5013842
SP 5X	32	23 350	5013863	5013864	5013861	5013862
3X	24	14 120	5013825	5013828	5013827	5013826
P 3X	24	14 120	5013847	5013848	5013845	5013846
SP 3X	24	14 120	5013867	5013868	5013865	5013866
2X	16	10 610	5013831	5013832	5013829	5013830
P 2X	16	10 610	5013851	5013852	5013849	5013850
SP 2X	16	10 610	5013871	5013872	5013869	5013870
1X	16	8 660	5013835	5013836	5013833	5013834
P 1X	16	8 660	5013855	5013856	5013853	5013854
SP 1X	16	8 660	5013875	5013876	5013873	5013874

Model sluchadla	Typ sluchadla	Počet kanálů	Cena	Cena včetně skořepiny	Indikační skupina			
					Od 19 let - monoaurální korekce	Od 19 let - binaurální korekce	Dětská sluchadla - monoaurální korekce	Dětská sluchadla - binaurální korekce
					0172985	0172986	0172982	0172983 0172984
Insio								
7NX	IT/CT	48	29 100	29 780	5007280	5007278	5007281	5007279
5NX	IT/CT	32	20 900	21 580	5007271	5007273	5007275	5007274
3NX	IT/CT	24	12 170	12 850	5007266	5007267	5007269	5007268
2NX	IT/CT	16	10 030	10 710	5013572	5013571	5013574	5013573
1NX	IT/CT	16	8 080	8 760	5013568	5013567	5013570	5013569

Nezbytné příslušenství

Nabíječka Charge&Go II
Bezkontaktní indukční nabíječka pro PureCharge&Go X.
0,- binaurální korekce
1 000,- monoaurální korekce
2 000,- samostatně

Nabíječka Charge&Go E
Bezkontaktní nabíječka Charge&Go X.
0,- binaurální korekce
1000,- monoaurální korekce
2 000,- samostatně

Baterie 13
Zinkovozdušné baterie do sluchadel s dlouhou výdrží a spolehlivým výkonem. 6 ks.