



Aktivní konverzace

Každodenní situace



Počet teček znamená rozdíl v síle popisované funkce. ● až ●●●●●●	Okamžitá podpora	Telefonní hovory	Konverzace ve dvou v hlučném prostředí	Skupinové konverzace v hlučném prostředí	Přirozený zvuk vlastního hlasu	Konverzace v pohybu	Ozvěny	Čistý zvuk řeči a poutavý zvuk prostředí	Přímé streamování zvuku	Ochrana před nárazovými zvuky	Komfort zvuku při větru	Poslech hudby	Fitness tracker	V autě	Větší rozsah frekvencí řeči
Premium 7IX 48 kanálů	Signia Asistent	●●●●●● Přímé Streamování** HandsFree*** CallControl TwinPhone*	●●●●●● Řízení řeči a šumu	●●●●●● RealTime vylepšení konverzace* (3 směry zaměření)	OVP 2.0*	Senzor pohybu	●●●●●● Auto EchoShield	Augmented Focus*	Streamování přes Bluetooth**	Technologie Sound Smoothing	●●●●●● eWindScreen	●●●●●● HD Music 3 nastavení	Moje WellBeing	●●●●●● Prostorový SpeechFocus*	Rozšířené pásmo poslechu
Pokročilý 5IX 36 kanálů	Signia Asistent	●●●●●● Přímé Streamování** HandsFree*** CallControl TwinPhone*	●●●●●● Řízení řeči a šumu	●●●● RealTime vylepšení konverzace* (1 směr zaměření)	OVP 2.0*	Senzor pohybu	●●●● EchoShield (manuální program)	Augmented Focus*	Streamování přes Bluetooth**	Technologie Sound Smoothing	●●●●●● eWindScreen	●●●●●● HD Music 3 nastavení	Moje WellBeing	●●●● Prostorový SpeechFocus*	
Standardní 3IX 32 kanálů	Signia Asistent	●●●●●● Přímé Streamování** HandsFree*** CallControl TwinPhone*	●●●● Řízení řeči a šumu	●● RealTime vylepšení konverzace*	OVP 2.0*	Senzor pohybu		Augmented Focus*	Streamování přes Bluetooth**	Technologie Sound Smoothing	●●●● eWindScreen	●●●● HD Music 1 nastavení	Moje WellBeing		
Základní 2IX[†] 24 kanálů	Signia Asistent	●●●● Přímé Streamování** TwinPhone*	●● Řízení řeči a šumu					Augmented Focus*	Streamování přes Bluetooth**	Technologie Sound Smoothing	●●●● eWindScreen	●●●● HD Music 1 nastavení			
Vstupní 1IX[†] 16 kanálů	Signia Asistent	●●●● Přímé Streamování** TwinPhone*	● Řízení řeči a šumu					Augmented Focus*	Streamování přes Bluetooth**						

Rozpoutejte sílu konverzace

se sluchadly Styletto IX a Pure Charge&Go IX

[†] Pure Charge&Go BCT IX není dostupné na výkonostních úrovních 2IX a 1IX * Tato funkce vyžaduje binaurální nastavení **Přes MFi / LE Audio / ASHA (Styletto IX a Pure Charge&Go IX / T IX) nebo přes Bluetooth Classic (Pure Charge&Go BCT IX) ***Přes MFi / LE Audio (Styletto IX a Pure Charge&Go IX / T IX) nebo přes Bluetooth Classic (Pure Charge&Go BCT IX)

Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. (Aktualizováno v únoru 2025)



Rozpoutejte sílu konverzace

se sluchadly Styletto IX a Pure Charge&Go IX



Poznejte první sluchadlo na světě s multi-stream provedením, které je schopné přesně určit vícero pohybujících se mluvčích v reálném čase konverzace.

Lepší sluch je více než jen zesílení zvuku. Lepší sluch lidem dodá sebevědomí komunikovat a možnost se plně ponořit do svého okolí, vytvářet a prohlubovat vztahy a naplno si užít každý okamžik života.

Řada sluchadel Signia Integrated Xperience je založena na hluboké znalosti o dynamičnosti konverzací, včetně pohybů hlavy uživatele a měnících se pozic mluvčích. Tato průlomová technologie zajišťuje nepřerušované zapojení do konverzace i v hlučném prostředí, čímž bojuje s výzvou, která trápí mnoho uživatelů sluchadel.

Naším cílem je podporovat uživatele v tom, aby vedli aktivní život neomezený limity klasických sluchadel a aby mohli navazovat a udržovat plnohodnotné vztahy.

Zažijte převratnou sílu vylepšení dynamické konverzace v reálném čase se Signia Integrated Xperience.

Aplikace Signia app – kontrola ve vašich rukou


Uživatelsky přívětivá aplikace Signia App Vás bude doprovázet na cestě za lepším sluchem:

Přehled – S Asistentem Signia si můžete hlasitost upravit na dálku a nastavení přizpůsobit osobním preferencím*.

Zdraví – S funkcí Moje WellBeing získáte přehled o svém tělesném zdraví a činnosti sluchu*.



Aplikace Signia je dostupná na tabletech i chytrých telefonech.



Příslušenství Signia



TV Sound

Streamování zvuku z televize ve vysoké kvalitě přímo do sluchadel.



StreamLine Mic

Hands-free telefonní hovory a přímé streamování hudby a jiného audia v prémiové stereo kvalitě.



miniPocket

Diskrétní a praktické ovládání Vašich sluchadel.

Svět dobíjecích možností



Nabíječka Pure

Tato malá a spolehlivá stolní nabíječka pomocí dvou LED diod indikuje stav nabití každého sluchadla.



Přenosná nabíječka Pure

Tato kapesní nabíječka se zabudovanou power bankou poskytne až tři plná nabití páru sluchadel. LED diody indikují stav nabití každého sluchadla i nabíječky samotné.



Nabíječka Pure Dry&Clean

Pure Dry&Clean sluchadla nejen nabíjí, ale i vysouší a desinfikuje pomocí UVC záření, takže je udržuje ve špičkové kondici. LED diody indikují stav nabití a procesu čištění.



Nabíječka Multi-Charger

Univerzální možnost dobíjení různých typů sluchadel včetně Pure Charge&Go IX a Pure Charge&Go T IX.

1) Dostupnost funkce se může lišit v závislosti na modelu sluchadla, verzi firmwaru a dostupnosti TeleCare ve vaší zemi.

2) Není kompatibilní s Pure Charge&Go BCT IX

**Be
Brilliant™**