


Absender <i>Ship-to</i>	Seriennummer bei Reklamation	Ansprechpartner für Rückfragen
	Kommission <i>Reference</i>	
	Kundennummer <i>Ship-to</i>	

Bitte markieren Sie die gewünschte Länge. Ohne Markierung wird die Länge durch unser Labor bestimmt.


0,125 0,250 0,5 1 2 3 4 6 8 12 kHz

RECHTS



0,125 0,250 0,5 1 2 3 4 6 8 12 kHz

LINKS



Individuelle Lasergravur

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen (max. 10 Zeichen):

Keine Gravur für InstantFit 3.0 möglich.

Gehörgangsgewebe

☐ fest
 ☐ normal
 ☐ weich

Für Optionen, die nicht angekreuzt sind, wird die Standardoption gefertigt. Nicht gewählte Optionen ohne Standardoption werden nicht gefertigt.

Standard-Otoplastik

Bauform																				
Material	Spange		Halbspange		Ring		Kralle		Schale		Halbschale		Stöpsel		Stöpsel mit Kurzspange		Schlauchhalterung		Hohl-otoplastik	
Hart-Acryl	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Silikon 25 Shore									R	L	R	L	R	L	R	L				
Silikon 40 Shore									R	L	R	L	R	L	R	L				
Silikon 60 Shore	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L		

Schallschlauch	Schlauch 3,1 mm (Standard)*		Winkel 2,5 mm		DryTube 3,1 mm		Push Pull 3,4 mm		ThinTube & LifeTube (rastend)	
Material										
Hart-Acryl	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Silikon 25 Shore	R	L					R	L		
Silikon 40 Shore	R	L					R	L		
Silikon 60 Shore	R	L					R	L		

Kanalende

☐ R ☐ L

konisch (Standard)

☐ R ☐ L

konisch mit Ventstufe

* Wenn Schallschlauch nicht möglich ist, wird automatisch ein Winkel (2,5 mm) verbaut.

Klick-Otoplastik

Material & Bauform	Hart-Acryl						Silikon			
	Hohltoplastik		Halbhohltoplastik		Volltoplastik		Volltoplastik			
Anschluß für	kurz		kurz		lang		kurz		lang	
InstantFit 3.0 (Silk IX)							R	L		
RIC S-Hörer 3.0	R	L					R	L	R	L
RIC M-Hörer 3.0	R	L					R	L	R	L
RIC P-Hörer 3.0							R	L	R	L
RIC S-Hörer 2.0			R	L	R	L	R	L	R	L
RIC M-Hörer 2.0			R	L	R	L	R	L	R	L
RIC P-Hörer 2.0							R	L	R	L
ThinTube 3.0 ø 0,9 mm	R	L					R	L	R	L
ThinTube 3.0 ø 1,4 mm	R	L					R	L	R	L

Bauform (RIC & ThinTube)

☐ R ☐ L

mit Kurzspange

☐ R ☐ L

mit Halbspange

☐ R ☐ L

mit Spange

☐ R ☐ L

mit Kralle

☐ R ☐ L

mit Ring

☐ R ☐ L

mit Schale

☐ R ☐ L

mit Halbschale

Hart-Acryl: RIC 2.0 (kurz/lang) & RIC 3.0 (lang) werden standardmäßig mit zusätzlichem Filter am Kanalende gefertigt.

Allgemein

Oberfläche

☐ R ☐ L

lackiert (Standard)

☐ R ☐ L

matt

Vent**

☐ R ☐ L

durch Labor

☐ R

mm

** Wenn gewünschtes Vent nicht möglich ist, wird Labor größtmögliches Vent einlegen.

Materialfarbe Standard: rötlich-transparent	Transparent		Rot		Blau		Grün		Gelb		Orange	
Hart-Acryl	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Silikon	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L

Die realen Farben der Otoplastiken können von den Abbildungen abweichen. InstantFit 3.0 ausschließlich transparent und ohne Zugfaden bestellbar.

Sonstige Optionen

☐ R ☐ L

Zugfaden

☐ R ☐ L

Hinweise und Wünsche

miniReceiver mit CIC-Gehäuse

Zur Bestellung von miniReceiver mit CIC-Gehäuse verwenden Sie bitte unser IdO-Bestellformular unter:

signia-pro.com/formulare

Eine stets aktuelle Version des interaktiven Bestellformulars finden Sie zum Download unter: signia-pro.com/formulare

Version 1.0