

Charger Kompatibilitäten

Nicht nur Signia Akku-Hörgeräte gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen. Auch unser Angebot an Chargern bietet eine einzigartige Auswahl. Es stehen verschiedene Ladegeräte für die unterschiedlichen Hörgerätemodelle zur Verfügung.

																	
	Multi Charger	Insio Charger	Portable Charger Silk	Portable Charger Insio CIC	Portable Charger Active Mini	Portable Charger Styletto	Portable Charger Pure 2.0	Portable Charger Pure	Desktop Charger 2.0	Desktop Charger Pure	Desktop Charger Motion M	Desktop Charger Motion P	Desktop Charger Motion SP	Dry&Clean Charger Styletto	Dry&Clean Charger Pure	Dry&Clean Charger Motion P	Dry&Clean Charger Motion SP
Set-Sachnummern	21026076	21025145	21051865	21048779	21053926	21048888	21048897	21048886	21053244	10996600	21040842	10996596	10996598	21007594	10991651	10991639	10991645
Silk Charge&Go IX	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure C&G MaX	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go IX	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-
Styletto IX	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Insio Charge&Go CIC IX	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Mini IX	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motion Charge&GoM IX	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Motion Charge&Go P IX	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Motion Charge&Go SP IX	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●

