



Highlights Pure IX Familie

- Entwickelt für Gespräche in der Gruppe
- Akkupower bis zu 54 Stunden
- Integrierte Akustik-Bewegungssensorik
- Automatisches Ausschalten im Ladegerät, automatisches Einschalten bei Entnahme
- Direct Streaming für iOS & Android
- Wahlweise Bluetooth® LE Audio oder Bluetooth® Classic
- Digitale Unterstützung durch den Signia Assistant
- Hands-free Telefonie
- Own Voice Processing 2.0 (OVP 2.0) für die Erkennung beteiligter GesprächspartnerInnen und natürliche eigene Stimme



Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräte-trägerInnen mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug. Signia. Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

¹ EuroTrak Hörstudie Deutschland 2022 im Auftrag der BVHI (<https://www.ehima.com/surveys/>).

² Jensen et al. (2023). Power the conversation with Signia Integrated Xperience and RealTime Conversation Enhancement. Signia White Paper.



Die Signia App ist kompatibel mit iOS und Android. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Sie finden uns unter:



Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10248016 | Gedruckt in Deutschland
© 02.2025 Signia GmbH



Pure Charge&Go BCT IX
Pure Charge&Go (T) IX



Für alle, die Gespräche lieben

Hören ist Kommunikation. Und Kommunikation verbindet Menschen. Doch nur, wenn wir alle um uns herum wirklich verstehen, können wir ein Wir-Gefühl aufbauen.

Aus der EuroTrak Hörstudie¹ wissen wir, dass das Verstehen in der Familie oder im Freundeskreis besonders schwer ist, wenn viele gleichzeitig durcheinander sprechen.

Genau hier liegt die Stärke von Pure IX. 95% der Testpersonen zeigten eine verbesserte Leistung in einem Gruppengespräch-Szenario mit IX Technologie und Multi-Beamformer².





3 Schritte zum neuen Wir-Gefühl

Diese Hörgeräte nehmen es locker mit mehreren SprecherInnen gleichzeitig auf. Mit ihrer einzigartigen Integrated Xperience Technologie machen sie aus turbulentem Chaos anregende Gruppengespräche.

Analyse

IX Hörgeräte erkennen Richtung und Anzahl von Personen, die an Ihrem Gespräch beteiligt sind. Die Analyse von 192.000 Datenpunkten pro Sekunde macht das möglich.

Ausrichtung

Mit dem Multi-Beamformer erfassen die Hörgeräte Ihre GesprächspartnerInnen und bleiben dauerhaft auf sie fokussiert – auch in Bewegung.

Adaption

Mit rund 1.000 Aktualisierungen pro Sekunde stellen wir sicher, dass sich Ihre Hörgeräte an jede noch so kleine Veränderung anpassen.



Die Pure IX Familie

Pure Charge&Go BCT IX

Das All-in-One-Hörgerät: Bluetooth® Classic für universelle Kompatibilität – ob Smartphone, Hifi-Anlage oder TV; Akkulaufzeiten bis zu 54 Stunden; LED leuchtet beim Ein-/ Ausschalten; T-Spule

Pure Charge&Go T IX

Optimal für iPhone und iPad (Made For iPhone), kompatibel mit ASHA-fähigen Android-Smartphones und bereit für die Zukunft mit LE Audio; Akkulaufzeiten bis zu 39 Stunden; T-Spule

Pure Charge&Go IX

Unser schmalstes Pure ist optimal für iPhone und iPad (Made For iPhone), kompatibel mit ASHA-fähigen Android-Smartphones und bereit für die Zukunft mit LE Audio; Akkulaufzeiten bis zu 28 Stunden



Brillant und komfortabel

Alle Pure Charge&Go Modelle sind komfortabel in einem der dazu passenden Ladegeräte (Charger) aufladbar, lästiger Batteriewechsel entfällt. Der leistungsfähige Lithium-Ionen-Akku bringt Sie sorgenfrei durch den Tag, je nach Modell mit bis zu 54 Stunden Akkulaufzeit.


Pure Charger: Das Basisgerät für besonders leichtes Einsetzen in die Ladestation

Pure Dry&Clean-Charger: Die 3-in-1-Lösung für Aufladen, Trocknen und Desinfizieren in einem

Pure Mobile Charger: Das mobile Ladeetui für unterwegs, das mit eingebauter Powerbank noch drei zusätzliche Ladegänge ermöglicht




Unsere App, Ihr digitaler Helfer



Die Signia App vereint eine Vielzahl von Funktionen auf einer übersichtlichen Bedienoberfläche.



Mit Mein Wohlbefinden bietet Ihnen die App die Funktionen eines Aktivitätstrackers. Die in Ihren Hörgeräten verbauten Sensoren erfassen in den Kategorien Schritte, Aktivitäten, Tragezeit und Unterhaltungen, wie aktiv Sie in Ihrem Alltag sind.



Der integrierte Signia Assistant ist Ihr rund um die Uhr verfügbarer, digitaler Ansprechpartner mit künstlicher Intelligenz, der für Sie Klanganpassungen sowie weitere Einstellungen vornimmt. Und Sie so in schwierigen Hörsituationen unterstützt.