


# Mehrwerte der nächsthöheren Leistungsklasse



Be Brilliant™

Die Grafik zeigt die Aufteilung der verschiedenen Hörgeräte-Leistungsklassen und die Mehrausstattung beim Sprung auf die folgende Ebene. Natürlich sind alle Funktionen der niedrigeren Leistungsklassen ebenfalls in der jeweils höheren enthalten.

IX Integrated Xperience – neueste Plattform



(1) Nicht bei Silk Charge&Go IX und Insio IIC/CIC IX (2) Nicht bei CROS/BiCROS-Versorgungen

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

# Charger Kompatibilitäten



Be  
Brilliant™



	Multi Charger 21026076	Silk Mobile Charger 21025470	Insio Charger 10997503	Active Mobile Charger 10991346	Styletto Mobile Charger 21003217	Pure Mobile Charger 10993119	Pure Charger 10981896	Motion P Charger 10981894	Motion SP Charger 10981895	Styletto Dry&Clean Charger 21007594	Pure Dry&Clean Charger 10991651	Motion P Dry&Clean Charger 10991639	Motion SP Dry&Clean Charger 10991645	Induktiv- Charger II* 10966943
--	------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Silk Charge&Go IX	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go (T) IX	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Styletto AX	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go (T) AX	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Active Pro / Active	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Motion Charge&Go X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Motion Charge&Go P X	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Motion Charge&Go SP X	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-

● voll kompatibel

\*Alternativ: Induktiv-Charger E (schwarz/offen) mit der Sachnummer 10991800