

Mehrwerte der nächsthöheren Leistungsklasse



Be Brilliant™

Die Grafik zeigt die Aufteilung der verschiedenen Hörgeräte-Leistungsklassen und die Mehrausstattung beim Sprung auf die folgende Ebene. Natürlich sind alle Funktionen der niedrigeren Leistungsklassen ebenfalls in der jeweils höheren enthalten.

- IX Integrated Xperience – neueste Plattform
- AX Augmented Xperience
- X Xperience
- Nx Natural Xperience



Integrated Xperience

IX adressiert das nach wie vor drängendste Problem von HörgeräteträgerInnen: Unbeschwerte Kontakte und Unterhaltungen in Gruppen. So schafft Integrated Xperience, was uns allen am Herzen liegt: Menschen wieder in ihr so wichtiges soziales Umfeld zu integrieren.

3 Schritte zum neuen Wir-Gefühl

- Analyse** IX Hörgeräte erkennen Richtung und Anzahl von Personen, die am Gespräch beteiligt sind. Die Analyse von 192.000 Datenpunkten pro Sekunde macht das möglich.
- Ausrichtung** Mit dem Multi-Beamformer erfassen die Hörgeräte GesprächspartnerInnen und bleiben dauerhaft auf sie fokussiert – auch in Bewegung.
- Adaption** Mit rund 1.000 Aktualisierungen pro Sekunde stellen wir sicher, dass sich die Hörgeräte an jede noch so kleine Veränderung anpassen.

Intuis 4.0 M Intuis 4.0 P Intuis 4.0 SP	Intuis 3 RIC 312 Intuis 3 S Intuis 3 M Intuis 3 P Intuis 3 SP	Pure Charge&Go AX Pure Charge&Go T AX Pure 312 AX CROS Styletto AX CROS Pure Charge&Go AX CROS Pure 312 AX	Styletto AX Active Silk X Pure 312 X	Intuis 4.1/4.2 M Intuis 4.1/4.2 P Intuis 4.1/4.2 SP Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X	Insio Charge&Go ITC AX Insio Charge&Go ITE AX Insio IIC Nx Insio CIC Nx Insio ITC Nx mit/ohne BT Insio ITE Nx mit/ohne BT	Pure Charge&Go IX Neu Pure Charge&Go T IX Neu Pure Charge&Go AX Pure Charge&Go T AX Pure 312 AX	Styletto AX Active Pro Silk X Silk Charge&Go IX Neu	Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X	CROS Styletto AX CROS Pure Charge&Go IX Neu CROS Pure Charge&Go AX CROS Pure 312 AX CROS Pure Charge&Go X CROS Silk Charge&Go IX Neu	Insio Charge&Go ITC AX Insio Charge&Go ITE AX Insio IIC Nx Insio CIC Nx Insio ITC Nx mit / ohne BT Insio ITE Nx mit / ohne B
---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

(1) Mit App (2) Nicht bei Insio Nx ohne Bluetooth® und Silk (3) Lithium-Ionen-Akkutechnologie (4) Inkl. Hands-free-Telefonie (5) ASL: Adaptive Streaming-Lautstärke (6) Nicht bei IdO (7) Insio AX mit Bewegungssensoren! Nicht bei Active Pro, Insio Nx und Silk (8) Insio Nx nur mit TwinMic (9) Nicht bei Silk und Insio IIC/CIC (10) Nicht bei Non-wireless-IdOs und Active

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Charger Kompatibilitäten



Be
Brilliant™



	Multi Charger 21026076	Silk Mobile Charger 21025470	Insio Charger 10997503	Active Mobile Charger 10991346	Styletto Mobile Charger 21003217	Pure Mobile Charger 10993119	Pure Charger 10981896	Motion P Charger 10981894	Motion SP Charger 10981895	Styletto Dry&Clean Charger 21007594	Pure Dry&Clean Charger 10991651	Motion P Dry&Clean Charger 10991639	Motion SP Dry&Clean Charger 10991645	Induktiv- Charger II* 10966943
--	------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Silk Charge&Go IX	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go (T) IX	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Styletto AX	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Insio Charge&Go AX	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go (T) AX	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Active Pro / Active	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pure Charge&Go X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Motion Charge&Go X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Motion Charge&Go P X	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Motion Charge&Go SP X	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-

● voll kompatibel

*Alternativ: Induktiv-Charger E (schwarz/offen) mit der Sachnummer 10991800