



Highlights Insio IX

- Einzelanfertigung in Handarbeit
- Besonders hoher Tragekomfort durch individuelle Maßanfertigung
- Richtmikrofon für leichteres Hören bei Hintergrundgeräuschen
- Klarer Klang auch in sehr lauter Umgebung
- Reduziert Halleffekte
- Fernbedienung per Signia App oder miniPocket
- Verschiedene Bauformen und Leistungsklassen
- Für gering- bis hochgradige Hörminderungen
- Mit Batterie- oder komfortablem Akkubetrieb
- Akku-Laufzeit bis zu 35 Stunden
- Mobiles Ladegerät für 3 Mal zusätzliches Aufladen



Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen HörgeräteträgerInnen mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug. Signia. Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.



Die Signia App ist kompatibel mit iOS und Android. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Sie finden uns unter:



[signia.net](https://www.signia.net)



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/SigniaDeutschland

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10248380 | Gedruckt in Deutschland
© 08.2025 Signia GmbH

Be Brilliant™



Wenn Hören persönlich wird

Insio – Hörgeräte, die Individualität neu definieren.



Insio



Die individuelle Perfektion

Viele Menschen, die aktiv und gerne unter Menschen sind, legen besonderen Wert auf Hörgeräte, die perfekt sitzen. Diesen Anspruch erfüllen die Im-Ohr-Hörgeräte Insio als maßgefertigte Einzelstücke.

Und sie bieten gleichzeitig hochwertige Technik, denn sie basieren auf unserer bahnbrechenden Integrated Xperience Plattform, die für audiologische Spitzenleistung steht. Seien Sie anspruchsvoll. Individueller geht es nicht.



Insio mit Akku



Die Kunst der perfekten Passform



Insio sind Einzelstücke, speziell für Sie gemacht. Sie überzeugen nicht nur mit hochentwickelter Audiologie, sondern auch mit perfekter Maßanfertigung.

Das individuelle Gehäuse, das nach einem Abdruck genau auf Sie abgestimmt wird, sorgt für optimalen Sitz im Ohr. Und unsere SpezialistInnen bauen die technischen Bauteile von Hand für Sie ein.

Insio: individuell angepasste Passform und gleichzeitig erstklassige Hörtechnologie. In verschiedenen Bauformen, Farben und Leistungsklassen erhältlich.



Insio links



Insio rechts



Schwarz



Braun



Mokka

Das Geheimnis der Diskretion

Die besonders kleinen Modelle des Insio sitzen, abhängig von der Gehörgangsgröße, oft so tief im Gehörgang, dass sie praktisch unsichtbar sind. Durch die stetige Weiterentwicklung der einzelnen Bauteile fertigen wir Insio heute für Sie noch unauffälliger, als es zuvor möglich war.

Insio gibt es je nach Modell in verschiedenen Farben. Bei der kleinsten, tief im Gehörgang sitzenden Bauform empfiehlt sich schwarz, da es am unauffälligsten ist.

Für die etwas größeren und leistungsstärkeren Varianten stehen sechs Hautfarbtöne zur Verfügung, um bestmögliche Diskretion sicherzustellen.

Ein Wunderwerk der Technik



Insio spielen technisch in der höchsten Liga ihrer Klasse.


Sie unterstützen Gespräche im Störgeräusch durch eine Funktion, die im Markt unerreicht ist: das binaurale Richtmikrofon.

Es nimmt GesprächspartnerInnen von vorne bevorzugt auf und hebt sie so aus einer lauten Geräuschkulisse hervor. Bei den Premium-Modellen mit zwei Mikrofonen ist es sogar möglich, mehrere GesprächspartnerInnen einer Gruppe aus einer Geräuschkulisse hervorzuheben. Auch Menschen, die sich seitlich befinden und sich bewegen.


Eine weitere herausragende Funktion erkennt automatisch Halleffekte und reduziert sie, sodass Gespräche auch in größeren Räumen mit Parkett- oder Fliesenboden einfacher für Sie werden.

Und die erweiterte Eingangsdynamik sorgt für glasklare Übertragung, auch wenn es einmal so richtig laut wird.

Die Freiheit durch Komfort



Auch unsere kleinsten Insio Im-Ohr-Hörgeräte geben Ihnen die Freiheit, die Lautstärke und spezielle Hörprogramme bequem per Signia App oder Fernbedienung zu steuern.



Und für noch mehr Unabhängigkeit sorgt das kompakte Ladeetui – passend zum Modell mit Akku: Es ermöglicht bis zu drei volle Akkuladungen – ideal für unterwegs.



Insio Charge&Go CIC IX

miniPocket

Portable Charger Insio CIC