

Be
Brilliant™

Ihr Beratungsbogen



Stand: Oktober 2024

Ihre Vorteile mit Signia Zubehör



- Alles unter Kontrolle: Die Signia App**
- Diskrete Steuerung per Smartphone oder Tablet
 - Lautstärke- und Programmwahl
 - Für jedes Hörgerät verfügbar

Die App ist kompatibel mit Android und iOS.
Der Download im Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.



- Aktivitätstracker: Mein Wohlbefinden**
- Ihre Aktivitäten stets im Blick
 - Daten ausschließlich auf Ihrem Smartphone
 - Individuelle Zieleinstellungen, jederzeit anpassbar
 - Hilfreiche Empfehlungen und Erklärungen



- Unterstützung Tag und Nacht: Signia Assistant**
- Digitaler Helfer in der Signia App
 - Begleitung in jeder Hörsituation
 - Klangverbesserungen sofort hörbar
 - Leicht zu bedienen
 - Infos zur Handhabung der Hörgeräte

Signia Assistant in der Signia App für Bluetooth-fähige Hörgeräte.

Entspanntes Fernsehen: StreamLine TV

- TV-Ton wird direkt in Bluetooth®-fähige Hörgeräte gesendet
- Besseres Verstehen bei Filmen
- Lautstärke vom Partner getrennt wählbar
- Auch ohne Smartphone nutzbar
- Mehrere Bluetooth-fähige Hörgerätepaare koppelbar



Für zu Hause oder unterwegs: Ladetechnologie

- Kein Batteriewechsel mehr
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Schont Ressourcen
- Höhere Feuchtigkeitsstabilität



Beispiel Ladegeräte



Fernmikrofon und mehr: StreamLine Mic

- Als Fernmikrofon einsetzbar
- Bluetooth-Verbindung mit Android-Smartphones*
Bluetooth-fähigen Telefonen und PCs

*Ohne ASHA oder LE Audio



Liste kompatibler Smartphones



Hörgeräte mit App und Smartphone koppeln



StreamLine TV koppeln



Fernbedienung ohne Smartphone: miniPocket

- Fernbedienung für Lautstärke, Hörprogramme und Stummschaltung
- So klein wie ein Schlüsselanhänger
- Kann am Schlüsselring befestigt werden

Kontakt
Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10247252 | Gedruckt in Deutschland
©10.2024 Signia GmbH

facebook.com/SigniaHearingGermany

youtube.com/signiaHearing

signia.net

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.


Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Die IX Leistungsklassen im Überblick



Earbud-Design	Click IdO	Maßgefertigtes IdO
		
Active	Silk Charge&Go	Insio⁴
IdO im Earbud-Design	Sitzt komplett im Ohr	Sitzt komplett im Ohr
Bluetooth®-Streaming	Ohne Maßanfertigung	Maßgefertigte Schale
Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Batteriebetrieben

GESPRÄCHE IN GRUPPEN	Weltweit einzigartig: Mehrere GesprächspartnerInnen werden aus der akustischen Umgebung hervorgehoben. ¹
KLANG-BRILLANZ	Die Übertragung hoher Töne bis 12 kHz sorgt für brillanten Klang.
GESPRÄCHE IN BEWEGUNG	GesprächspartnerInnen bleiben im „Fokus“, auch wenn sie sich bewegen. ¹
HALLIGE RÄUME	Leichteres Verstehen in halligen Räumen, z.B. in Wohnzimmern mit Parkettboden.
MUSIKER	Hilfreiches Spezialprogramm für ChorsängerInnen oder MusikerInnen, das die Lautstärke des eigenen Instruments oder Gesangs optimal anpasst.
VERSTEHEN VON DER SEITE	Seitliche SprecherInnen werden aus einer geräuschvollen Umgebung hervorgehoben. ¹
INDIVIDUELLES RICHTUNGSHÖREN	Mit der Signia App selbst entscheiden, in welche Richtung man lauschen möchte. ¹
LEHN-EFFEKT	GesprächspartnerInnen werden lauter übertragen als die Umgebung, als würde man sich zu ihnen hinlehnen. ¹
EIGENE BEWEGUNGEN	Integrierte Bewegungssensoren dienen der idealen Klanganpassung an dynamische Situationen mit Gesprächsanteilen. ¹
NATÜRLICHE EIGENE STIMME²	Nur in Signia Hörgeräten: Die eigene Stimme des/der HörgeräteträgerIn wird separat und besonders natürlich ausgesteuert. ¹
MEIN WOHLBEFINDEN	Aktivitätstracker in der Signia App, um die eigenen Höraktivitäten im Blick zu behalten. ³
MUSIKHÖREN	Ob im Konzert oder beim Musikhören zu Hause, die kristallklare Übertragung in HD-Qualität ist das Resultat hochentwickelter Chip-Technologie.
WINDGERÄUSCHE	Signia Hörgeräte reduzieren Windgeräusche effektiv, die zum Beispiel beim Fahrradfahren stören können.
GESCHIRRLAPPERN	Impulsive Geräusche wie Geschirrklopfen oder Zeitungsrascheln werden blitzschnell reduziert.
STREAMING IOS¹	Ob Telefonate oder Musik-Streaming: Sie hören die Informationen aus Ihrem iPhone in Stereo direkt in Ihren beiden Hörgeräten, wenn diese generell Bluetooth-fähig sind. Auch Hands-free ist möglich.
STREAMING ANDROID	ASHA-fähige Android-Smartphones streamen ebenfalls direkt in Ihre Hörgeräte. Für Android-Smartphones ohne ASHA und ältere Chip-Plattformen steht ein kleines Ansteckgerät zur Verfügung.
SIGNIA ASSISTANT	Digitaler Assistent in der Signia App, der KI-basierte Klangvorschläge unterbreitet. Sie entscheiden selbst, ob Sie den Klang behalten oder verwerfen möchten. Für Bluetooth-fähige Hörgeräte mit Internetverbindung. ¹
IM STÖRGERÄUSCH	Alle Signia Hörgeräte sind mit einem Störgeräusch-Management und einem adaptiven Richtmikrofon ausgestattet.
APP-FERN-BEDIENUNG	Der beleuchtete Bildschirm der Signia App ist die ideale Bedienoberfläche für ihre Hörgeräte.

SLIM-RIC	RIC	HdO
		
Styiletto	Pure Charge&Go	Motion⁴
Herausragendes Design, perfekter Sitz	Besonders kleine Bauform	Robuste Bauweise
Bluetooth-Streaming	Bluetooth-Streaming	Bluetooth-Streaming
Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Akkutechnologie mit mobilem Ladeetui	Akkutechnologie

¹Mit AX Technologie

¹Nicht bei Silk Charge&Go IX und Insio IIC/CIC IX, ²Nicht bei Im-Ohr-Hörgeräten und Active Pro, ³Nicht bei Silk Charge&Go, Insio, Active und Motion, ⁴Mit X Technologie. Die Funktionen unterscheiden sich teilweise von den beschriebenen der IX Technologie.