

One Pager

Pure Charge&Go IX – unsere Beliebtesten



1. Kurzprofil

- Kleine RIC-Hörgeräte (externer Hörer) mit zwei Tastern
- **Drei Varianten:** Pure Charge&Go IX, T IX und BCT IX
- Seriennummer-Sichtfenster & LED (nur BCT IX)
- Leichte bis hochgradige Hörverluste, vier externe Hörer **bis WHO4**

Praxis-Tipp: Das schmalste Modell ist Pure Charge&Go IX. T IX und BCT IX sind minimal breiter, bieten dafür aber deutlich längere Akkulaufzeiten – ideal für intensives Streaming.

2. Pure Charge&Go IX sind Bluetooth-fähig


Alle Modelle: Streaming, Hands-free-Telefonie, Signia App & 24/7 Signia Assistant.

- Pure Charge&Go IX & T IX: Made for iPhone, ASHA (Android), LE Audio
- Pure Charge&Go BCT IX: Bluetooth Classic für 99 % aller Bluetooth-Geräte (iOS, Android, PC ...)

Praxis-Tipp: Gerade bei älteren Smartphones ist Bluetooth Classic (BCT IX) die beste Lösung.



TV Sound



3. Programmierung über Noahlink Wireless

Praxis-Tipp: Firmware-Updates regelmäßig durchführen – Connexx informiert automatisch.

4. Drei Charger zur Auswahl

- Desktop Charger Pure
- Dry&Clean Charger Pure (Trocknung & UV-Desinfektion)
- Portable Charger Pure (Powerbank-Funktion)



Praxis-Tipp: Generieren Sie zusätzliches Umsatzpotenzial, indem Sie ergänzend zum Portable Charger für unterwegs den Dry&Clean Charger für zuhause anbieten – das Nonplusultra der Pflege.



signia