



## Erweitern Sie Ihr Hörerlebnis

Hören ist einfach? Nicht immer. Gerade wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen und Hintergrundgeräusche dazukommen, wird Hören zur Herausforderung. Das neue Pure Charge&Go AX bringt Ordnung in dieses Chaos. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie wirklich hören wollen.

Ob in der Standard- oder T-Spulen-Version, Pure Charge&Go AX ist Ihr perfekter Begleiter im Alltag – und meistert jede akustische Herausforderung brillant.



### Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräteträgern mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug. Signia. Be Brilliant.





Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der verfügbaren technischen Möglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Nomen in dieser Broschüre die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch WSAUD A/S erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Order No. 08008-99C1  
Gedruckt in Deutschland  
©05.2021 Signia GmbH

Sie finden uns unter:

-  [signia.net](https://signia.net)
-  [facebook.com/SigniaHearingGermany](https://facebook.com/SigniaHearingGermany)
-  [youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)
-  [instagram.com/signiahearing](https://instagram.com/signiahearing)

# Be Brilliant™

## So klar kann Sprache klingen



Pure Charge&Go AX



## Be Brilliant mit Pure C&G AX

Unsere neuen Pure Charge&Go AX Hörgeräte verändern die Art und Weise, wie Sie die Welt hören. Denn die revolutionäre Plattform Augmented Xperience steht für exaktes Sprachverstehen, Leichtigkeit und Natürlichkeit. Mit den neuen innovativen Funktionen können Sie Gesprächen selbst bei Störgeräuschen folgen – ohne Kompromisse. Und das Leben in vollen Zügen genießen.






Augmented Xperience




Brillanter Klang



Bluetooth Android & iOS




Unterwegs aufladen



Kontrastreiche Sprache



Situations-automatik



Signia Assistant

## Eine Plattform für neues Hören

Pure Charge&Go AX bietet ein beispielloses Hörerlebnis mit noch nie dagewesenem natürlichem Klang. Wir nennen es: Augmented Xperience. Das bedeutet für Sie: klare Sprache in einer intensiven Klangwelt. In jeder Situation.

Ohne Augmented Xperience



Mit Augmented Xperience



Die Hightech-Hörgeräte nutzen unsere bahnbrechende Augmented Focus Technologie. Sie schafft klare Kontraste zwischen Sprache und Umgebung – dank zweier Prozessoren, die Sprache und Umgebungsgeräusche komplett getrennt voneinander verarbeiten.

## Vielseitige Alleskönner

Pure Charge&Go AX bietet Bluetooth-Streaming für Telefonate und Musik über ASHA-fähige Android- oder iOS-Systeme. Die Hörgeräte sind wiederaufladbar und bieten Ihnen mit einer einzigen Ladung bis zu 23 Stunden Nutzungsdauer inklusive 5 Stunden Streaming.

Zur Auswahl stehen Ihnen drei verschiedene Ladegeräte – vom kompakten Modell bis zur 3-in-1-Lösung für zuverlässiges Laden, Desinfizieren und Trocknen.



Pure Charger



Pure Mobiler Charger



Pure Dry&Clean Charger

## Hören ohne Kompromisse

Augmented Xperience bietet Ihnen kompromisslos gutes Sprachverstehen, einschließlich einer natürlich klingenden eigenen Stimme dank Own Voice Processing™ (OVP).

Sensible Sensoren erkennen, ob Sie sich bewegen, und erfassen automatisch Ihre Hörsituation. So erleben Sie immer den bestmöglichen Klang.

Sowohl die Standard- als auch die T-Spulen-Version von Pure Charge&Go AX sind in einer Vielzahl an ansprechenden Farben erhältlich.



Schwarz Graphit Champagner Silber Perlweiß



Fine Gold Dunkelbraun Dunkelblond Roségold Beige

## Unterstützung per App

Sie wollen besten Service rund um die Uhr? Verbinden Sie Pure Charge&Go AX mit der Signia App und erhalten Sie zusätzlichen Support. Mit dem Signia Assistant haben Sie dank künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, den Klang Ihrer Hörgeräte ganz einfach auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Zusätzlich bietet TeleCare persönlichen Service von Ihrem Hörakustiker auch aus der Ferne. Diese praktischen Funktionen der Signia App sind die ideale Ergänzung zur Betreuung durch Ihren Hörakustiker.



Die Signia App ist kompatibel mit Android und iOS. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Erfahren Sie mehr unter [signia.net](http://signia.net) oder fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Pure Charge&Go AX, nützlichem Zubehör oder der Signia App.