



Compatibilidad cargadores Signia

Modelo de audífono	Modelo de cargador			
	Cargadores portátiles	Cargadores de mesa	Cargadores Dry&Clean	Compatibilidad Multi Charger
IntegratedXperience				
Pure Charge&Go BCT IX (y CROS)	Cargador portátil Pure	Cargador de mesa Pure	Cargador Dry&Clean Pure	Si
Pure Charge&Go T IX	Cargador portátil Pure	Cargador de mesa Pure	Cargador Dry&Clean Pure	Si
Pure Charge&Go IX (y CROS)	Cargador portátil Pure	Cargador de mesa Pure	Cargador Dry&CleanPure	Si
Styletto IX (y CROS)	Cargador Styletto IX	-	Cargador Dry&Clean Styletto	-
Motion Charge&Go M IX	-	Cargador de mesa Motion M	-	Si
Motion Charge&Go P IX	-	Cargador de mesa Motion P	Cargador Dry&Clean Motion P	Si
Motion Charge&Go SP IX	-	Cargador de mesa Motion SP	Cargador Dry&Clean Motion SP	Si
Active Pro IX (y CROS)	Cargador Active IX	-	-	-
Silk Charge&Go IX (y CROS)	Cargador Silk	-	-	-
Insio Charge&Go CIC IX	Cargador portátil Insio CIC	-	-	-
AugmentedXperience				
Insio Charge&Go AX	-	Cargador de mesa Insio AX	-	-