



Suivi de la voix en mouvement



Directivité multi-focale



Batterie Li-on Rechargeable



Connectivité iPhone et Android



Deux unités de traitement différenciés



OVP Gestion de la propre voix



Compatible accessoire CROS



Classe LPP du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bobine d'induction T (uniquement pour Pure C&Go T IX)



Contrôle de volume



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	S	M	P	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	46	60	65	74
	Simulateur d'oreille	56	70	75	83
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale?</i>	Coupleur 2cc	110	119	122	131
	Simulateur d'oreille	120	129	131	138
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>		②		1	
Plateforme (Puce)		ⓧ		AX	X
Nb de programmes max. mémorisables		6			

FONCTIONNALITÉS

DSP <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■ ■ ■ ■ □
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	8 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	32/16
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	16
Auto EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	1
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓

10 coloris disponibles



Beige



Argent



Châtain



Rose Doré



Graphite



Blanc Perle



Chocolat



Or Fin



Gris Souris



Noir

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ □ □
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ □ □ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ □ □ □
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ □ □ □
Concert, festival, musique	□ □ □ □ □
Séminaires, congrès, salons	□ □ □ □ □
Centre commercial, gare, aéroport	□ □ □ □ □
Voiture, transports en commun	□ □ □ □ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	□ □ □ □ □
Lieu de culte, pièce résonnante	□ □ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	□ □ □ □ □
Conversation dans le bruit	□ □ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	□ □ □ □ □

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	🍏 🤖
Streaming via accessoire Iphone Android	🍏 🤖
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	StreamLine TV



signia