



Suivi de la voix en mouvement



Directivité multi-focale



Batterie Li-on Rechargeable



Connectivité iPhone et Android



Deux unités de traitement différenciés



OVP Gestion de la propre voix



Compatible accessoire CROS



Classe LPP du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bobine d'induction T (uniquement pour Pure C&Go T IX)



Contrôle de volume



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	S	M	P	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	46	60	65	74
	Simulateur d'oreille	56	70	75	83
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc	110	119	122	131
	Simulateur d'oreille	120	129	131	138
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	②			1	
Plateforme (Puce)	ⓧ		AX		X
Nb de programmes max. mémorisables		6			

FONCTIONNALITÉS

DSP <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■ ■ ■ ■ ■
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	12 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	48/20
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	20
Auto EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	✓
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	✓
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓

10 coloris disponibles



Beige



Argent



Châtain



Rose Doré



Graphite



Blanc Perle



Chocolat



Or Fin



Gris Souris



Noir

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ ■
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ ■ ■
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ ■ ■
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ ■ ■
Concert, festival, musique	■ ■ ■ ■ ■
Séminaires, congrès, salons	■ ■ ■ ■ ■
Centre commercial, gare, aéroport	■ ■ ■ ■ ■
Voiture, transports en commun	■ ■ ■ ■ ■
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■ ■ ■ ■ ■
Lieu de culte, pièce résonnante	■ ■ ■ ■ ■
Repas en famille, anniversaire, fête	■ ■ ■ ■ ■
Conversation dans le bruit	■ ■ ■ ■ ■
Jardin d'enfants, cours d'école	■ ■ ■ ■ ■

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	🍏 🤖
Streaming via accessoire Iphone Android	🍏 🤖
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	StreamLine TV



signia