



Pile 10



Adaptation immédiate



Directivité adaptative



Détection automatique des environnements



Compatible accessoire Cros



Classe LPP du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	-
Contrôle de volume	-	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	dB	
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	50	
	Simulateur d'oreille	60	
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale?</i>	Coupleur 2cc	114	
	Simulateur d'oreille	125	
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2	①	
Plateforme (Puce)	ⓧ	Nx	Px
Nb de programmes max. mémorisables	6		

FONCTIONNALITÉS

Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	
Synchronisation binaurale <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓
DSP <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	12
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	1
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Acclimatation automatique <i>Habituation progressive à l'amplification</i>	✓
Service à distance TeleCare	✓

2 coloris disponibles



Noir

Moka

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	-
Streaming via accessoire Iphone Android	-
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	-
Accessoire spécifique pour la télévision	-