

Batterie Li-on  
RechargeableAdaptation  
immédiateDirectivité  
adaptativeÉtanchéité  
IP68Détection  
automatique des  
environnementsCompatible  
accessoire  
CrosClasse LPP  
du produit

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	-	Bobine d'induction T	-
Contrôle de volume	-	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	-	Indice de protection (poussière/eau)	-

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	dB
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	50 61
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	114 126
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2	①
Plateforme (Puce)	IX	X
Nb de programmes max. mémorisables		6

## FONCTIONNALITÉS

Traitement de la parole et du bruit <i>Réduction du bruit</i>	■ ■ ■ ■ □ □
DSP <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	✓
Canaux de réglage <i>Finesse du traitement sonore</i>	16
Auto EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	1
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓

2 coloris disponibles



Noir



Moka

## SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ □ □ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ □ □ □
Cuisine, restaurant, cinéma	■ ■ ■ □ □ □
Concert, festival, musique	□ □ □ □ □ □
Séminaire, congrès, salons	□ □ □ □ □ □
Centre commercial, gare, aéroport	□ □ □ □ □ □
Voiture, transports en commun	□ □ □ □ □ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	□ □ □ □ □ □
Lieu de culte, pièce résonnante	□ □ □ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	□ □ □ □ □ □
Conversation dans le bruit	□ □ □ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	□ □ □ □ □ □
Téléphone, Télévision	□ □ □ □ □ □

## ACCESSOIRES &amp; CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct <i>(sans accessoire)</i> Iphone Android	-
Streaming via accessoire Iphone Android	-
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	-
Accessoire spécifique pour la télévision	-