

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
iPhone
et Android

Sur-mesure

Deux unités
de traitement
différenciésCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

6 coloris disponibles



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	oui	Bobine d'induction T	non
Contrôle de volume	non	Entrée audio directe	non
Témoin lumineux	non	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	113/50	118/55	124/65
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	50	55	65
<i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Simulateur d'oreille	61	66	75
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	113	118	124
<i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Simulateur d'oreille	125	128	135
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	2		1	
Plateforme (Puce)	AX		X	Nx
Nb de programmes max. mémorisables		6		

FONCTIONNALITÉS

	7	5	3
Traitement de la parole et du bruit <i>Débruiteurs</i>	■■■■■	■■■■□	■■■□□
Synchronisation binaurale e2e 4.0 <i>Communication entre les deux appareils</i>	✓	✓	✓
DSP 2.0 <i>Adaptation en fonction de l'environnement</i>	✓	✓	✓
Bande passante	12 kHz	8 kHz	8 kHz
Canaux de réglage	20	16	12
EchoShield <i>Gestion de la réverbération</i>	✓	-	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	20	3	1
SoundSmoothing <i>Gestion des bruits d'impact</i>	✓	✓	✓
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	Binaural dans tout programme	Binaural dans certains programmes	Monaural
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓	✓	✓
Directivité automatique, adaptative et binaurale <i>Focaliser l'écoute des sons venant de face</i>	✓	✓	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	✓	✓	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓	✓	✓
Compression fréquentielle <i>Réentendre les fréquences perdues depuis longtemps</i>	✓	✓	✓
Thérapie Acouphènes par amplification encochée	✓	✓	✓
Thérapie Acouphènes par Bruit de thérapie	✓	✓	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓	✓	✓
Acclimatation automatique <i>Apprentissage de sonie</i>	✓	✓	✓
Service à distance TeleCare	✓	✓	✓

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	7	5	3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	Oui	Oui	Oui
Streaming direct (sans accessoire) Iphone ⁽¹⁾ Android ⁽²⁾	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui
Streaming via accessoire Iphone Android	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui	⁽¹⁾ Oui ⁽²⁾ Oui
Télécommande	miniPocket	miniPocket	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic	StreamLine Mic	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la Télévision	StreamLine TV	StreamLine TV	StreamLine TV