

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	M
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	60
Quelle est l'amplification maximale?	Simulateur d'oreille	67
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	133
Quelle est l'intensité sonore maximale ?	Simulateur d'oreille	138
Nb de microphones Pour capter le son		2
Plateforme (Puce)		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 Gestion de l'ambiance sonore	■ ■ ■ ■ □
Bande passante Qualité sonore	8 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	32/16
Curseurs de réglage Finesse du réglage	16
EchoShield Réduction de l'écho	-
HD Music Programmes prédéfinis pour la musique	1
eWindScreen Gestion du bruit du vent	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging Retenir les informations de port	✓
Anti-Larsen Annulation des sifflements	✓
Spatial SpeechFocus	-
Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière	-
CROSPhone-TriCROS Transfert de son d'une aide auditive à l'autre	✓

14 coloris disponibles



Beige



Or Fin



Chocolat



Noir



Graphite



Argent



Gris souris



Blanc perle



Rose doré



Châtain



Rose perle



Rouge sportif



Bleu turquoise



Bleu galactique

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ □
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ □ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ □ □
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ □ □
Concert, festival, musique	□ □ □ □ □
Séminaires, congrès, salons	□ □ □ □ □
Centre commercial, gare, aéroport	□ □ □ □ □
Voiture, transports en commun	□ □ □ □ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	□ □ □ □ □
Lieu de culte, pièce résonnante	□ □ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	□ □ □ □ □
Conversation dans le bruit	□ □ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	□ □ □ □ □

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	Apple Android
Streaming via accessoire Iphone Android	Apple Android
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	M
Gain max (dB)	Coupleur 2cc	60
Quelle est l'amplification maximale?	Simulateur d'oreille	67
Sortie max (dB SPL)	Coupleur 2cc	133
Quelle est l'intensité sonore maximale ?	Simulateur d'oreille	138
Nb de microphones Pour capter le son		2
Plateforme (Puce)		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 Gestion de l'ambiance sonore	■ ■ ■ ■ □
Bande passante Qualité sonore	8 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	36/18
Curseurs de réglage Finesse du réglage	18
EchoShield Réduction de l'écho	Manuel
HD Music Programmes prédéfinis pour la musique	3
eWindScreen Gestion du bruit du vent	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging Retenir les informations de port	✓
Anti-Larsen Annulation des sifflements	✓
Spatial SpeechFocus	Manuel
Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière	
CROSPhone-TriCROS Transfert de son d'une aide auditive à l'autre	✓

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ □
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ ■ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ ■ □
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ ■ □
Concert, festival, musique	■ ■ ■ ■ □
Séminaires, congrès, salons	■ ■ ■ ■ □
Centre commercial, gare, aéroport	■ ■ ■ ■ □
Voiture, transports en commun	■ ■ ■ ■ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■ ■ ■ ■ □
Lieu de culte, pièce résonnante	□ □ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	□ □ □ □ □
Conversation dans le bruit	□ □ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	□ □ □ □ □

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	Apple Android
Streaming via accessoire Iphone Android	Apple Android
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound

14 coloris disponibles



Beige



Or Fin



Chocolat



Noir



Graphite



Argent



Gris souris



Blanc perle



Rose doré



Châtain



Rose perle



Rouge sportif



Bleu turquoise



Bleu galactique

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	M
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	60
	Simulateur d'oreille	67
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale?</i>	Coupleur 2cc	133
	Simulateur d'oreille	138
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>		2
Plateforme (Puce)		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■■■■■
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	12 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	48/20
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	20
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	Auto
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	Auto
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓

14 coloris disponibles



Beige



Or Fin



Chocolat



Noir



Graphite



Argent



Gris souris



Blanc perle



Rose doré



Châtain



Rose perle



Rouge sportif



Bleu turquoise



Bleu galactique

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■■■■■
Conversation dans le calme, lecture	■■■■■
Activités en extérieur, promenade	■■■■■
Cuisine restaurant, cinéma	■■■■■
Concert, festival, musique	■■■■■
Séminaires, congrès, salons	■■■■■
Centre commercial, gare, aéroport	■■■■■
Voiture, transports en commun	■■■■■
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■■■■■
Lieu de culte, pièce résonnante	■■■■■
Repas en famille, anniversaire, fête	■■■■■
Conversation dans le bruit	■■■■■
Jardin d'enfants, cours d'école	■■■■■

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct (sans accessoire) Iphone Android	Apple Android
Streaming via accessoire Iphone Android	Apple Android
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound