

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	82 85
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	140 143
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>		2
Plateforme <i>(Puce)</i>		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■ ■ ■ ■ ■
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	5,4 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	32/16
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	16
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	1
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus	-
<i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓

14 coloris disponibles



Beige



Or Fin



Chocolat



Noir



Graphite



Argent



Gris souris



Blanc perle



Rose doré



Châtain



Rose perle



Rouge sportif



Bleu turquoise



Bleu galactique

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ ■
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ ■ ■
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ ■ ■
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ ■ ■
Concert, festival, musique	■ ■ ■ ■ ■
Séminaires, congrès, salons	■ ■ ■ ■ ■
Centre commercial, gare, aéroport	■ ■ ■ ■ ■
Voiture, transports en commun	■ ■ ■ ■ ■
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■ ■ ■ ■ ■
Lieu de culte, pièce résonnante	■ ■ ■ ■ ■
Repas en famille, anniversaire, fête	■ ■ ■ ■ ■
Conversation dans le bruit	■ ■ ■ ■ ■
Jardin d'enfants, cours d'école	■ ■ ■ ■ ■

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct <i>(sans accessoire)</i> Iphone Android	Apple Android
Streaming via accessoire Iphone Android	Apple Android
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound

Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	82 85
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	140 143
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>		2
Plateforme <i>(Puce)</i>		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■ ■ ■ ■ □
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	5,4 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	36/18
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	18
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	Manuel
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	Manuel
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓


SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ □
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ ■ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ ■ □
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ ■ □
Concert, festival, musique	■ ■ ■ ■ □
Séminaires, congrès, salons	■ ■ ■ ■ □
Centre commercial, gare, aéroport	■ ■ ■ ■ □
Voiture, transports en commun	■ ■ ■ ■ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■ ■ ■ ■ □
Lieu de culte, pièce résonnante	□ □ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	□ □ □ □ □
Conversation dans le bruit	□ □ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	□ □ □ □ □

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct <i>(sans accessoire)</i> Iphone Android	🍏 🤖
Streaming via accessoire Iphone Android	🍏 🤖
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound

14 coloris disponibles



Batterie Li-on
RechargeableConnectivité
Bluetooth®OVP
Gestion de la
propre voixSignia
AssistantCapteurs de
mouvementCompatible
accessoire
CROSClasse LPP
du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bouton poussoir	✓	Bobine d'induction T	✓
Contrôle de volume	✓	Entrée audio directe	-
Témoin lumineux	✓	Indice de protection (poussière/eau)	IP68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	82 85
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc Simulateur d'oreille	140 143
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>		2
Plateforme <i>(Puce)</i>		IX
Nb de programmes max. mémorisables		6

FONCTIONNALITÉS

DSP 2.0 <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■■■■■
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	5,4 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	48/18
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	18
EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	Auto
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encodée »	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	Auto
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓

SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

Téléphone, télévision	■■■■■
Conversation dans le calme, lecture	■■■■■
Activités en extérieur, promenade	■■■■■
Cuisine restaurant, cinéma	■■■■■
Concert, festival, musique	■■■■■
Séminaires, congrès, salons	■■■■■
Centre commercial, gare, aéroport	■■■■■
Voiture, transports en commun	■■■■■
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■■■■■
Lieu de culte, pièce résonnante	■■■■■
Repas en famille, anniversaire, fête	■■■■■
Conversation dans le bruit	■■■■■
Jardin d'enfants, cours d'école	■■■■■

ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct <i>(sans accessoire)</i> Iphone Android	Apple Android
Streaming via accessoire Iphone Android	Apple Android
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	TV Sound

14 coloris disponibles



Beige



Or Fin



Chocolat



Noir



Graphite



Argent



Gris souris



Blanc perle



Rose doré



Châtain



Rose perle



Rouge sportif



Bleu turquoise



Bleu galactique