



Produits IX

Fonctions & Accessoires

Pure C&G IX

Pure C&G 7IX
Pure C&G 5IX
Pure C&G 3IX

Pure C&G T IX

Pure C&G T 7IX
Pure C&G T 5IX
Pure C&G T 3IX

Styletto IX

Styletto 7IX
Styletto 5IX
Styletto 3IX
Styletto sDemo DIX

Silk C&G IX

Silk C&G 7IX
Silk C&G 5IX
Silk C&G 3IX
Silk C&G sDemo DIX

Insio IX CIC/IIC

Insio 7IX CIC
Insio 7IX IIC
Insio 5IX CIC
Insio 5IX IIC
Insio 3IX CIC
Insio 3IX IIC

Pure C&G IX

Pure C&G T IX

Styletto IX

| Fonctionnalités

	7IX	5IX	3IX
Gestion de la conversation			
Optimisation de la conversation en temps réel ¹⁾	■■■■■	■■■■	■■
Hiérarchisation de la conversation	●	—	—
Optimisation des conversations	●	●	●
Faisceaux de directivité	3	1	—
Booster de conversations	■■■■■	■■■■	■■
Augmented Focus (2 unités de traitement)	●	●	●
Flux utile	1	1	1
Flux d'ambiance	1	1	1
Dynamic Soundscape Processing 3.0	■■■■■	■■■■	■■■
Spatial SpeechFocus ¹⁾	●	—	—
SpeechFocus	●	●	—
Own Voice Processing 2.0 (OVP 2.0) ¹⁾	●	●	●
Capteur de mouvement	●	●	●
Directivité binaurale OneMic 2.0 ¹⁾	—	—	—
Directivité binaurale ¹⁾	●	●	●
Directivité adaptative	●	●	●
Directivité automatique	●	●	●
TruEar 360	●	●	●
SpeechStabilizer	●	●	●
Gestion de la parole et du bruit	●	●	●
e2e wireless 4.0 ¹⁾	●	●	●
Confort d'écoute			
Bande passante étendue	●	—	—
Auto EchoShield	●	—	—
Programme pièce réverbérante	●	●	—
SoundSmoothing	■■■■■	■■■■■	■■■■■
eWindScreen	■■■■■	■■■■■	■■■
Dynamique étendue	●	●	●
Annulation de rétroaction	●	●	●
Interactivité patient			
Configurateur spatial	●	●	—
My WellBeing	●	●	●
Signia Assistant	●	●	●
Signia App (iOS, Android)	●	●	●
Volume adaptatif du streaming	●	●	●
TeleCare	●	●	●

¹⁾ Disponible pour les ajustements bilatéraux avec e2e ● disponible ■■■■■ performance la plus haute
²⁾ Pure C&G T IX seulement — non disponible

Pure C&G IX
Pure C&G T IX
Styletto IX

| Fonctionnalités

	7IX	5IX	3IX
Connectivité			
Streaming direct pour iOS (MFi) & Android (ASHA)	●	●	●
HandsFree pour iOS	●	●	●
CallControl pour iOS	●	●	●
Bobine T ²⁾	●	●	●
StreamLine Mic	●	●	●
StreamLine TV	●	●	●
miniPocket	●	●	●
Acouphènes			
Signal thérapeutique des vagues de l'océan (préréglages)	4	4	4
Signal thérapeutique statique (canaux / préréglages)	20 / 5	18 / 5	16 / 5
Thérapie de suppression (Notch Therapy)	●	●	●
Gestionnaire de thérapie sonore pour les acouphènes	●	●	●
Optimisation de l'ajustement			
Traitement du signal (canaux)/ Gain & MPO (curseurs)	48 / 20	36 / 18	32 / 16
HD Music (présélections)	3	3	1
Programmes d'écoute	6	6	6
CROS/BiCROS	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
InSituGram	●	●	●
AutoFit	●	●	●

¹⁾ Disponible pour les ajustements bilatéraux avec e2e

²⁾ Pure C&G T IX seulement

■ ■ ■ ■ ■ performance la plus haute

● disponible

— non disponible

Silk C&G IX Insio IX CIC/IIC

| Fonctionnalités

	7IX	5IX	3IX
Gestion de la conversation			
Optimisation de la conversation en temps réel ¹⁾	—	—	—
Analyse des sources de conversation	—	—	—
Analyse dynamique des conversations	—	—	—
Faisceaux de directivité	—	—	—
Booster de conversations	—	—	—
Augmented Focus (2 unités de traitement)	—	—	—
Flux utile	—	—	—
Flux d'ambiance	—	—	—
Dynamic Soundscape Processing 3.0	■■■■■	■■■■	■■■
Spatial SpeechFocus ¹⁾	—	—	—
SpeechFocus	—	—	—
Own Voice Processing 2.0 (OVP 2.0) ¹⁾	—	—	—
Capteur de mouvement	—	—	—
Directivité binaurale OneMic 2.0 ¹⁾	●	●	●
Directivité binaurale ¹⁾	—	—	—
Directivité adaptative	—	—	—
Directivité automatique	—	—	—
TruEar 360	—	—	—
SpeechStabilizer	●	●	●
Traitement de la parole et du bruit	●	●	●
e2e wireless 4.0 ¹⁾⁴⁾	●	●	●
Confort d'écoute			
Anti-Larsen	●	●	●
eWindScreen	■■■■■	■■■■■	■■■
SoundSmoothing	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Auto EchoShield	●	—	—
Programme pièce réverbérante	●	●	—
Dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
Interactivité patient			
Spatial Configurator	—	—	—
My WellBeing	—	—	—
Signia Assistant	—	—	—
Signia App (iOS, Android) ²⁾	●	●	●
Volume adaptatif du streaming	—	—	—
TeleCare ³⁾	●	●	●

1) Disponible pour les ajustements bilatéraux avec e2e

2) Disponible pour contrôle à distance et support via TeleCare

3) Pour les services Telecare à distance, dashboard et CareChat

4) Pour les appareils avec e2e

Pas disponible pour Insio IX non-wireless

● disponible

— non disponible

■■■■■ performance la plus haute

Silk C&G IX Insio IX CIC/IIC

| Fonctionnalités

	7IX	5IX	3IX
Connectivité			
Streaming direct pour iOS (MFi) & Android (ASHA)	—	—	—
HandsFree pour iOS	—	—	—
CallControl pour iOS	—	—	—
Bobine T	—	—	—
StreamLine Mic	—	—	—
StreamLine TV	—	—	—
miniPocket	●	●	●
Acouphènes			
Signal thérapeutique des vagues de l'océan (préréglages)	4	4	4
Signal thérapeutique statique (canaux / préréglages)	20 / 5	18 / 5	16 / 5
Thérapie de suppression (Notch Therapy)	●	●	●
Gestionnaire de thérapie sonore pour les acouphènes	●	●	●
Optimisation de l'ajustement			
Traitement du signal (canaux)/Gain & MPO (curseurs)	48 / 20	36 / 18	32 / 16
HD Music (présélections)	3	3	1
Programmes d'écoute	6	6	6
compatibilité CROS/BiCROS ⁴⁾	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
InSituGram	●	●	●
AutoFit	●	●	●

1) Disponible pour les ajustements bilatéraux avec e2e

2) Disponible pour contrôle à distance et support via TeleCare

3) Pour les services Telecare à distance, dashboard et CareChat

4) Pour les appareils avec e2e

Pas disponible pour Insio IX non-wireless

● disponible

— non disponible

■■■■■ performance la plus haute

Configuration et Accessoires

	7IX, 5IX, 3IX	Pure C&G IX	Pure C&G T IX	Styletto IX
Niveau de performance	7IX, 5IX, 3IX			
Instruments et composants				
Notation IP		IP68	IP68	IP68
Batterie		Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Accessoires et programmation				
Noahlink Wireless		▲	▲	▲
ConnexxAir		—	—	—
Adaptateur de programmation / câble		—	—	—
Accessoires pour l'usage au quotidien				
miniPocket		○	○	○
StreamLine TV		○	○	○
StreamLine Mic		○	○	○
Signia App (iOS, Android)		○	○	○
Chargeur		▲	▲	▲
Multi Chargeur		○	○	—
Chargeur nomade RIC		○	○	—
Chargeur RIC		○	○	—
D&C Chargeur RIC		○	○	—
D&C Chargeur slimRIC		—	—	○
Styletto IX Chargeur		—	—	○
Active IX Chargeur		—	—	—
Silk Chargeur		—	—	—
CROS Pure C&G IX		○	○	—
CROS Styletto IX		—	—	○
CROS Active IX		—	—	—
CROS Silk C&G IX		—	—	—

▲ obligatoire
○ optionnel

— non disponible

Configuration et Accessoires

	7IX, 5IX, 3IX	Silk C&G IX	Insio IX
Niveau de performance	7IX, 5IX, 3IX		
Instruments et composants			
Notation IP		IP68	—
Batterie		Lithium-ion	10
Accessoires et programmation			
Noahlink Wireless		—	—
ConnexxAir		▲	▲ ¹⁾
Adaptateur de programmation / câble		—	Flex T5 si bouton poussoir/ Adapteur I3
Accessoires			
miniPocket		○	○
StreamLine TV		—	—
StreamLine Mic		—	—
Signia App (iOS, Android)		○	○
Chargeur		▲	—
Multi Chargeur		—	—
Chargeur nomade RIC		—	—
Chargeur RIC		—	—
D&C Chargeur RIC		—	—
D&C Chargeur slimRIC		—	—
Styletto IX Chargeur		—	—
Active IX Chargeur		—	—
Silk Chargeur		▲	—
CROS Pure C&G IX		—	—
CROS Styletto IX		—	—
CROS Active IX		—	—
CROS Silk C&G IX		○	○ ¹⁾

¹⁾ Insio IX avec liaison sans fil e2e uniquement

▲ obligatoire
○ optionnel

— non disponible

Order No. 05447-99T02-7600
www.signia-pro.fr
© 02.2024, WSAUD A/S
Tous droits réservés

Peut changer
sans information
préalable

Ce document contient des descriptions générales de solutions techniques disponibles, qui selon les cas ne sont pas toujours présentes et sont susceptibles de changer sans préavis. Les accessoires requis doivent être cependant spécifiés dans chaque cas à la fin du contrat.