

シグニア補聴器
総合カタログ

2023年11月版

Be
Brilliant™



signia

Be Brilliant™

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。
 私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、
 人間のパフォーマンスを向上させること。
 難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。
 Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。



The succession of 140 years

1878

Phonophor
 ベルナー・フォン・
 シーメンスが
 難聴者向けの特別な
 電話受信器を発明

1913
 シーメンス最初の補聴器
 最初は難聴の従業員と
 家族向けに製造

1951
 Phonophor Alpha
 真空管アンプを使用した
 ポケットサイズの補聴器

1959
 Auriculina 326
 シーメンス初の
 耳かけ型補聴器

1966
 Siretta 339
 シーメンス初の
 耳あな型補聴器

2011
 Aquaris
 シーメンス初の
 防水・防塵補聴器

SIEMENS COOL
 補聴器の
 新しいカタチ

2016
 プライマックス
primax★
 ワイヤレス充電式補聴器
 Cellion
 リチウムイオン充電電池の
 Cellionの登場で、
 充電式補聴器が
 一気にメインストリームに。

2018
 シグニア エヌエックス
Signia Nx
 Stylettoシリーズ
 もう補聴器と呼ばない。
 数々のデザイン賞を受賞した
 革新的なスリム充電式登場。



2020
 シグニア エクスベリエンス
Signia Xperience
 Motion Charge&Go SP X
 世界初※、重度難聴対応の
 スーパーパワータイプ
 充電式耳かけ型補聴器。
 ※2021年1月、WSオーディオロジー
 グループ調べ



2022
 シグニア エーエックス
Signia AX
 Inσιο Charge&Go AX
 シグニア初の充電式オーダーメイド
 耳あな型補聴器。
 ワイヤレス充電で取り扱い簡単。



シグニア補聴器
 難聴への取り組み

2023

IX Signia IX
 シグニア IX

世界初※、ロックオン機能搭載補聴器。
 複数の相手を追いかけて、会話の言葉の
 すみずみまでより正確に再現します。
 ※2023年9月、WSオーディオロジー
 グループ調べ



シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の
 歴史を継承しています。
 革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。
 確かな品質と共に、お客様に寄り添う
 誠実なブランドであり続けます。

シグニア補聴器公式
 YouTubeチャンネル
 お役立ち動画はこちら



INDEX

○ 補聴器を選ぶ前に	1
140年以上の歴史	3
聞こえのこと・難聴のこと	5
補聴器のこと	7
補聴器の種類	9
補聴器のシリーズ、チャンネルとクラス	11
補聴器の機能	11
○ おすすめ補聴器	13
Pure Charge&Go IX	15
Silk Charge&Go IX	17
Inσιο Charge&Go AX	17
○ Signia IX	19
Signia IX テクノロジー	21
Signia IX 7IX	23
Signia IX 5IX	25
Signia IX 3IX	25
○ Signia AX	27
Signia AX テクノロジー	29
Signia AX 7AX	31
Signia AX 5AX	33
Signia AX 3AX	35
Signia AX 2AX/1AX	35
○ Signia IX、Signia AX用充電器	37
○ Signia Xperience	39
Signia Xperience 7X/5X/3X	41
Signia Xperience 2X/1X	41
○ Signia Nx	43
○ primax	44
○ Intuis4、Intuis3、Prompt、Fun	45
○ アクセサリー・アプリ等	48
アクセサリ・補修パーツ	49
イヤモールド	50
ケアソリューション	51
アプリ・リモコン	51
CROS/BiCROS補聴システム	53
○ カラーバリエーション・性能一覧	55
既製品補聴器カラーバリエーション	57
RIC型・耳かけ型性能一覧	59
耳あな型カラーの選び方・性能一覧	61
機能比較表	63
おすすめラインナップ性能表	64
シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア	64

補聴器の種類
 補聴器
 Signia IX シグニア IX
 Signia AX
 IX AX用充電器
 Signia Xperience
 補聴器
 補聴器
 アクセサリー
 カラーバリエーション・性能一覧

聞こえのこと 難聴のこと


聞こえのチェック

- こんなことはありませんか？
- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

- こんな聞き間違いありませんか？
- しじじ(7時) ←→ いちじ(1時)
- しろい(白い) ←→ ひろい(広い)
- たかな(高菜) ←→ さかな(魚)

該当する場合は
聴力が低下しているかもしれません


耳の構造と役割



難聴の種類	解説
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴。 医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もある。
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴。 医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもある。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴。

加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気づきにくい。



聞こえの目安

軽度難聴 25dBHL~40dBHL	中等度難聴 40dBHL~70dBHL	高度難聴 70dBHL~90dBHL	重度難聴 90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> ・小さな声やささやき声が聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通の会話聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・耳元での大きな声も聞きづらい

聞こえの仕組み、難聴補聴器購入の流れについての動画はこちら



補聴器の種類

付帯的補聴器

IX Signia Xperience

IX AX

IX AX

IX AX

補聴器

アクセサリ

カラーバリエーション

補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

● より良いコミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



● 人間関係と心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



● 生活上の危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。




● 音で脳に良い刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。



補聴器購入の流れ



聞こえの状態や悩み、生活スタイルを確認

聴力のレベルを測定

聴力測定の結果を元に、一人ひとりの聴力や希望に合うように補聴器を調整

購入後も定期的に補聴器の調整や点検を行う

両耳装用のすすめ

● 音の方向がわかりやすい



● 騒音下での聞きとりが良い



● 疲れにくいから長く使える



使いこなすにはトレーニングと調整が重要



補聴器で再び聞こえ出した音に脳が慣れるまでには時間がかかる。




最初の数ヶ月間は聞こえ方が変化。



毎日つけてトレーニングすることが大事。




定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



*3~6ヶ月が目安

補聴器の種類

補聴器の形状による分類



使用電池による分類



作り方による分類



シグニア補聴器の最新・人気器種についての動画はこちら



形状	SLIM RIC型	RIC型	耳かけ型			耳あな型															
特徴		<ul style="list-style-type: none"> ● 取り扱いカンタンな充電タイプも! ● 機能が豊富でオールインワン 	<ul style="list-style-type: none"> ● 幅広い聴力に対応し聴力が低下しても安心 ● 多彩なカラーバリエーションで楽しめる 			<ul style="list-style-type: none"> ● 小型器種はより小さく、目立ちにくい ● 耳あなに挿れるので外れにくく、汗に強い 									<ul style="list-style-type: none"> ● マスクやメガネ、帽子の邪魔になりにくい 						
装用イメージ	 チューブが細く目立ちにくい		 持ちやすく着け外しが簡単			 フルスベックのワイヤレス充電式耳あな型	 フルスベックのワイヤレス充電式耳あな型	 目立たない	 ワンタッチで着け心地快適	 定番サイズ	 Bluetooth搭載選択可能	 高度難聴対応									
作り方			既製品			オーダーメイド		既製品	オーダーメイド												
使用電池	充電		電池	充電	電池	充電		電池													
対応シリーズ	Signia AX Signia Xperience	IX Signia IX Signia AX Signia Xperience	Signia AX Signia Xperience	Signia Xperience			Signia Nx Intuis4			Signia AX	IX Signia IX Signia Xperience	Signia Nx									
代表器種	Styletto AX	NEW Pure Charge&Go IX	Pure 312 AX	Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X (パワー)	Motion Charge&Go SP X (スーパーパワー)	Motion 13 Nx	Motion 13P Nx (パワー)	Intuis4 SP (スーパーパワー)	Insio Charge&Go AX	NEW Silk Charge&Go IX	Silk X	Insio Nx		IIC	CIC	COOL	ITC	ITC TWIN	ITE TWIN	
適応聴力																					

平均聴力+10dB程度の余裕がある器種をお選びください
※個人差があるため当てはまらない場合があります

補聴器の種類

付帯機能

IX Signia Xperience

Signia AX

IX AX 用

Signia Xperience

その他

アクセサリ：アプリ等

カラーバリエーション


補聴器のシリーズ チャンネルとクラス

シリーズ

補聴器の心臓部である、音声を処理するプロセッサーは、技術進歩につれてどんどん進化しています。シグニア補聴器は、その「シリーズ」ごとに違うプロセッサーを搭載しています。新しいシリーズほど、プロセッサーの処理能力がパワフルで、多くの機能が搭載され、より高度な音声処理ができます。

すべてはより自然で明瞭な聞こえのために。シグニア補聴器の音声技術の進化。

最新



IX
Signia IX
シグニア IX

世界初※、ロックオン機能搭載補聴器。複数の相手を追いかけて、会話の言葉のすみずみまでより正確に再現します。

※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ


毎秒
1,000回
音を分析

データ
192,000個
を収集

聞き取り
25%
向上

さらに他のシリーズに比べ、5/3クラスはチャンネル数が向上

2022年




AX
Signia AX
シグニア エーエックス


世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器。

※2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

言葉




環境音



ダブルプロセッサー

言葉がよりくっきり
環境音がよりすっきり

2020年




Xperience
Signia Xperience
シグニア エクスぺリエンス

世界初※、Xセンサー搭載補聴器。どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。


※2019年10月、シバントスグループ調べ

超広角センサー



周囲360°の声や物音を常に分析、400パターンの中から最適な音質に自動で変化。

モーションセンサー



座れば前方フォーカス、散歩中はワイドに、聞こえを自動で最大化。

周りの環境

100シーン自動対応

あなたの動き

チャンネル

「チャンネル」は性能を表す重要な指標の一つです。シグニアの補聴器はマイクに入ってきた音を高さ(周波数)ごとに分割し別々に処理を行い、最適な音量・音質で耳に届けます。チャンネル数が多いほど、音が細かく分割され、きめ細かい処理ができ、より生音に近い静かでハッキリとした音質に近づきます。

※画像はイメージです。装着者の聞こえの状態によっては、効果が異なる場合があります

クラス

シグニア補聴器は、性能と搭載機能の違いにより下記5つのクラスに分かれています。高いクラスほど性能が良く、活用できる場面が広がります。保証も手厚くなります。

	7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	1 バリュー 基本性能を搭載
保証	3年 修理保証 2年 紛失保証	3年 修理保証 2年 紛失保証	2年 修理保証 1年 紛失保証	2年 修理保証	2年 修理保証
チャンネル	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch
搭載機能	2x回 2x回 2x回 2x回 12 kHz	2x回 2x回 2x回 2x回	2x回 2x回 2x回 2x回	2x回 2x回 2x回 2x回	2x回 2x回 2x回 2x回

※Signia AXの場合の、各クラスの機能差のイメージ

補聴器のシリーズ
補聴器
IX シグニア IX
Signia AX
IX AX 補聴器
Signia Xperience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

9

10

補聴器の機能

IX Signia IX シグニアIX に搭載

Signia AX に搭載

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい聞こえ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
IX Signia IX シグニアIX Signia AX	保証*1	チャンネル*2	ロックオン*3	ダブルプロセッサー*4	ライブサウンド*5	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー*4	OVP2.0*6	ビーム指向性*4	パワーエンハンス*7	スピーチフォーカス*4	反響音抑制*8	スピーチフォーカス360°*4	12kHz帯域対応
7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	3年修理保証 2年紛失保証	48ch														
5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3年修理保証 2年紛失保証	IX 36ch AX 32ch														
3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2年修理保証 1年紛失保証	IX 32ch AX 24ch														
2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	2年修理保証	16ch														
1 バリュー 基本性能を搭載	2年修理保証	16ch														

*1 詳しくは64ページに記載 *2 Signia IXシリーズの5/3クラスはチャンネル数が向上 *3 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応
*4 Silk Charge&Go IX非対応 *5 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは27ページをご確認ください *6 耳あな型はOVP機能非対応 *7 Silk Charge&Go IXは両耳装用で対応 *8 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要

※各機能の詳細は61ページの機能比較表をご参照ください

補聴器を詳しく見る

付帯機能

IX シグニアIX

Signia AX

IX AX用

Signia Experience

その他

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧



世界初※「ロックオン」機能搭載
コンパクトなのに高機能な充電式補聴器

※2023年9月、WSオーディオロジックグループ調べ



目立たず、
幅広い聴力に対応



コンパクトな充電ケースで
外出先でも充電可能



New ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX



実寸大

軽 中 高 重
S:~60dB M:~75dB
*6 P:~90dB HP:~100dB

[カラー バリエーション]




複数人の声を追いかけて、言葉のすみずみまでより正確に再現します。
騒がしい環境でも、一人ひとりの声が常に聞き取りやすく。



コンパクトなのに
フル充電で28時間も使用可能。

使用可能時間の目安

充電時間 使用可能時間
4時間フル充電 28時間



洗練された形状は耳の後ろにぴったりフィット。
エレガントな10色展開。



テレビ*1・スマートフォン*2の音が補聴器に直接届く。
iPhoneは電話を持たずにハンズフリーで通話できる。*4



Signia app対応、スマートフォンが補聴器のリモコンに。
My WellBeingやSignia Assistantなど、補聴器利用をさらに便利にするサポート機能が充実。*5



ポータブル充電ケースは蓄電機能付きで両耳4回フル充電できる。
乾燥・除菌機能付きドライ&クリーン充電器も選択可能。



選べる充電器



ポータブル充電ケース



ドライ&クリーン充電器

UV除菌
乾燥

※充電器の詳細は37、38ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能															クラス	両耳価格*	片耳価格*			
			Bluetooth*1*2	ロックオン*3	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応						
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7IX	¥1,224,000	¥634,000
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5IX	¥844,000	¥444,000
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3IX	¥574,000	¥309,000

*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *2 iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia IXシリーズのBluetooth搭載補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

*3 詳しくは19、20ページをご確認ください。「スピーチロックオン」はPure Charge&Go IX両耳装着時のみ対応 *4 Signia IXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone11以降) かiOS 15.2以降のハンズフリー通話ができます *5 詳しくは51、52ページをご確認ください *6 HPLレーザーは別途費用がかかります

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります



IX 世界初*1、超小型充電式耳あな型補聴器
Silk Charge&Go IX登場!



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



小さく、軽く、快適なつけ心地
おしゃれな充電ケースでどこでも安心充電

IX Signia IX
シグニアIX

New シルク チャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX

実寸大



軽 中

ノーマル: 114/50 ~70dB



CES 2024ベスト・オブ・イノベーション賞受賞
本賞は優れた先端技術と製品を表彰する国際的な賞です。CES 2024では3000件以上の審査対象から、最高の評価を得た製品36件のみが受賞。

[カラーバリエーション]

フェイスプレート



ブラック

モカ

シェルカラー

左耳用: スケルトンブルー
右耳用: スケルトンレッド



左右色違いで識別しやすい



充電耳あな型最小クラス
世界最小クラスのコンパクトサイズ、
「見えない補聴器」を求める方に最適。



小さくても使いやすさを追求した充電式
電池を扱う必要がないので、どなたでも使いやすい。
一回の充電で28時間使用、
外出先でも充電ケースだけで充電可能。



補聴器をケースに入れて、
ケースごとQi規格充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんUSB充電も使える。



※充電器の詳細は37、38ページをご確認ください。Qi充電パッドは市販品をご使用ください

使用可能時間の目安


充電時間 使用可能時間
4時間フル充電 28時間



自然なつけ心地
耳あなの自然な隙間で通気性抜群、
既製耳あな型ならではの快適なつけ心地を実現。



どんな耳でもフィットしやすい
柔らかい既製耳せんでシルクのような装用感、
耳せんは豊富な種類から選べる。



リモコンでもスマートフォンでも操作可能、
より手軽に、よりスマートに扱える。

【無料スマートフォンアプリ】



シグニア アプリ
Signia app

【リモコン】



ミニポケット
miniPocket
¥19,800 (税込)

クラス	保証	チャンネル	機能								両耳価格*	片耳価格*	
			ロックオン ^{*2}	ライブサウンド ^{*3}	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	パワー エンハンス 両耳	反響音抑制	12kHz帯域 対応 12 kHz			
7IX	3年 保証 2年 保証	48ch	●	● プラス	●	●	●	●	●	● 自動	●	¥1,224,000	¥634,000
5IX	3年 保証 2年 保証	36ch	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	—	¥844,000	¥444,000
3IX	2年 保証 1年 保証	32ch	●	● プラス	●	●	●	—	—	—	—	¥574,000	¥309,000

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

*2 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応 *3 Silk Charge&Go IXはOVP機能非対応



*1 2023年8月、WSオーディオロジーグループ調べ(医療機器認証を受けた補聴器として)



ダブルプロセッサー搭載
フルスペック充電式耳あな型補聴器



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心
●高い防水性と防塵性
●国際保護等級最高位のIP68
※完全防水ではありません

Signia AX



インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

実寸大



ワイヤレス充電ITC

軽 中 高
ノーマル：113/50 ~70dB
パワー：118/55 ~80dB
ハイパワー：124/65 ~90dB



ワイヤレス充電ITE

軽 中 高
パワー：118/55 ~80dB
ハイパワー：124/65 ~90dB



HS(ハーフサイズ)

ITEを可能な範囲で小さく製作

[カラーバリエーション]



ブラック



ベージュ



国際的に権威のあるデザイン賞
「iFデザインアワード2022」受賞

2022年度「グッドデザイン賞」受賞



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、オーダーメイドだから抜群のフィット感。



扱いやすいサイズでつけ外し簡単。マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、*1プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*2 iPhoneは電話を持たずにハンズフリーで通話できる。*3



耳あな型最高の防水性能IP68搭載、汗かきや水仕事でも安心。

シェル形状選択の目安

内部部品ユニット：高速演算やワイヤレス充電を司る、補聴器内部で大きな容積を占めるパーツです。

実寸大



充電器



充電器にポンと置いたら充電できるワイヤレス充電で扱いがらくらく。左右の充電スロットが色違いで識別しやすい。

使用可能時間の目安

充電時間


4時間
フル充電

使用可能時間

28時間

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まる場合


ワイヤレス充電ITC



※耳の形状によっては、仕上がりがくぼみに収まりきらない場合があります

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まらない場合

ワイヤレス充電ITE



※可能な範囲で小さく製作するHS(ハーフサイズ)もあります



※充電器の詳細は37、38ページをご確認ください




クラス	保証	チャンネル	機能														クラス	両耳価格*	片耳価格*			
			Bluetooth *1 *2	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド *4	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0 *4	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°				12kHz帯域対応		
7AX	3年保証 2年延長保証	48ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	7AX	¥1,204,000	¥624,000
5AX	3年保証 2年延長保証	32ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	5AX	¥824,000	¥434,000
3AX	2年保証 1年延長保証	24ch	●	—	●	● プラス	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	3AX	¥564,000	¥304,000
2AX	2年保証	16ch	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2AX	¥464,000	¥254,000
1AX	2年保証	16ch	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1AX	¥364,000	¥204,000

*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *2 iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズのBluetooth搭載補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *3 Signia AXシリーズは7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます

*4 耳あな型補聴器はOVP機能非対応

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

〈販売名〉補聴器 AXシリーズ カスタム




IX Signia IX シグニア IX

世界初 *1、ロックオン機能搭載補聴器。複数の相手を追いかけて、会話の言葉のすみずみまでより正確に再現します。



会話が聞き取りにくい環境をご存知ですか。騒がしい中での数人との会話だと言われています。騒がしい環境でリアルタイムの会話をより聞き取りやすくするSignia IX新登場!




音声処理が不足して、言い出しや輪郭がぼやけます。騒がしい中や複数人だと、さらに聞き取りにくくなります。



話し手を捉え、膨大なデータを収集して素早く処理し、言葉の一つ一つの音をより正確に再現します。


「ロックオン」を支える2つの技術

言葉のすみずみまで余さず取り込む
言葉明瞭化
(ワードロックオン)




赤い線: IX Signia IX シグニア IX
緑の線: 一般的な補聴器

Signia IXは言葉の手掛かりになる細かい部分(赤い線)がしっかり出ています。




動いても、何人でも、声を追いかける
会話捕捉 *4
(スピーチロックオン)


7IX マルチで捕捉
全員をロックオン、動いてもロックオン。すべての相手の声をよりくっきりさせます。



5IX デュアルで捕捉
相手がいるエリアと、向かいの相手の2つにロックオン、相手の中でも正面の声をよりくっきりさせます。



3IX シングルで捕捉
言葉と環境音を別処理した上で、相手がいるエリア全体をロックオン。環境音をさらに抑えより聞き取りやすくなります。



*1 2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 Signia IXシリーズ7クラスの場合 *3 騒音下ロックオン機能の有無で比較した場合 *4 Pure Charge&Go IX両耳装着時のみ対応

補聴器や聞こえの前に
付帯機能
IX Signia IX シグニア IX
Signia IX
IX AX 両耳
Signia Xperience
その他
アクセサリ!
性能一覧
カラーバリエーション

*画像は聞こえのイメージです

飛び交う会話の一部になろう



7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス

こんな方におすすめ

- 横や後ろの音が聞き取りづらい
- もっと自然な音で楽に使用したい

スピーチフォーカス360° 12kHz帯域対応

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
7IX	48ch	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチ	12kHz帯域対応

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia IXシリーズのBluetooth搭載補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *4 Bluetooth搭載器種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。

機能

- *5 ロックオン
- *6 ダブルプロセッサー
- *7 ライブサウンド
- *8 SENSOR
- *6 OWN VOICE PROCESSING OVP2.0
- *4 Bluetooth
- *6 iPhone ハンズフリー
- *4 Signia app
- *6 Signia Assistant

TRT 詳しくは42ページをご覧ください

コーティング RIC型・耳かけ型 耳あな型

防水・防塵 IP68 ナノコートで撥水 防水・防塵 IP68

安心保証 3年修理保証 + スマートリペア 保証期間以降も安心 2年紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください 充電式 耳あな型 ※カラーは56ページをご覧ください

選べる充電器

充電式RIC型 Pure Charge&Go IX

充電式既製耳あな型 Silk Charge&Go IX

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

適応聴力	両耳価格	片耳価格
<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>両耳価格</p> <p>7IX ¥1,224,000*2</p>	<p>片耳価格</p> <p>7IX ¥634,000*2</p>
販売名	補聴器 IXシリーズ	補聴器 Silk IX

手軽に、スマートに補聴器をコントロール

【無料スマートフォンアプリ】 Signia app

【リモコン】 miniPocket ¥19,800 (税込)

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

StreamLine TV ¥30,800 (税込)

StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】 ドライキャップ UV2.1 ¥8,800 (税込)

*5 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応 *6 Silk Charge&Go IX非対応 *7 アクラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは27ページをご確認ください *8 耳あな型はOVP機能非対応 *9 Silk Charge&Go IXは両耳装用で対応 *10 アクラスは、反響音抑制機能が自動で働く

補聴器を遠く前に
付いた
補聴器
IX シグニア
Signia IX
IX AX用
充電器
Signia
Xperience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

周りの雑音を気にせず、目の前の会話を楽しむ



5 アドバンス
ワンランク上の聞こえを実現

- こんな方におすすめ
- 色々な方向から聞こえてくる音で会話に集中できない
 - 場所によって声が反響して聞き取りづらい



搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
5IX	36ch	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声を送受信することが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia IXシリーズのBluetooth搭載補聴器に直接音声を送受信することが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *4 Bluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降) のハンズフリー通話ができます。

機能

- *5 ロックオン
- *6 ダブルプロセッサー
- *7 ライブサウンド
- *8 SENSOR
- OWN VOICE PROCESSING OVP2.0
- *6 Bluetooth
- *4 iPhone ハンズフリー
- Signia app
- *6 Signia Assistant

TRT 詳しくは42ページをご覧ください

コーティング RIC型・耳かけ型

- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 耳あな型
- 防水・防塵 IP68

安心保証

- 3年修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 2年紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは56ページをご覧ください



充電式RIC型
ピュアチャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX

充電



充電式既製耳あな型
シルクチャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX

充電

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中</p> <p>ノーマル: 114/50 ~70dB</p>
5IX	両耳価格 ¥844,000*2	片耳価格 ¥444,000*2
販売名	補聴器 IXシリーズ	補聴器 Silk IX

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

手軽に、スマートに補聴器をコントロール

【無料スマートフォンアプリ】



*5 詳細は50、51、52ページをご確認ください

【リモコン】



*5 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応 *6 Silk Charge&Go IX非対応 *7 5クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは27ページをご確認ください *8 耳あな型はOVP機能非対応 *9 Silk Charge&Go IXは両耳装用で対応 *10 5クラスは手動でプログラム切替が必要

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】



補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】



*補聴器は非課税です

補聴器を遠く前に
付いた
IX シグニア
Signia IX
IX AX用
充電器
Signia
Xperience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

雑踏の中でも、複数人の会話をより聞きやすく



3
スタンダード
テレビや電話もクリアに聞こえる

こんな方におすすめ
●動いている時は、隣の会話や後ろの音が聞きにくく感じる
●補聴器を装着すると、自分の声が邪魔になってしまう

モーションセンサー
 OVP 2.0
 OVP 2.0

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
3IX	32ch	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサーモーションセンサー	OVP 2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia IXシリーズのBluetooth搭載補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *4 Bluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。

機能

- ロックオン *5
- ダブルプロセッサー *6
- ライブサウンド *7
- SENSOR
- OWN VOICE PROCESSING OVP 2.0 *8
- Bluetooth
- iPhone ハンズフリー *6
- Signia app *4
- Signia Assistant *6

充電式 RIC型・耳かけ型

- 防水・防塵 IP68
- 充電式
- 充電式
- 充電式

充電式 耳あな型

- 防水・防塵 IP68
- 充電式
- 充電式
- 充電式

安心保証

- 2年修理保証
- スマートリペア
- 1年紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC型 ※カラーは55ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは56ページをご覧ください

選べる充電器

充電式RIC型
ピュアチャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX

充電

充電式既製耳あな型
シルクチャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX

充電

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中</p> <p>ノーマル: 114/50 ~70dB</p>
販売名	補聴器 IXシリーズ	補聴器 Silk IX
3IX	両耳価格 ¥574,000*2	片耳価格 ¥309,000*2

*1 HPLセンサーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

手軽に、スマートに補聴器をコントロール

【無料スマートフォンアプリ】

Signia app

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

StreamLine TV ¥30,800(税込)

StreamLine Mic ¥55,000(税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)

*5 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応 *6 Silk Charge&Go IX非対応 *7 3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは27ページをご確認ください *8 耳あな型はOVP機能非対応

補聴器を遠く前に
付いた
補聴器
IX シグニア
Signia IX
充電器
IX AX用
Signia
Xperience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
性能一覧
カラーバリエーション

シグニア エーエックス
Signia AX

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジグループ調べ




CES 2022イノベーションアワード受賞
本賞は最先端の27の製品分野から、品質、デザイン、ユーザーに提供する価値、独自性と革新性に優れた特に注目すべき製品を表彰する国際的な賞です。



いままで

1つのプロセッサーでは言葉と環境音の分別に
限界があった。



Signia AX

2つのプロセッサーが言葉と環境音を別々に処理。
賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。



言葉がよりくっきり




環境音がよりすっきり



「ライブサウンド」で、まるで生音
7/5/3クラスはさらに進化したライブサウンド⁺に

シグニア音声技術の集大成!様々な革新的な技術がさらに進化して、これまでにない聴覚体験を実現。
まるで生音のような、人間の耳に近い明瞭で自然な聞こえをあなたに。



*1 Signia IX、Signia AXシリーズの7クラスは反響音抑制が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要。3クラスは非対応
*2 Signia IX、Signia AXシリーズのRIC型は7/5/3クラスのみOVP2.0対応。耳あな型はOVP機能非対応 *3 Signia IX、Signia AXシリーズの7/5/3/2クラスに搭載

優れた機能で補聴器ライフをさらに便利に

- 100シーン自動対応のXセンサー搭載。*4
どこにいても、何をしても最適な音をあなたに。
- iPhoneは電話を持たずにハンズフリー通話*5
補聴器をさわるだけで通話可能な「ながら通話」が便利。
- iPhoneもAndroidスマートフォンも、
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*6
テレビも自分の音量で楽しめる。

マスクモード搭載でマスク越しの会話も
聞きやすい。スマホアプリでワンクリック
ONにすればすぐに使える。

歩数、活動量、補聴器使用時間、会話レベルを
モニタリングする「My WellBeing」対応、
よりアクティブで効果的な補聴器使用をサポート。*7

さらに長い電池持ち時間で
いつでも安心。

*4 Signia IXシリーズのRIC型、Signia AXシリーズ全機種7/5/3クラスは超広角センサーとモーションセンサー両方搭載、100シーン自動対応。Signia IXシリーズの耳あな型、Signia AXシリーズ全機種2/1クラスは超広角センサーのみ搭載、50シーン自動対応。 *5 Signia IX、Signia AXシリーズは7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降) のハンズフリー通話ができます *6 iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ直接音声ストリーミングすることが可能。(ただしメーカーや機種によって利用できない場合があります) それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *7 「My WellBeing」はSignia IX、Signia AXシリーズの7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ対応。「My WellBeing」の詳細は52ページをご確認ください

補聴器を聞く前に
付帯機能
IX シリーズ
Signia AX
IX AX用
補聴器
Signia
Xperience
補聴器
その他
アクセサリ!
アプリ等
性能一覧
カラーバリエーション

こだわりのあるあなたに、澄み渡る音を



7
プレミアム
シグニア補聴器の最上位クラス

- こんな方におすすめ
- 横や後ろの音が聞き取りづらい
 - もっと自然な音で楽に使いたい

両耳
スピーチフォーカス360°
自動で前後左右からの声にピントを合わせるから、車やバスの中でも聞き取りやすい。

12 kHz
12kHz帯域対応
高周波数音をしっかり収集し、音楽も、自然の音も、もっと高音質で楽しめる。

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

機能

- 2x: デュアルプロセッサー
- *5*6: ライブサウンド
- *5: X SENSOR
- *3: OVP 2.0 (OWN VOICE PROCESSING)
- *4: Bluetooth
- *4: iPhone ハンズフリー
- *4: Signia app
- *4: Signia Assistant

コーティング
RIC型・耳かけ型: 防水・防塵 IP68
耳あな型: ナノコートで撥水 防水・防塵 IP68

安心保証
3年修理保証 + スマートリペア保証 (保証期間以降も安心) + 2年紛失保証
詳しくは64ページをご覧ください

TRT 詳しくは42ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

電池式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは17ページと59ページをご覧ください

選ぶ充電器

スタイリッシュ充電式
スタイルット
Styletto AX
充電

選ぶ充電器

充電式RIC型
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX
充電

選ぶ充電器

電池式の定番
ピュア
Pure 312 AX
312

選ぶ充電器

充電式耳あな型
インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX
充電

充電器、充電ケースの詳細については37,38ページをご確認ください

適応聴力	軽 中 高		軽 中 高 重				軽 中 高		軽 中 高	
	S: ~60dB	M: ~75dB	S: ~60dB	M: ~75dB	P: ~90dB	HP: *1 ~100dB	S: ~60dB	M: ~75dB	P: ~90dB	HP: *1 ~100dB
クラス	両耳価格		片耳価格				両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7AX	¥1,204,000*2		¥624,000*2				¥1,160,000	¥580,000	¥1,204,000*2	¥624,000*2
販売名	補聴器 AXシリーズ						補聴器 AXシリーズ カスタム			

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	7AX	48ch	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP 2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)

*4 Signia AXシリーズは7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます *5 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応 *6 詳細は27ページをご確認ください

手軽に、スマートに補聴器をコントロール
【無料スマートフォンアプリ】

補聴器ケア
【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)

※詳細は50, 51, 52ページをご確認ください

補聴器を耳に前記
付いた
補聴器
Signia AX シリクス
Signia AX 補聴器
Signia Experience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

にぎやかな場所でも、会話が弾む



5
アドバンス
 ワンランク上の聞こえを実感

- こんな方におすすめ
- 色々な方向から聞こえてくる声に集中できない
 - 場所によって声が反響して聞き取りづらい

スピーチフォーカス

前後から聞こえてくる人の声に自動でピントを合わせるから、会話がより聞き取りやすくなる。

反響音抑制

広い場所でも会話が響かず、いろいろな場所でより快適に会話を楽しめる。

機能

- 2x: デュアルプロセッサー
- *5*6: ライブサウンド
- SENSOR: 独自のセンサー
- *5: OVP 2.0 (OWN VOICE PROCESSING)
- *3: Bluetooth
- *4: iPhone ハンズフリー
- Signia app
- Signia Assistant

コーティング: RIC型・耳かけ型 (防水・防塵 IP68), 耳あな型 (防水・防塵 IP68)

安心保証: 3年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心) + 2年紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

選べる充電器

スタイリッシュ充電式
 スタイルレット
 Styletto AX

充電

選べる充電器: ホーダブル充電ケース (4回フル充電できる), UV除菌乾燥

選べる充電器

充電式RIC型
 ビュア チャージ&ゴー
 Pure Charge&Go AX

充電

選べる充電器: ホーダブル充電ケース (4回フル充電できる), UV除菌乾燥

電池式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

電池式の定番
 ビュア
 Pure 312 AX

312

充電式 耳あな型 ※カラーは17ページと59ページをご覧ください

ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電式耳あな型
 インシオ チャージ&ゴー
 Insiio Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

適応聴力	軽 中 高 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB	軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB	軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	
クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	両耳価格	片耳価格	
5AX	¥824,000*2	¥434,000*2	¥780,000	¥390,000	¥824,000*2	¥434,000*2
販売名	補聴器 AXシリーズ			補聴器 AXシリーズ カスタム		

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
5AX	32ch	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応

手軽に、スマートに補聴器をコントロール

【無料スマートフォンアプリ】

Signia app

補聴器ケア 【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

*4 Signia AXシリーズは7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます *5 Insiio Charge&Go AXはOVP機能非対応 *6 詳細は27ページをご確認ください

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく前に
 付録の
 補聴器
 Signia AX シリーズ
 Signia AX
 Signia
 Xperience
 Signia
 その他
 補聴器
 アクセサリー！
 アプリ等
 カラーバリエーション
 性能一覧

聞きたいことが、より楽に聞こえる



3
スタンダード
テレビや電話もクリアに聞こえる

こんな方におすすめ
●動いている時は、隣の会話や後ろの音が聞きにくく感じる
●補聴器を装用すると、自分の声が邪魔になってしまう



*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- *5*6: ライブサウンド
- *5: SENSOR
- *5: OWN VOICE PROCESSING OVP2.0
- *3: Bluetooth
- *4: iPhoneハンズフリー
- *4: Signia app
- *4: Signia Assistant
- コーティング: RIC型・耳かけ型
- 耳あな型: ナノコートで撥水
- 防水・防塵: IP68
- 安心保証: 2年修理保証 + スマートリペア保証 (保証期間以降も安心) + 1年紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

TRT 詳しくは42ページをご覧ください

電池式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは17ページと59ページをご覧ください

選べる充電器

スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletetto AX
充電

UV除菌乾燥

ポータブル充電ケース
4回フル充電できる

選べる充電器

充電式RIC型
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX
充電

UV除菌乾燥

ポータブル充電ケース
4回フル充電できる

電池式の定番
ピュア
Pure 312 AX
312

充電式耳あな型
インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX
充電

ワイヤレス充電ITC
ワイヤレス充電ITE

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

適応聴力	軽 中 高		軽 中 高 重		軽 中 高		軽 中 高	
	S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB		S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB		S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB		ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	
クラス	両耳価格		片耳価格		両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
3AX	¥564,000 *2		¥304,000 *2		¥520,000	¥260,000	¥564,000 *2	¥304,000 *2
販売名	補聴器 AXシリーズ						補聴器 AXシリーズ カスタム	

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります


搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
3AX	24ch			プラス												

*4 Signia AXシリーズは7/5/3クラスのBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます *5 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応 *6 詳細は27ページをご確認ください


手軽に、スマートに補聴器をコントロール
【無料スマートフォンアプリ】
補聴器ケア
【補聴器除菌・乾燥機】
ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

補聴器を詳しく前に
付帯品
補聴器
Signia AX シリーズ
Signia AX
Signia AX 補聴器
Signia Experience
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション・性能一覧



TRT
 詳しくは42ページをご覧ください。1AXは非搭載



安心保証
 2年修理保証 + スマートリペア
 保証期間以降も安心
 詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
 スタイレット
Styiletto AX

充電



充電式RIC型
 ピュアチャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については37、38ページをご確認ください

電池式 RIC 型 ※カラーは55ページをご覧ください



電池式の定番
 ピュア
Pure 312 AX

312

充電式 耳あな型 ※カラーは17ページと59ページをご覧ください



充電式耳あな型
 インシオチャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

充電

Intuis4 電池式 耳かけ型

Intuis4はSignia AXと同じ機能を有します。詳しくは45ページをご確認ください。



電池式耳かけ型
 インテイス
Intuis4 M

13



電池式ハイパワー
 インテイス
Intuis4 P

13



電池式スーパーパワー
 インテイス
Intuis4 SP

675

適応聴力	軽 中 高		軽 中 高 重		軽 中 高		軽 中 高	
	S:~60dB	M:~75dB	P:~90dB	HP:~100dB	S:~60dB	M:~75dB	P:~90dB	HP:~100dB
クラス	両耳価格		片耳価格		両耳価格		片耳価格	
2AX	¥464,000 ^{*2}		¥254,000 ^{*2}		¥420,000		¥210,000	
1AX	¥364,000 ^{*2}		¥204,000 ^{*2}		¥320,000		¥160,000	
販売名	補聴器 AXシリーズ				補聴器 AXシリーズ カスタム			

適応聴力	軽 中 高		中 高 重		中 高 重	
	チューブ:~70dB	イヤフック:~90dB	チューブ:~80dB	イヤフック:~100dB	イヤフック:~110dB	
クラス	両耳価格		片耳価格		片耳価格	
Intuis4.2	¥420,000		¥210,000		¥210,000	
Intuis4.1	¥320,000		¥160,000		¥160,000	
販売名	補聴器 Intuis4					

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

2
 ベーシック
 屋内外の快適さを重視

1
 バリュー
 基本性能を搭載

- こんな方におすすめ
- 聞き取ろうと集中して疲れることがある
 - 補聴器の音が不自然に感じることもある

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	2AX	チャンネル	Bluetooth ^{*3}	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド ^{*4}	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)
1AX	16ch															

手軽に、スマートに
 補聴器をコントロール
 【無料スマートフォンアプリ】

補聴器ケア
 【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1
 ¥8,800(税込)

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA(Audio Streaming for Hearing Aids)機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *4 詳細は27ページをご確認ください

※補聴器は非課税です

補聴器を詳しく知りたい方へ
 Signia AX シリーズ
 Signia AX
 Signia Experience
 Signia
 その他
 アクセサリー！
 アプリ等
 カラーバリエーション・性能一覧

多種多様な充電器で
あなたのスタイルにフィット



充電器の使い方は
シグニア公式YouTube
チャンネルの動画を
ご確認ください



補聴器	<p>ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX</p> <p>ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX</p>	<p>スタイルット Styletto AX</p>	<p>シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX</p>	<p>ワイヤレス充電ITC ワイヤレス充電ITE インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX</p>			
充電器の種類	<p>選べる充電器</p> <p>持ち運びタイプ </p> <p>据え置きタイプ </p> <p>ポータブル充電ケース (幅66mm×奥行33mm×高さ76mm)</p> <p>ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)</p>		<p>選べる充電器</p> <p>持ち運びタイプ </p> <p>据え置きタイプ </p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅50mm×奥行30mm×高さ71mm)</p> <p>ドライ & クリーン充電器 (幅83mm × 奥行82mm × 高さ88mm)</p>		<p>持ち運びタイプ </p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅82mm×奥行48mm×高さ29mm)</p>	<p>据え置きタイプ </p> <p>充電器 (幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)</p>	
特徴	<p> 蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電</p> <p> UV除菌 乾燥</p> <p>充電しながら除菌・乾燥</p>		<p> Qi規格対応、充電パッドに 置くだけで充電可能</p> <p> UV除菌 乾燥</p> <p>充電しながら除菌・乾燥</p>		<p> Qi規格対応、充電パッドに 置くだけで充電可能</p> <p> 蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電</p>	<p> 置くだけ 充電</p> <p>充電器にポンと置くだけで充電開始</p>	
イヤモールド 収納	<p> クリックモールド(アクリル製)のクリックサイズのみ対応 HPモールド、クリックモールド3.0シリコンは非対応</p> <p> クリックモールド(アクリル製)全サイズ、HPモールド、 クリックモールド3.0シリコンに対応</p>		<p> クリックモールド(アクリル製)のクリックサイズのみ対応 クリックモールド3.0シリコンは非対応</p> <p> クリックモールド(アクリル製)全サイズ、 モールド3.0シリコンに対応</p>		—	—	
充電・ 使用時間の 目安*1	<p>ポータブル充電ケースへの蓄電 USB充電 4時間</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能</p> <p>補聴器の充電</p> <p>充電時間 30分 4時間</p> <p>スピード充電 フル充電</p> <p>使用可能時間 6時間 28時間</p>		<p>ポータブル充電ケースへの蓄電 USB充電 3時間 ワイヤレス充電 6時間*2</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能</p> <p>補聴器の充電</p> <p>充電時間 30分 4時間</p> <p>スピード充電 フル充電</p> <p>使用可能時間 5.5時間 20時間</p>		<p>ポータブル充電ケースへの蓄電 USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2</p> <p>充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能</p>	<p>補聴器の充電</p> <p>充電時間 30分 4時間</p> <p>スピード充電 フル充電</p> <p>使用可能時間 6時間 28時間</p>	<p>補聴器の充電</p> <p>充電時間 30分 4時間</p> <p>スピード充電 フル充電</p> <p>使用可能時間 6時間 28時間</p>

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は6時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

補聴器を聞く前に
充電器を充電
Signia IX
Signia AX
IX AX用
充電器
Signia
Experience
その他
アクセサリ
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

機能

- SENSOR
- OWN VOICE PROCESSING OVP
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app
- Signia Assistant
- コーティング RIC型・耳かけ型
- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水

TRT 詳しくは42ページをご覧ください

安心保証 7X/5X

- 3年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 2年 紛失保証
- 2年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 1年 紛失保証

詳しくは64ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは56ページをご覧ください



充電式 耳かけ型 ※カラーは56ページをご覧ください



電池式 RIC 型 ※カラーは56ページをご覧ください



電池式 耳あな型 ※カラーは56ページをご覧ください



適応聴力	軽 中 高	軽 中 高 重	軽 中 高	中 高 重	中 高 重	軽 中 高 重	軽 中	
適応聴力	S:~60dB M:~75dB P:~90dB	S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB	チューブ:~70dB イヤフック:~90dB	チューブ:~80dB イヤフック:~100dB	イヤフック:~110dB	S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB	ノーマル:114/50~70dB	
クラス	両耳価格			片耳価格			両耳価格	片耳価格
7X	¥1,064,000*2			¥554,000*2			¥1,020,000	¥510,000
5X	¥764,000*2			¥404,000*2			¥720,000	¥360,000
3X	¥544,000*2			¥294,000*2			¥500,000	¥250,000
販売名	補聴器 Xシリーズ						補聴器 Silk X	

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7X	48ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5X	32ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
3X	24ch	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	

*3 Motion Charge&Go SP Xのクラスは34ch *4 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声を送受信することが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります *5 Silk Xは非対応 *6 Silk Xは両耳装用対応 *7 Motion Charge&Go SP Xのクラスは非対応

手軽に、スマートに補聴器をコントロール

【無料スマートフォンアプリ】 Signia app

【リモコン】 miniPocket ¥19,800 (税込)

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

テレビや電話の音を楽しむ

【音声ストリーミング用周辺機器】

StreamLine TV ¥30,800 (税込)

StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

補聴器ケア

【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800 (税込)

※補聴器は非課税です

補聴器を大切にしよう
付帯品
補聴器
IX シリーズ
Signia X
IX AX用
補聴器
Signia Xperience
補聴器
その他
アクセサリ
アプリ等
性能
カラーバリエーション

機能

- SENSOR (超広角のみ) *4
- Bluetooth *4
- テレビ *3
- Signia app *4
- Signia Assistant *4
- コーティング RIC型・耳かけ型 (防水・防塵 IP68)
- ナノコートで撥水
- 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心)

詳しくは64ページをご覧ください

Signia Xperience
シリーズ装着方法、
充電器の使用方法に
ついての動画はこちら

充電式 RIC 型 ※カラーは56ページをご覧ください



充電式 耳かけ型 ※カラーは56ページをご覧ください



電池式 RIC 型 ※カラーは56ページ
をご覧ください



電池式 耳あな型 ※カラーは56ページ
をご覧ください

適応聴力	軽	中	高	重	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB	●	●	●		¥444,000 *2	¥244,000 *2	¥400,000	¥200,000
S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB	●	●	●	●				
チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	●	●	●		¥304,000 *2	¥174,000 *2	¥260,000	¥130,000
チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	●	●	●	●				
イヤフック: ~110dB	●	●	●	●	補聴器 Xシリーズ		補聴器 Silk X	
S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: *1 ~100dB	●	●	●	●	補聴器 Xシリーズ		補聴器 Silk X	
ノーマル: 114/50 ~70dB	●	●			補聴器 Xシリーズ		補聴器 Silk X	

*1 HPLレーザーは別途費用がかかります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth *3	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
2X	16ch	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
1X	16ch	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声を送信することが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります
*4 Silk X非対応

手軽に、スマートに
補聴器をコントロール
【無料スマートフォンアプリ】

補聴器ケア
【補聴器除菌・乾燥機】

ドライキャップ UV2.1
¥8,800(税込)

※詳細は50、51、52ページをご確認ください

TRT IX Signia IX シグニアIX、Signia AX、Signia Xperience、Signia NX
マークが目印です primax、Intuis4は耳鳴り治療器機能を搭載

8割の方に効果があったと報告されている*1TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

※耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず先に耳鼻科専門医にご相談ください。
※TRT: Tinnitus Retraining Therapy
*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6;639~646、2002

※各シリーズの1クラスはTRT機能非搭載、Intuis4は4.2のみTRT機能搭載

※補聴器は非課税です

補聴器を耳に付く前
付いた後
IX シグニアIX
Signia AX
IX AX用
Signia Xperience
補聴器
その他
アクセサリ
アプリ等
性能一覧
カラーバリエーション

Signia エヌエックス Signia Nx

機能: OVP, Bluetooth, テレビ, Signia app

コーティング・カラー: RIC型・耳かけ型, 耳あな型, 8COLORS

安心保証: 7Nx 5Nx 3年修理保証 + スマートリペア + 2年紛失保証

3Nx 2Nx 1Nx 2年修理保証 + スマートリペア

TRT 詳しくは42ページをご覧ください。1Nxは非搭載

電池式 耳かけ型 ※カラーは56ページをご覧ください

電池式 耳あな型 ※オプションやカラー、名前刻印などは59ページをご覧ください



適応聴力	軽	中	高	重	軽	中	高	重
チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	ノーマル: 113/50 ~70dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	
クラス	両耳価格				片耳価格			
7Nx	¥1,020,000				¥510,000			
5Nx	¥580,000				¥290,000			
3Nx	¥440,000				¥220,000			
2Nx	¥360,000				¥180,000			
1Nx	¥240,000				¥120,000			
販売名	補聴器 Nxシリーズ				補聴器 Nxシリーズ カスタム			

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7Nx	48ch	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●
5Nx	32ch	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—
3Nx	24ch	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—
2Nx	16ch	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1Nx	16ch	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要 *2 7/5/3クラスの耳かけ型のみ *3 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 *4 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC, CIC, COOL, ITCは両耳装用で対応 *5 IIC, CIC, COOL, ITCを除く

プライマックス primax

機能: Signia app

コーティング・カラー: 耳かけ型, 耳あな型, 8COLORS

安心保証: 2年修理保証 + スマートリペア + 1年紛失保証

TRT 詳しくは42ページをご覧ください。1pxは非搭載

電池式 耳かけ型 ※カラーは56ページをご覧ください

電池式 耳あな型 ※オプションやカラー、名前刻印などは59ページをご覧ください



適応聴力	中	高	重	軽	中	高	重
イヤフック: ~110dB	ノーマル: 113/50 ~70dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	
クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格		片耳価格		
7px	¥980,000	¥490,000	¥1,020,000		¥510,000		
5px	¥580,000	¥290,000	¥620,000		¥310,000		
3px	¥400,000	¥200,000	¥440,000		¥220,000		
2px	¥320,000	¥160,000	¥360,000		¥180,000		
1px	¥240,000	¥120,000	¥280,000		¥140,000		
販売名	補聴器 primaxシリーズ		補聴器 primaxシリーズ カスタム				

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	騒がしい場所での複数人の会話	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋内	屋外	買い物	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7px	48ch	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●
5px	32ch	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—
3px	24ch	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—
2px	16ch	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1px	16ch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Motion SPは7/5クラスとも24ch *2 対応するテレビ・スマートフォン接続用周辺機器が2023年1月末をもって販売終了しているため、機能を「-」(非対応)としています *3 耳あな型は、ITC TWIN, ITE TWINに対応 *4 耳あな型はMC/MC 312(7クラス両耳装用)、ITC TWIN, ITE TWINに対応 *5 シングルマイク機種には非搭載 *6 Motion SPを除く *7 COOL 13はパワーのみ対応

インテイス Intuis4 AX ^{*1}

機能

- 2x⁺ ダブルプロセッサー
- ライブサウンド
- SENSOR (超広角のみ)
- Bluetooth ^{*2}
- テレビ ^{*2}
- Signia app
- TRT ^{詳しくは42ページをご覧ください。intuis4.2のみ搭載}
- コーティング RIC型・耳かけ型
- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア ^{※詳しくは64ページに記載}



適応聴力	軽 中 高	中 高 重	中 高 重	アプリ/対応リモコン
クラス	チューブ: ~70dB	イヤフック: ~90dB	チューブ: ~80dB	イヤフック: ~100dB
両耳価格	¥420,000		片耳価格	
Intuis4.2 ^{*1}	2AX		¥210,000	
Intuis4.1 ^{*1}	1AX		¥160,000	
Intuis4.0			¥110,000	
販売名	補聴器 Intuis4			

[スマートフォン対応アプリ] Signia app [リモコン] miniPocket

※詳しくは51,52ページをご覧ください

搭載機能	きめ細かい聞こえ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外
			Xセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Bluetooth ^{*2}	突発音抑制
Intuis4.2 ^{*1}	16ch	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
Intuis4.1 ^{*1}	16ch	★★	★★	★★	★★★★	—	—
Intuis4.0	12ch	★	★	★	—	—	—
Intuis3	12ch	—	—	—	—	—	—

●カラーバリエーション

※写真はIntuis4 Mです。ご購入後のカラー変更は¥9,000(非課税)で可能です

インテイス Intuis3

機能

- Signia app
- コーティング・カラー
- 防水・防塵 IP67 (P・SP除く)
- ナノコートで撥水
- 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア ^{※詳しくは64ページに記載}

販売名 補聴器 Intuis3

製品名	適応聴力	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	電池	アプリ/対応リモコン	
RIC型	軽 中 高 重	12ch	¥180,000	¥90,000	312	[スマートフォン対応アプリ] Signia app	
ミニ耳かけ型S	チューブ: ~50dB				イヤフック: ~65dB		312
耳かけ型M	チューブ: ~65dB				イヤフック: ~85dB		13
耳かけ型P	イヤフック: ~100dB				13		
耳かけ型SP	イヤフック: ~110dB		¥220,000	¥110,000	675	[リモコン] miniPocket	
販売名	補聴器 Intuis3						

機能

- Signia app
- コーティング・カラー
- 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア ^{※詳しくは64ページに記載}

販売名 補聴器 Intuis3 カスタム

形状	適応聴力	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	電池	アプリ/対応リモコン
CIC	軽 中	12ch	¥220,000	¥110,000	10A	[スマートフォン対応アプリ] Signia app
CIC 312	ノーマル:113/50 ~70dB				312	
MC	軽 中 高				10A	
MC 312	ノーマル:113/50 ~70dB				312	
ITE	軽 中 高				13	[リモコン] miniPocket
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム					

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションが取り付けられない場合があります

※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

※補聴器は非課税です

フロント ファン
Prompt/Fun

フロント Prompt 基本性能を備えた補聴器

機能 ——— コーティング・カラー ——— 安心保証

2年修理保証 + スマートリペア

Signia app (Sのみ) 防水・防塵 IP67 (Sのみ) ナノコートで撥水

※詳しくは64ページに記載



- Lifeチューブ (Sのみ) (別売)
- ツインマイク
- プッシュボタン
- ボリューム付 (MPのみ)

製品名	適応聴力	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	電池
S	軽 中 チューブ: ~50dB イヤック: ~65dB	8ch	¥100,000	¥50,000	312
MP	中 高 重 ~100dB				13
販売名	補聴器 Prompt				

*Prompt MPの本体刻印はPrompt Pです *miniPocketとSignia app対応 ※補聴器は非課税です

ファン Fun 簡易デジタル補聴器

コーティング・カラー ——— 安心保証

2年修理保証 + スマートリペア

ナノコートで撥水

※詳しくは64ページに記載



- ボリューム付
- 4つのプリセットプログラム
- ピーピーしにくい

製品名	適応聴力	チャンネル数	片耳価格	電池	
P	中 高 ~90dB	6ch	¥98,000	13	
SP	高 重 ~110dB			675	
販売名	補聴器 Fun				

*リモコンは非対応、プログラムは固定 ※補聴器は非課税です

● カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Intuis3	ベージュ	グレー	ブラック	シルバー	ダークグラナイト	ディープブラウン
インテイス Intuis3 RIC						
インテイス Intuis3 S						
インテイス Intuis3 M						
インテイス Intuis3 P						
インテイス Intuis3 SP						

RIC、P、SPはご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です
*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt	ベージュ	グレー	ブラウン	ディープブラウン
フロント Prompt S				
フロント Prompt MP				
MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。				
Fun	ベージュ	グレー	ディープブラウン	
ファン Fun P				
ファン Fun SP				

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

アクセサリー 補修パーツ

RIC型・耳かけ型は、レシーバーや耳せんの選択で適応聴力が変わります。あなたの聴力に合わせて最適なアクセサリーを選びましょう。

RIC型用

ミニレシーバー使用の場合

5 モールド用耳あかプロテクター + 4 オーダーメイド耳せん + 3 既製耳せん + 2 ミニレシーバー用耳あかプロテクター + 1 ミニレシーバー

Signia IX, Signia AXシリーズ用

1 3.0 ミニレシーバー	¥11,000	(1本 S/M/P)
2 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)
3 イヤチップ3.0/スリープ3.0	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 クリックモールド3.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)

上記シリーズ以外

1 2.0 ミニレシーバー	¥11,000	(1本 S/M/P)
2 ミニレシーバー用ワックスガード2	¥1,760	(8個入り)
3 クリックスリープ2.0/クリックドーム	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 クリックモールド2.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 クイックガード	¥1,100	(8個入り)

HPモールド(高~重度難聴向け)使用の場合

1 HPモールド + 2 モールド用耳あかプロテクター

Signia IX, Signia AXシリーズ用

1 HPモールド3	¥27,000 (非課税)	*1
2 セルストップWG3.0 XL	¥550	(8個入り)

上記シリーズ以外

1 HPモールド2	¥27,000 (非課税)	*1
2 クイックガード	¥1,100	(8個入り)

*1 補聴器と同時に注文時のみ¥15,000(非課税) *2 補聴器の機種やアクセサリーの種類によって価格・数量が異なります。詳しくは販売店にご確認ください ※アクセサリーの価格は非課税と記載しているもの以外はすべて税込価格です

耳かけ型用

イヤック使用の場合

1 イヤック + 2 サウンドチューブ + 3 エルボー + 4 イヤチップ + 5 オーダーメイド耳せん

1 イヤック(各種)	¥550	(1本)
2 サウンドチューブ	¥440~¥550*2	(1m)
3 エルボー	¥165	(1個)
4 イヤチップ	¥220~¥330*2	(1個)
5 イヤック用モールド	¥9,000 (非課税)	(1個)

Thinチューブ(Lifeチューブ)使用の場合

1 Thinチューブ等 + 2 チューブ用耳あかプロテクター + 3 既製耳せん + 4 オーダーメイド耳せん + 5 モールド用耳あかプロテクター

1 Thinチューブ3.0	¥1,100	(左右各1本入り)
2 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)
3 イヤチップ3.0/スリープ3.0	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 Thinチューブ3.0用モールド	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)

上記以外の耳かけ型

1 Lifeチューブ	¥1,650~¥3,300*2	
3 Lifeチップ	¥2,200	(同サイズ10個入り)

耳あな型用

既製耳あな型

Silk Charge&Go IX

ワックスガード3.0 ナノケア ¥1,100 (8個入り)

スリープ3.0 ¥2,200 (同サイズ6個入り)

Silk X

ミニレシーバー用 ワックスガード2 ¥1,760 (8個入り)

クリックスリープ2.0 / クリックドーム ¥2,200 (同サイズ6個入り)

※上記以外にも多種多様な耳せんが利用可能

オーダーメイド耳あな型

クイックガード ¥1,100 (8個入り)

クリネット ダイヤルバック ¥2,200 (16個入り)

補聴器やイヤック
付のイヤック
IX ショック
Signia AX
IX AX用
充電器
Signia Xperience
その他
補聴器
アクセサリー
アプリ等
カラーバリエーション


RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

イヤモールド

一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん


- 聞こえに適した音質に調整が可能。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぐ。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着が可能。

装着イメージ



クリック/カナル

COOL



スタンダード
(クリックモールド+レシーバー)

スタンダード
(イヤモールド+イヤフック)

名称	RIC型用		耳かけ型用				適応聴力	特徴
	3.0ミレシーバー用 2.0ミレシーバー用	3.0ミレシーバー用 (IX, AXのみ対応)	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
名称	クリックモールド*	クリックモールド 3.0シリコン	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製		
	硬質	超軟質	硬質	硬質	軟質	超軟質		
色	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/ カナル							最小サイズ、外から見える部分 が少ない
	カナルロック		—			—	—	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL		—			—	—	当社オリジナルのつけ心地重視 モデル
	ハーフシェル		—					外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン		—			—	—	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード		—					安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
イヤモールド本体		¥10,500 (非課税)		¥9,000 (非課税)				
テグス加工料金	テグス標準装備 追加料金なし	テグス非対応	テグス標準装備 追加料金なし	¥1,000 (非課税)		テグス非対応		


● RIC型用クリックモールド*
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)

● クリックモールド3.0シリコン
(クリアのみ)

● イヤフック用アクリル製
イヤモールド (クリアのみ)



● イヤフック用ポップフィット (17色)



* クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性がありません

ケアソリューション

補聴器は、毎日身につける体の一部だから、お手入れもしっかりと。

UV除菌・乾燥機

充電器ごとに入れて充電しながら除菌・乾燥できる!

ドライキャップ UV2.1



¥8,800(税込)

※写真は充電式補聴器Stylettoを入れて充電しながら乾燥しているイメージ

対流エアフロー採用でしっかり乾燥。
充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・
除菌ができる。
様々なUV除菌可能な小物にも使える
特大サイズ。
本体サイズ: W127×H115×D127mm



2種類の運転モードから選択可能



パーフェクトドライ ラックス



¥9,900(税込)

特殊製法の四角形状UVランプが
全方向から紫外線を照射し、
補聴器をしっかり除菌。
ヒーター採用、30分間温風で
急速乾燥。
本体サイズ: W93×H48×D76mm



その他のお手入れ用品

補聴器乾燥カップ シリカゲル入

しっかり乾燥!
乾燥用の密閉式カップ。
(大サイズ乾燥剤 1個付)



¥990(税込) 1個

詰め替え用 乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤(個包装)。
補聴器乾燥カップ(別売)に入れて
使用。



¥1,100(税込) 2個入り

クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。
個包装だから外出時にも便利。



¥990(税込) 30枚入り、個包装

スターターセット

初めてご利用の方に!
旅行にも便利。



[セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小) 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

¥2,200(税込)

補聴器を大切に
付いて
補聴器
IX シグニク
充電器
IX AX用
補聴器
Signia
Xperience
その他
補聴器
アクセサリ!
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

アプリ・リモコン

スマートフォン等との
接続可否はこちら



スマートフォン用アプリ **Signia app**

無料のスマートフォンアプリで、より手軽によりスマートに補聴器をコントロール



●音量の調節

気づかれずに
音量を調節可能。



●補聴器の状態の確認

電池の残量も
確認できるから、安心。



●マニュアル指向性

両耳使用時に指向性の
向きを手動調節。



※お使いの補聴器の機種、装着の条件などにより、使える機能が異なります。

IX Signia IX シグニアIX、Signia AX、Signia Xperience、Intuis4のBluetooth搭載機種対応機能

●マスクモード

ワンタップで
マスク越しの音が
より聞きやすく。



Signia appの上部にあるマスクのアイコンをタップするだけでこもった音がよりクリアに。

※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードは利用不可

●補聴器使用支援AIシステム **Signia Assistant**

Signia appに入っている、人工知能搭載の補聴器使用支援システム。右上にあるアイコンをタップするだけで起動。Signia Assistantの質問に何度か答えることであなたに最適な調節を手伝ってくれる。



Signia appの上部にある顔のアイコンをタップするだけで起動。

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください
※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします ※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、Signia Assistantは利用不可

Signia Assistantが聞こえを最適化するための選択肢を提供。その中から解決したい問題を選択。



Signia Assistantの質問に何度か答えることで、あなたに最適な調節を手伝ってくれる。

Signia appのインストール方法

- ①お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
- ②検索ウィンドウに「シグニア」(または「signia」)と入力
- ③アプリをインストール

必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください

Available on the iPhone



ANDROID APP ON Google play




ご注意

※端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります
※特にAndroid端末に関しては、端末の種類やOSバージョンなどによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください
※アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください

IX Signia IX シグニアIX、Signia AX Bluetooth搭載機種種の7/5/3クラス対応機能

マイ ウェルビーイング ●My WellBeing

補聴器内蔵のモーションセンサーが体の動きを検知、Signia app内に活動量として表示。補聴器とSignia appをより積極的に使うことで、あなたの健康増進・QOL (Quality of Life=生活の質) 向上の一助となる機能。



*1 My Conversationsは両耳装着でOVP機能を有効にした場合のみ使用可能。OVP機能を利用できないInsio Charge&Go AXとCROSは非対応

My Steps 歩数をカウント。



My Activity 体を動かした(家事・通勤・運動など)合計時間を表示。



My WearTime 補聴器をつけた合計時間を表示。



My Conversations 会話量のレベルを表示。*1



リモコン



ミニポケット
miniPocket
¥19,800 (税込)



スマートリモート
Smart Remote
¥22,000 (税込)

周辺機器



ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥55,000 (税込)



ストリームラインTV
StreamLine TV
¥30,800 (税込)

各シリーズのアプリ・リモコン等の対応状況

	Signia app	マスクモード	Signia Assistant	My WellBeing	ミニポケット	スマートリモート	ストリームラインマイク	ストリームラインTV
IX Signia IX シグニアIX Signia AX	●	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種種の7/5/3クラスのみ対応	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
Signia Xperience	●	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ	—	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
Signia Nx	●	—	—	—	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
primax	●	—	—	—	●	●	—	—
Intuis4.2/Intuis4.1	●	●	●	—	●	—	●	●
Intuis4.0/Intuis3/Prompt	●	—	—	—	●	—	—	—

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

補聴器や助聴器
付いた
IX シグニアIX
Signia AX
IX AX用
補聴器
Signia Xperience
補聴器
その他
アプリ等
アクセサリ
性能一覧
カラーバリエーション

クロス バイクロス
CROS/BiCROS
補聴システム




片方の耳が聞こえない方へ
聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

CROS / BiCROS システムの仕組み


CROS/BiCROSシステムは一側性難聴の方をサポート。

聞き取りができない耳にCROSを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことが可能。

CROS送信器なし




CROS送信器あり



CROS

片耳がほぼ健聴の場合

補聴器からはCROS送信器から転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえる。




※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードとSignia Assistantは利用不可

BiCROS

良い方の耳にも難聴がある場合

補聴器はCROS送信器から転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届ける。



器種	IX Signia IX シグニアIX	Signia AX	Signia Xperience		
<p>選べる充電器</p> <p>防水・防塵 IP68</p> <p>Bluetooth</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go IX</p> <p>対応クラス: 7IX 5IX 3IX</p> <p>ポータブル充電ケース</p> <p>ドライ&クリーン充電器</p>	<p>選べる充電器</p> <p>防水・防塵 IP68</p> <p>Bluetooth</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4</p> <p>対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX</p> <p>Intuis4.2 Intuis4.1</p> <p>Intuis4.0はCROS非対応</p> <p>ポータブル充電ケース</p> <p>ドライ&クリーン充電器</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>Bluetooth</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4</p> <p>対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX</p> <p>Intuis4.2 Intuis4.1</p> <p>Intuis4.0はCROS非対応</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>Bluetooth</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go X Pure 312 X Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X</p> <p>対応クラス: 7X 5X 3X</p>	<p>防水・防塵 IP68</p> <p>Bluetooth</p> <p>対象器種: Pure Charge&Go X Pure 312 X Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X</p> <p>対応クラス: 7X 5X 3X</p>	
販売名	CROS Pure Charge&Go IX	CROS Pure Charge&Go AX	CROS Pure 312 AX	CROS Pure Charge&Go X	CROS Pure 312 X
価格(税込)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥99,000	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥99,000
使用電池 電池寿命(連続使用)	充電 約28時間	充電 約28時間	312 約80時間	充電 約23時間	312 約60時間
カラーバリエーション ※詳細は55、56ページ をご確認ください	<p>ベージュ ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ティーフラウン ゴールド シルバー ヒーロー グラファイト ファインゴールド</p>			<p>ベージュ グラナイト グレー ブラック パールホワイト サンディブラウン ダークシャンパン ティーフラウン ゴールド シルバーヒーロー</p>	

*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です ※CROS各器種の保証期間は1年です

補聴器や助聴器
IX Signia IX シグニアIX
IX AX 補聴器
Signia Xperience
補聴器
アクセサリ
カラーバリエーション

既製品補聴器 カラーバリエーション

製品のカラーは動画で
ご確認くださいませ
※一部器種を除く



RIC型・耳かけ型

IX Signia IX シグニア IX Signia AX

IX Signia IX シグニア IX
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX
クロス ピュア チャージ&ゴー
CROS Pure Charge&Go IX

IX Signia AX
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX
ピュア
Pure 312 AX
クロス ピュア チャージ&ゴー
CROS Pure Charge&Go AX
クロス ピュア
CROS Pure 312 AX

表面加工

A: 全体がサラサラした質感のツヤ無し
B: 全体がサラサラした質感のツヤ無し 鏡面仕上げ
C: ボディはサラサラした質感のツヤ無し ボタン部分はツルツルの鏡面仕上げ

ベージュ	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン
C	C	A	A	A
	Sデモ器			

ディープブラウン	ローズゴールド	シルバーヒーロー	グラファイト	ファインゴールド
C	A	A	B	A
		P22, P24, P26, P37, P53~54	表紙	

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。 ※写真はPure Charge&Go IXです

スタイレット
Styletto AX

表面加工

A: 全体がサラサラした質感のツヤ無し
B: ボディはサラサラした質感のツヤ無し メタル部分はツルツルの鏡面仕上げ

ブラック/グラファイト	コスミックブルー/ファインゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック/シルバー	スノーホワイト/シルバー
B	A	A	A	A
		P29, P31, P33, P37	P35	Sデモ器
7AX, 5AX, 3AXのみ			AX全クラス	

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

※一部写真の下のページ数は、そのカラーが掲載されているページを示しています ※ボタン等のカラーや形状は器種により異なります

Signia Xperience

	ブラック/シルバー	コスミックブルー/ローズゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック	スノーホワイト
スタイレット Styletto X	7X, 5X, 3Xのみ	Sデモ器 7X, 5X, 3Xのみ	7X, 5X, 3Xのみ P39	P41	

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン	ディープブラウン	ローズゴールド	シルバーヒーロー
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X ピュア Pure 312 X クロス ピュアチャージ&ゴー CROS Pure Charge&Go X クロス ピュア CROS Pure 312 X		Sデモ器								P39~42, P54

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はPure Charge&Go Xです

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	サンディブラウン	シルバーヒーロー
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X		Sデモ器				P39~P42

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はMotion Charge&Go Xです

Signia Nx

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	シルバー	パールホワイト	ゴールデンブロード	サンディブラウン	ダークグラナイト	ダークシャンパン	ディープブラウン	ヒーロー ^{*1}
モーション Motion 13 Nx モーション Motion 13P Nx		Sデモ器			P43							

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

*1 Motion 13P Nxの7, 5, 3クラスのみ。サンディブラウンとブラックのツートンカラー

※写真はMotion 13P Nxです

primax

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	ダークグラナイト	ディープブラウン
モーション Motion SP		P44				Sデモ器

Motion SPは購入後のカラー変更はできません。

耳あな型

	フェイスプレート	シェル
シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	ブラック モカ	左:スケルトンブルー 右:スケルトンレッド
シルク Silk X	ブラック	左:スケルトンブルー 右:スケルトンレッド

Silkは購入後のカラー変更はできません。

補聴器や助聴器
付帯品
IX Signia IX シグニア IX Signia AX
IX AX用
補聴器
Signia Xperience
その他
アクセサリ
アプリ等
性能一覧
カラーバリエーション

性能一覧 RIC型・耳かけ型

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形式		性能					プログラム	リモコン・アプリ ^{*2}	適応聴力(平均dBまで)	使用電池	電池寿命(連続使用)(h) ^{*3}
		最大音響利得(dB)		90dB入力最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)					
シリーズ	タイプ	HFA-FOG(±5dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-OSPL90(±4dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-MASL(±6dB以内)					
Pure IX	Pure Charge&Go IX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	充電	約28
Styletto AX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—		mP、app	60 / 75 / 90	充電	約20
Pure AX	Pure Charge&Go AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	充電	約28
	Pure 312 AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 59 / 67	46 / 58 / 63 / 74	102 / 114 / 118 / 122	109 / 117 / 120 / 128	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	312	約90~105
Styletto X(S/M/P)		37 / 50 / 63	45 / 60 / 70	101 / 113 / 119	108 / 119 / 124	—		mP、app	60 / 75 / 90	充電	約19
Pure X	Pure Charge&Go X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	充電	約23
	Pure 312 X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	312	約80~90
Motion X	Motion Charge&Go X	53(50) ^{*1}	60(60) ^{*1}	125(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	—		本体、mP、app	90(70) ^{*1}	充電	約24
	Motion Charge&Go P X	71(56) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(117) ^{*1}	135(130) ^{*1}	100(85) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}	充電	約30
	Motion Charge&Go SP X	74	82	133	140	104		本体、mP、app	110	充電	約61
Motion Nx	Motion 13 Nx	55(48) ^{*1}	63(56) ^{*1}	128(117) ^{*1}	134(126) ^{*1}	86(79) ^{*1}		本体、mP、app	90(70) ^{*1}	13	約190
	Motion 13P Nx	70(55) ^{*1}	77(65) ^{*1}	129(118) ^{*1}	135(130) ^{*1}	99(85) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}	13	約130
Motion px	Motion SP px	72	82	130	140	100		本体、SC、SR、mP、app	110	675	約300
Intuis4	Intuis4 M	53(51) ^{*1}	60(61) ^{*1}	124(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	82(76) ^{*1}		本体、mP、app	90(70) ^{*1}	13	約160
	Intuis4 P	71(57) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(118) ^{*1}	135(129) ^{*1}	101(86) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}	13	約135
	Intuis4 SP	74	82	132	140	103		本体、mP、app	110	675	約285
Intuis3	Intuis3 RIC(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100	312	約140~175
	Intuis3 S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—		mP、app	65(50) ^{*1}	312	約175
	Intuis3 M	53(46) ^{*1}	60(53) ^{*1}	126(116) ^{*1}	130(125) ^{*1}	82(74) ^{*1}	本体、mP、app	85(65) ^{*1}	13	約260	
	Intuis3 P	64	70	127	134	93	本体、mP、app	100	13	約190	
	Intuis3 SP	72	80	133	140	102	本体、mP、app	110	675	約260	
Prompt	Prompt S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—	mP、app	65(50) ^{*1}	312	約175	
	Prompt P	64	70	127	134	93	本体、mP、app	100	13	約190	
Fun	Fun P	64	70	126	132	—	本体	90	13	約220	
	Fun SP	72	79	133	140	—	本体	110	675	約285	

*1 ()はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です *2 右記の略名を記載しています。本体→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能 *3 電池寿命は使用状況によって変わります

オーダーメイド耳あな型補聴器の選び方

※既製耳あな型(Silk Charge&Go IX、Silk X)のカラーは56ページをご確認ください



シェルカラーを選ぶ

Insio Charge&Go AXはフェイスプレートとシェルが同色になります

フェイスプレートを選ぶ

Insio Charge&Go AXはフェイスプレートとシェルが同色になります

※IICは左がスケルトンブルー、右がスケルトンレッドとなります ※一部の機種のみ、フェイスプレートを選択できます

Signia Nxシリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
IIC	—	—	●
CIC	—	●	—
COOL	●	—	●
ITC	●	—	—
ITC TWIN	●	—	—
ITE TWIN	●	—	—

primaxシリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
CIC	—	●	●*
CIC 312	●	—	—
MC	—	●	—
MC 312	●	—	—
COOL	●	—	●
COOL 13	●	—	—
ITC/ITC TWIN	—	—	—
ITE/ITE TWIN	—	—	—

Intuis3シリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
CIC	—	●	—
CIC 312	●	—	—
MC	—	●	—
MC 312	●	—	—
ITC	—	—	—
ITE	—	—	—

オプションを選ぶ

- 環境スイッチ
- ボリュームコントロール
- オートフォン
- テレコイル
- ノンワイヤレス など

名入れ対応 名前刻印

全てのオーダーメイド補聴器に無料でお入れできます。

※詳細は「オーダーメイド補聴器ご注文の手引き」をご確認ください。

※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,800税込)

アクアプロテクト

汗・水に強いIP57対応。

オプション/ ¥6,000 (非課税/1台につき)

対象機種: 7px・5px・3pxシリーズ (CIC、CIC 312除く)

シェルグリップ

シェルの表面に加工を施すことで耳の中でずれにくくなります。

オプション/ 無料

対象機種: 耳あな型 (COOL、COOL 13除く)

カナルロック

耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明。

オプション/ 無料

対象機種: 耳あな型 (IIC、COOL、COOL 13、ITE、Insio Charge&Go AX除く)

性能一覧 耳あな型

※このデータはJIS C 5512:2015(2ccカプラで測定)で表示しています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※各項目の数値はノーマルタイプ/パワータイプ/ハイパワータイプの順に記載。「—」はそのタイプ非対応です

シリーズ	タイプ	マイク	性能						プログラム*2	リモコン・アプリ*1	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 (連続使用)(h)
			最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)						
シリーズ	タイプ	マイク	HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)						
Silk Charge&Go IX	既製耳あな型	シングル	45 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	114 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	充電	約28	
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	ツイン	46 / 44 / 60	50 / 55 / 65	109 / 109 / 119	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	充電	約28	
	ワイヤレス充電ITE		— / 47 / 60	— / 55 / 65	— / 109 / 120	— / 118 / 124	—		mP.app	— / 80 / 90	充電	約28	
	既製耳あな型		シングル	45 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	114 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	10A	約75
Insio Nx	IIC	シングル	46 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	10A	約70	
	CIC		45 / 48 / 59	50 / 55 / 65	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	10A	約70	
	COOL		45 / 47 / —	50 / 55 / —	108 / 111 / —	113 / 118 / —	65 / 79 / —		mP.app	70 / 80 / —	312	約120	
	ITC		45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91		mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITC TWIN		45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91		mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITC TWIN BT有り		45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITE TWIN	ツイン	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 112 / 119	— / 118 / 124	— / 79 / 90		mP.app	— / 80 / 90	312	約120	
	ITE TWIN BT有り		— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 112 / 119	— / 118 / 124	—		mP.app	— / 80 / 90	312	約120	
	既製耳あな型		シングル	45 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	10A	約80
Insio px	CIC	シングル	45 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	312	約145	
	CIC 312		44 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	312	約145	
	MC		45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	—		SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
	MC 312		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—		SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	COOL		44 / 47 / —	50 / 55 / —	108 / 112 / —	113 / 118 / —	—		SC、SR、mP.app	70 / 80 / —	312	約145	
	COOL 13		— / 48 / —	— / 55 / —	— / 113 / —	— / 118 / —	—		SC、SR、mP.app	— / 80 / —	13	約240	
	ITC		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—		SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITE		— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120	— / 118 / 124	— / 78 / 89		SC、SR、mP.app	— / 80 / 90	13	約240	
	ITC TWIN		ツイン	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—		SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
ITE TWIN	— / 48 / 60	— / 55 / 65		— / 113 / 120	— / 118 / 124	— / 78 / 89		SC、SR、mP.app	— / 80 / 90	13	約240		
Intuis3	CIC	シングル	45 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	10A	約80	
	CIC 312		44 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	113 / — / —	—		mP.app	70 / — / —	312	約145	
	MC		45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
	MC 312		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITC		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—		mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITE		— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120	— / 118 / 124	— / 78 / 89		mP.app	— / 80 / 90	13	約240	
	ITE TWIN		— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120	— / 118 / 124	— / 78 / 89		mP.app	— / 80 / 90	13	約240	

*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app *2 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です *3 電池寿命は使用状況によって変わります

オプション一覧(無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ボリューム コントロール ^{*A}	テレコイル ^{*A}	オートフォン ^{*A}	ノンワイヤレス ^{*A}
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC/ITE	標準装備	—	—	—	—
	IIC	—	—	—	—	—
	CIC	標準装備 ^{*B}	—	—	—	選択可
Insio Nx	COOL	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*1}	—	—	選択可
	ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*1}	—	—	選択可
	ITC TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*1}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITE TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—
	既製耳あな型	シングル	—	—	—	—
Insio px	CIC / CIC 312	—	—	—	—	標準装備
	MC / MC 312	選択可	—	—	—	選択可
	ITC / ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	—	—	選択可
	ITE / ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	選択可 ^{*F}	選択可 ^{*G-H}	選択可
	COOL / COOL 13	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-D}	—	選択可 ^{*G-H}	選択可
Intuis3	CIC / CIC 312	—	—	—	—	標準装備
	MC / MC 312	標準装備	—	—	—	標準装備
	ITC	選択可	選択可 ^{*E}	—	—	標準装備
	ITE	選択可	選択可 ^{*E}	選択可 ^{*F}	—	標準装備

*A テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
*B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます
*C 補聴器1台に、環境スイッチとボリュームコントロールの同時取り付けはできません。両耳装用の場合、左右別々に付けることは可能です。
*D ワイヤレスはデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログボリューム(ストップエンド)になります
*E アナログボリューム(ストップエンド)になります
*F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
*G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要です
*H 2px、1pxは、取り付けできません
*I ワイヤレス/ノンワイヤレスともにデジタルボリューム(エンドレス)のみになります

IX	AX	IX Signia IX シグニア IX に搭載														
		Signia AX に搭載														
保証	チャンネル	ロックオン	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7 プレミアム	3年修理保証 2年紛失保証 48ch	IX 36ch AX 32ch	2x	プラス	マイク	イヤホン	イヤホン	歩行者	OVP2.0	マイク	イヤホン	イヤホン	イヤホン	イヤホン	12 kHz	
5 アドバンス	3年修理保証 2年紛失保証 IX 36ch AX 32ch	2x	プラス	マイク	イヤホン	イヤホン	歩行者	OVP2.0	マイク	イヤホン	イヤホン	イヤホン	イヤホン	-	-	
3 スタンダード	2年修理保証 1年紛失保証 IX 32ch AX 24ch	2x	プラス	マイク	イヤホン	イヤホン	歩行者	OVP2.0	マイク	イヤホン	イヤホン	イヤホン	イヤホン	-	-	
2 ベーシック	2年修理保証 16ch	-	2x	プラス	マイク	イヤホン	歩行者	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 バリュー	2年修理保証 16ch	-	2x	プラス	マイク	イヤホン	歩行者	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 詳しくは64ページに記載 *2 Signia IXシリーズの5/3クラスはチャンネル数が向上 *3 詳細は19、20ページをご確認ください。Silk Charge&Go IXはロックオンの一部機能のみ対応
*4 Silk Charge&Go IX非対応 *5 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは27ページをご確認ください *6 耳あな型はOVP機能非対応 *7 Silk Charge&Go IXは両耳装着で対応 *8 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要

IX Signia IX シグニア IX

世界初※、ロックオン機能搭載補聴器。複数の相手を追いかけ、会話の言葉のすみずみまでより正確に再現します。

※ 2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ

シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア



- ① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合
*取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格でご対応いたします(全損は対象外)
*電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です
- ② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア
*「スマートリペア」は入金などの費用が一切かららず、修理は定額
*耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
*故障部位および購入年数によって各種規定があります
- ③ 購入後の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)
耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年あるいは2年以内(機種によって異なる)の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

● 修理保証

	1年目	2年目	3年目	4年目以降~
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア 定額修理期間
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア 定額修理期間	


● 紛失保証

	1年目	2年目
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3IX Signia 3AX Signia 3X 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	

補聴器の基本は両耳装用



両耳装用は満足度が高いという調査結果があります。



両耳に補聴器をつけると良いとされている理由

- POINT 1 左右両方の脳の働きを活かす
- POINT 2 疲れにくいからより長く使える
- POINT 3 方向感や距離感をよりつかみやすい
- POINT 4 騒音下での聞き取りが良い

シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター

✉ sodan.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間

9:00-12:00 13:00-17:00

(土・日・祝日 定休日)



個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp/



SNS公式アカウント、メールマガジンの登録はこちら
www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/socialmedia-newsletter/



■ 販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス

✉ cs.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)



販売店様向けサイト
www.signia-pro.com/ja-jp/



販促物注文専用Fax:050-3730-5795

シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2023年11月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。23.11.JP.17001339

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)はWireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日