


| | RIC型用 | | 耳かけ型用 | | | | 適応聴力 | 特徴 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|---------|--|--|
| | 3.0ミリレシーバー用 2.0ミリレシーバー用 | 3.0ミリレシーバー用 (IX, AXのみ対応) | Thinチューブ3.0用 | イヤフック用 | | | | |
| 名称 | クリックモールド | クリックモールド 3.0シリコン | Thinチューブ3.0 モールド | 硬質アクリル | 軟質アクリル | ポップフィット | | |
| 素材 | アクリル製 | シリコン製 | アクリル製 | アクリル製 | アクリル製 | シリコン製 | | |
| | 硬質 | 超軟質 | 硬質 | 硬質 | 軟質 | 超軟質 | | |
| 色 | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | 17色 | | |
| 形状 | クリック/ カナル | | | | | | ● 軽 ● 中 | 最小サイズ、外から見える部分 が少ない |
| | カナルロック | | — | | | — | ● 軽 ● 中 | クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け |
| | COOL | | — | | | — | ● 軽 ● 中 | 当社オリジナルのつけ心地重視 モデル |
| | ハーフシェル | | — | | | | ● 軽 ● 中 | 外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの (旧カナルサイズ) |
| | スケルトン | | — | | | — | ● 軽 ● 中 ● 高 | 安定感に目立たなさをプラス |
| | スタンダード | | — | | | | ● 軽 ● 中 ● 高 ● 重 | 安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状 |
| イヤモールド本体 | ¥10,500 (非課税) | | | ¥9,500 (非課税) | | | ●イヤフック用ポップフィット(17色) | |
| テグス加工料金 | テグス標準装備 追加料金なし | テグス非対応 | テグス標準装備 追加料金なし | ¥1,000 (非課税) | テグス非対応 | | クリアカラー クリア ローズ ベージュ ビビッドカラー ブルー グリーン パープル ブラウン トランスブルー トランスグリーン ピンク レッド オレンジ トランスパープル トランスピンク イエロー ホワイト ブラック | |

●RIC型用クリックモールド
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)




※クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性がありません

●クリックモールド3.0シリコン
(クリアのみ)



●イヤフック用アクリル製
イヤモールド (クリアのみ)
カナル スタンダード



個人情報の取り扱いについて

- WSオーディオロジージャパン株式会社(以下「当社」)は個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、当社プライバシーポリシー及び社内規程等を遵守し、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います
- 当社はお客様から以下の情報をご提供いただいております
 - ・氏名、年齢、性別
 - ・聴力データ
 - ・採形された耳型データ
 - ・補聴器の使用歴と使用機種に関するデータ
 - ・耳型作製において必要な範囲の手術・傷病歴
- 上記2の個人情報は、補聴器及びイヤモールド販売または修理の際の、販売店によるオーダーメイド注文書及びイヤモールド注文書の記入と耳型採型により、当社と販売店での共同利用として収集しております
共同利用の詳細は、販売店がお客様より個人情報をご提供いただいた際にお知らせしているとおりです
- 当社はお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内において使用し、お客様の同意なく目的外の利用を行うことはありません
 - ・オーダーメイド耳あな型補聴器の作製
 - ・イヤモールドの作製
 - ・上記の修理
 - ・販売店との間の連絡調整
- お客様からご提供いただいた個人情報は厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底します
また内容訂正や利用停止等についてお客様の申請があった場合にはその申請に基づき、速やかに処理します