



電気除菌乾燥器ドライキャップ UV2.1 販売終了並びに新製品（後継品）発売のお知らせ

「シグニア補聴器総合カタログ 2026年2月版」に掲載の補聴器用電気除菌乾燥器ドライキャップ UV 2.1が販売終了となり、代わって新製品ドライキャップ UV 2.2が発売となります。

- 販売終了製品（カタログP48掲載）：ドライキャップ UV2.1
- 新製品（後継品）：ドライキャップ UV2.2



- 6月22日（月）発売
- 幅120mm×奥行120mm×高さ120mm 200g
ドライキャップ UV2.1と同サイズでより軽量
- ドライ&クリーンモード：約120分
クリーンモード：約5分
- 35°Cの温風による対流乾燥
(2.1は室温対流乾燥)
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続
- 2年保証

改善点	UV2.1	UV2.2	改善ポイント
アクリルカバー	無色透明	ブラック透明	就寝時、 寝室に置いてしまぶしくない
ヒーター	なし（対流エアフローのみ）	35°Cエアフロー搭載	乾燥効率の向上

- メーカー希望小売価格
8,800円（税込）※2026年9月30日（水）まで
9,900円（税込）※2026年10月1日（木）より