

ポータブル充電ケース仕様変更およびminiPocket後継機種への切替について

2026年9月版



ポータブル充電ケース仕様変更について

- 一部のポータブル充電ケースは、EU（欧州連合）における新たなバッテリー関連法規への対応に伴い、仕様を変更いたします。
- 修理の際、新型の充電ケースに交換となります。

製品切り替え時期

Pure / Styletto各機種
2026年9月16日
14:00以降
販売店発注分より
新型ポータブル
充電ケース

修理交換品の 切り替え時期(目安)

Pure：2026年 9月下旬
Styletto：2026年12月上旬
※詳しくは販売店スタッフに
ご確認ください

実寸大 Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用
ポータブル充電ケース



実寸大 Styletto IX用/AX用
ポータブル充電ケース



サイズ 重量	幅66mm×奥行33mm×高さ76mm 58g	幅68mm×奥行32mm×高さ86mm 81g	幅50mm×奥行30mm×高さ71mm 50g	幅54mm×奥行30mm×高さ86mm 60g
充電可能回数 (補聴器両耳)	Pure Charge&Go BCT IX：両耳3回 Pure Charge&Go IX/AX：両耳4回 (キャパシティ：400 mAh)	Pure Charge&Go BCT IX：両耳4回 Pure Charge&Go IX/AX：両耳5回 (キャパシティ：700 mAh)	Styletto IX：両耳5回 Styletto AX：両耳4回 (キャパシティ：450 mAh/400 mAh)	Styletto IX：両耳5回 Styletto AX：両耳5回 (キャパシティ：550 mAh)
充電ケース 充電時間	USB充電所要時間：4時間 ワイヤレス充電所要時間：非対応	USB充電所要時間：4時間 ワイヤレス充電所要時間：対応・6時間	USB充電所要時間：3時間 ワイヤレス充電所要時間：6時間	USB充電所要時間：4時間 ワイヤレス充電所要時間：6時間
プッシュボタン	あり	なし ※充電ケースの電源On/Offはできません。 ※補聴器の電源On/Offは補聴器本体の プッシュボタンをご利用ください。	あり【位置：前面】 	あり【位置：底面】 
そのほか	詳細は取扱説明書参照：蓋開閉で充電状態確認可能(ボタン不要)、 LED動作改善		詳細は取扱説明書参照：LED動作改善	

ポータブル充電ケース仕様変更およびminiPocket後継機種への切替について

ポータブル充電ケース仕様変更について

- 一部のポータブル充電ケースは、EU（欧州連合）における新たなバッテリー関連法規への対応に伴い、仕様を変更いたします。
- 修理の際、新型の充電ケースに交換となります。

製品切り替え時期 2026年11月30日 14:00以降 販売店発注分より 新型ポータブル 充電ケース	実寸大 Silk Charge&Go IX ポータブル充電ケース	
		
修理交換品の 切り替え時期（目安） 2026年12月上旬 ※詳しくは販売店スタッフに ご確認ください		
サイズ 重量	幅82mm×奥行48mm×高さ29mm 55g	幅72mm×奥行34mm×高さ54mm 70g
充電可能回数 （補聴器両耳）	両耳4回 （キャパシティ：300 mAh）	両耳6回 （キャパシティ：700 mAh）
充電ケース 充電時間	USB充電所要時間：4時間 ワイヤレス充電所要時間：6時間	USB充電所要時間：4時間 ワイヤレス充電所要時間：6時間
プッシュボタン	あり【位置：前面】 	あり【位置：背面】 
その他	詳細は取扱説明書参照： <u>LED動作改善</u>	

miniPocket後継機種への切り替えについて

- 新しい「Remote Control」は、操作性向上のためユーザーインターフェースおよび一部仕様を見直しました。基本的な操作機能はそのままご使用いただけます。
- 修理の際、新しい「Remote Control」との交換となります。

製品切り替え時期 2026年9月24日 14:00以降 販売店発注分より Remote Control	miniPocket Remote control 実寸大	
		
修理交換品の 切り替え時期（目安） 2026年10月上旬 ※詳しくは販売店 スタッフに ご確認ください		
サイズ 重量	幅34mm×厚み12.8mm×高さ57.5mm 21g（電池を含む）	幅31mm×厚み12mm×高さ66.5mm 23g（電池を含む）
信号強度	強（標準）⇄ 弱 の切替可能	切替不可 （miniPocketの「強（標準）」 と同じ信号強度）
電池交換 方法	電池蓋を開けるため 付属の専用ツール*使用 ・10991205 miniPocket （SAFE）用ツール	電池蓋を開けるため 専用ツールの付属なし （お手持ちのペンまたは先端の 細い道具を使用） ※電池交換手順に変更はございません。
電池の種類	対応電池 変更なし：CR2450（1個付属）	
その他	詳細は取扱説明書参照： ・ <u>ペアリング手順変更</u> （セットアップ後のプログラムボタン長押し不要） ・安全性・各国規制対応に伴い、取説内容を一部更新	