



ご依頼日 年 月 日

お取扱店情報 ※再作はスマートリペア依頼書でご依頼ください。

貴店コード	C18	*送り状記載のコードを ご記入ください(9桁)
貴店名	様	
TEL	FAX	
ご担当者名	様	

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合
※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名	様
〒 直送先住所	
TEL	

▼Step1: 装用耳選択 ☒ 両耳 ☐ 左 ☐ 右

▼Step2: 補聴器名

※器種により仕様が異なる為、シリーズ名を必ずご記入ください。
【記入例：「Pure Charge&Go 7IX」等】

▼Step3: ポータブル充電器をご利用の場合（ご利用でない方は Step4へ進んで下さい。）



ポータブル充電器をご利用の場合は左記項目にチェックを入れてください。充電器に収まるように、クリックカナルサイズ  にて作成いたします。

モールド付きHPLレシーバーは非対応 チェックがない場合、ポータブル充電器にモールドは入りません。ご了承ください。

3.0シリコンは非対応

▼Step4:補聴器のタイプとイヤモールドの形状選択

補聴器のタイプ	種類 (レシーバーサイズ)	サイズ							カラー
		クリックモールド		カナルロック	COOL	ハーフシェル (以前のカナル)	スケルトン	スタンダード	
		ハード	3.0シリコン						
									
RIC型 対応機種 〜Xまで  10950832	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S : 左・右 M : 左・右 P : 左・右	左・右 MMP		左・右 MMPCL	左・右 MMPFC	左・右 MMPHS	左・右 MMPSK	左・右 MMPFS	クリア(透明のみ)
ポータブル充電器 非対応形状									
RIC型 対応機種 AX〜  21006322	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S : 左・右 M : 左・右 P : 左・右	左・右 MMP	取出しコード 非対応 左・右 MMP	左・右 CLS	左・右 FSCS	左・右 HSS	左・右 SKS	左・右 FSS	クリア(透明のみ)
ポータブル充電器 非対応形状									

補聴器のタイプ		種類 (素材/特殊形状)	チャンネル C	チャンネルロック CL	COOL FSC	ハーフシェル ^{FBS} FS3021 (以前のカナル)	スケルトン SK	スタンダード ^{FS} FB21	カラー
 10950835 21006323	耳かけ型	ハード 硬質アクリル	左・右	左・右	左・右	左・右	左・右	左・右	クリア(透明のみ)
		ソフト 軟質アクリル	左・右			左・右		左・右	クリア(透明のみ)
		ポップフィット 超軟質シリコン	左・右			左・右		左・右	左【 右【
		Thinチューブ3.0 モード 対象機種(X~)	左・右	左・右	左・右	左・右	左・右	左・右	※カタログまたは裏面を参照(未記載時は、クリアで作成) クリア(透明のみ)

 RIC型 モールド付き HPLレシーバー ※スタイルット非対応	補聴器と同時購入	シリーズ(対応機種)	レシーバーコードサイズ(長さ)		カラー
			左	右	
☒ ※補聴器同時購入時 チェックを入記入		モールド付きHPLレシーバー2(〜X) 10668808	0・1・2・3	0・1・2・3	ベージュのみ
		モールド付きHPLレシーバー3(AX〜) 11000851	1・2・3・4	1・2・3・4	

▼Step5: オプション/ベント選択 ※Step4で記載いただいた種類から選択してください。

■ オプション

	種類	回転式エルボー 価格 TAI (非課税)	取り出し用コード 価格 10240278 (非課税)	シェルマーキング 価格 10240282 (非課税)	反転印象 10240279
	2.0/3.0 ハード		標準 ￥0	左・右 ￥500	¥1000/個 (価格(非課税))
	3.0シリコン				
	モールド付き HPレシーバー		標準 ￥0	左・右 ￥0	
	耳かけ	硬質 左・右 ￥0	左・右 ￥1,000	左・右 ￥500	
		軟質	左・右 ￥1,000		
		ポップフィット			
		Thinチューブ 3.0モールド		標準 ￥0	左・右 ￥500

■ **ベント** ※ご指定がない場合はメーカーおまかせとなります。
※モールド付きHPレシーバーは『ベントなし』が標準

イヤモールド 種類	ベント(無料)		ベントチップ
	種類	サイズ	
クリックモールド2.0	左・右	なし	※1.0mmのご指定、 耳かけ型・溝ベントはベ ントチップを添付しており ません。
クリックモールド3.0	左・右	ホールベント	
モールド付斜めシーザー	左・右	セミアイロス	
Thinチューブ3.0	左・右	溝ベント	
耳かけ_硬質	左・右	なし	
クリックモールド3.0シリコン	左・右	なし	
耳かけ_軟質	左・右	ホールベント	
ポップフィット	左・右	ホールベント	



フリガナ	
お名前	男 女
様	才

貴店コード	C18	*送り状記載のコードを ご記入ください(9桁)
貴店名	様	
TEL	FAX	
ご担当者名	様	


直送先名	様
〒 直送先住所	
TEL	

▼Step1: 装用耳選択 ☒ 両耳 ☐ 左 ☐ 右

▼Step2: 補聴器名

※器種により仕様が異なる為、シリーズ名を必ずご記入ください。
【記入例：「Pure Charge&Go 7IX」等】

▼Step3: ポータブル充電器をご利用の場合（ご利用でない方は Step4へ進んで下さい。）



▼Step4:補聴器のタイプとイヤモールドの形状選択

補聴器のタイプ	種類 (レシーバーサイズ)	サイズ							カラー
		クリックモールド		カナルロック	COOL	ハーフシェル (以前のカナル)	スケルトン	スタンダード	
		ハード	3.0シリコン						
									
RIC型 対応器種 ～Xまで  10950832	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S：左・右 M：左・右 P：左・右	左・右 MMP		左・右 MMPCL	左・右 MMPFC	左・右 MMPHS	左・右 MMPSK	左・右 MMPFS	クリア(透明のみ)
ポータブル充電器 非対応形状									
RIC型 対応器種 AX～  21006322	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S：左・右 M：左・右 P：左・右	左・右 MMP	取出しコード 非対応 左・右 MMP	左・右 CLS	左・右 FSCS	左・右 HSS	左・右 SKS	左・右 FSS	クリア(透明のみ)
ポータブル充電器 非対応形状									

補聴器のタイプ		種類 (素材/特殊形状)	チャンネル C	チャンネルロック CL	COOL FSC	ハーフシェル FS FB3021 (以前のチャンネル)	スケルトン SK	スタンダード FS FB21	カラー
 10950835 21006323	耳かけ型	ハード 硬質アクリル	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	クリア(透明のみ)
		ソフト 軟質アクリル	左 ・ 右			左 ・ 右		左 ・ 右	クリア(透明のみ)
		ポップフィット 超軟質シリコン	左 ・ 右			左 ・ 右		左 ・ 右	左【 右【 】 】
		Thinチューブ3.0 モード 対象機種 (X～)	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	左 ・ 右	※カタログまたは裏面を参照 (未記載時は、クリアで作成) クリア(透明のみ)

 RIC型 モールド付き HPLレシーバー ※スタイレット非対応	補聴器と同時購入	シリーズ(対応機種)	レシーバーコードサイズ(長さ)		カラー
			左	右	
	☒ ※補聴器同時購入時 チェックを入記入	モールド付きHPLレシーバー2(〜X) 10668808 2.0	0・1・2・3	0・1・2・3	ベージュのみ
		モールド付きHPLレシーバー3(AX〜) 11000851 3.0	1・2・3・4	1・2・3・4	

▼Step5: オプション/ベント選択 ※Step4で記載いただいた種類から選択してください。

■ オプション

	種類	回転式エルボー 価格 TAI (非課税)	取り出し用コード 価格 10240278 (非課税)	シェルマーキング 価格 10240282 (非課税)	反転印象 10240279		
	2.0/3.0 ハード		標準 ￥0	左・右 ￥500	¥1000/個 (価格(非課税))		
	3.0シリコン						
	モールド付き HPLシーバー		標準 ￥0	左・右 ￥0			
	耳かけ	硬質 左・右 ￥0	左・右 ￥1,000	左・右 ￥500		※メス型等から 作成時の 追加料金	
		軟質	左・右 ￥1,000				
		ポップフィット					
		Thinチューブ 3.0モールド	標準 ￥0	左・右 ￥500			

■ **ベント** ※ご指定がない場合はメーカーおまかせとなります。
※モールド付きHPレシーバーは『ベントなし』が標準

イヤホンモデル 種類	ベント(無料)		ベントチップ
	種類	サイズ	
クリックモデル2.0	左・右	なし	※1.0mmのご指定、 耳かけ型溝ベントはベ ントチップを添付しており ません。
クリックモデル3.0	左・右	ホールベント 左・右 1.0mm	
モデル付斜めシーザー	左・右	左・右 1.5mm	
Thinチューブ3.0	左・右	セミアイロス 左・右 2.0mm	
耳かけ_硬質	左・右	溝ベント 左・右 2.5mm	
クリックモデル3.0シリコン	左・右	なし	
耳かけ_軟質		左・右 1.0mm 左・右 1.5mm	
	左・右	ホールベント 左・右 2.0mm	
		左・右 2.5mm	
ポップフィット			

対応器種			RIC 型用		耳かけ型用					
			3.0ミニレシーバー用 2.0ミニレシーバー用	3.0ミニレシーバー用 (IX, AXのみ対応)	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
名 称			クリックモールド	クリックモールド ※ 3.0シリコン	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素 材			アクリル製	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製		
			硬質	超軟質	硬質	硬質	軟質	超軟質		
色			クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	17色	適応聴力	特徴
形状	クリック/ カナル								最小サイズ、外から見える部分 が少ない	
	カナルロック		—			—	—		クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け	
	COOL		—			—	—		当社オリジナルのつけ心地重視 モデル	
	ハーフシェル		—						外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)	
	スケルトン		—			—	—		安定感に目立たなさをプラス	
	スタンダード		—						安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状	
イヤモールド本体			¥10,500 (非課税)			¥9,500(非課税)				
テグス加工料金			テグス標準装備 追加料金なし	テグス非対応	テグス標準装備 追加料金なし	¥1,000 (非課税)		テグス非対応		

RIC型用

●クリックモールド※(クリアのみ)



※クリックモールドは、
レシーバーの世代に
よって形状が異なり、
互換性はありません

●クリックモールド3.0シリコン
(クリアのみ)



耳かけ型用

●Thinチューブ
3.0モールド
クリアのみ



●イヤフック用硬質アクリル

クリアのみ、選べる2タイプ

おすすめ

回転式エルボー

フィット感や快適性を高めるため
装着時の角度調整が可能

固定式エルボー

●イヤフック用軟質アクリル

クリアのみ
固定式のみ

●イヤフック用ポップフィット(17色)

クリアカラー

クリア

ローズ

ベージュ

ブラウン

トランスブルー

トランスグリーン

トランスパープル

トランスピンク

ビビッドカラー

ブルー

グリーン

パープル

ピンク

レッド


オレンジ

イエロー

ホワイト

ブラック

カナル



スタンダード



個人情報の取り扱いについて

- WSオーディオロジージャパン株式会社(以下「当社」)は個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、当社プライバシーポリシー及び社内規程等を遵守し、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います
- 当社はお客様から以下の情報をご提供いただいております
 - ・氏名、年齢、性別
 - ・聴力データ
 - ・採形された耳型データ
 - ・補聴器の使用歴と使用器種に関するデータ
 - ・耳型作製において必要な範囲の手術・傷病歴
- 上記2の個人情報は、補聴器及びイヤモールド販売または修理の際の、販売店によるオーダーメイド注文書及びイヤモールド注文書の記入と耳型採型により、当社と販売店での共同利用として収集しております
共同利用の詳細は、販売店がお客様より個人情報をご提供いただいた際にお知らせしているとおりです
- 当社はお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内において使用し、お客様の同意なく目的外の利用を行うことはありません
 - ・オーダーメイド耳あな型補聴器の作製
 - ・イヤモールドの作製
 - ・上記の修理
 - ・販売店との間の連絡調整
- お客様からご提供いただいた個人情報は厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底します
また内容訂正や利用停止等についてお客様の申請があった場合にはその申請に基づき、速やかに処理します