

電池式 耳あな型 Intuis3 専用注文書

2026年9月版

ご依頼日	年	月	日
------	---	---	---

お取扱店情報

貴店コード	C18	*送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名	様	
TEL	FAX	
ご担当者名	様	

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合
※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名	様
〒	
直送先住所	
TEL	

▼Step1：器種選択とカラー選択

Intuis3	サイズ	ハーフサイズ	FPカラー	マトリクス ※1 マトリクス選択がない場合はメーカーで選定いたします。	シェルカラー ※2 シェルカラーの選択がない場合は、ページで作成します。	シェルマーキング 青(CD) 赤(CD) 白(CD)		
	CIC		モカ (左) (右)	113/50 ノーマル (左) (右)	ベージュ (左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	※3 同じカラーを選択の場合は片耳のみの選択をお勧めします。
	CIC312		ベージュ (左) (右)		スケルトンブルー (左) (右)			
	MC		モカ (左) (右)	113/50 ノーマル (左) (右) 118/55 パワー (左) (右) 124/65 ハイパワー (左) (右)	スケルトンレッド (左) (右)			
	MC312		ベージュ (左) (右)		パープル (左) (右)			
	ITC		ベージュ (左) (右)	マゼンタ (左) (右)				
	ITE	(左) (右)	ベージュ (左) (右)	グリーン (左) (右)				
			118/55 パワー (左) (右) 124/65 ハイパワー (左) (右)	ゴールド (左) (右)				
				ブラック (左) (右)				

▼Step2：機種及びオプション選択

サイズ	環境スイッチ	ボリュームコントロール	ボリュームキャップ	テレコイル	取り出し用ノッチ	チャンネルロック	シェルグリップ	取り出し用テグス※4		
								コード	ループ	なし
CIC						(左) (右)	(左) (右)	標準 7 mm	(左) (右)	(左) (右)
CIC312						(左) (右)	(左) (右)			
MC	標準					(左) (右)	(左) (右)			
MC312	標準					(左) (右)	(左) (右)			
ITC	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)		(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	標準 5mm		
ITE	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)		(左) (右)			

※4 長さのご希望は特記事項欄へご記入ください。

▼Step4：その他選択

■ワックスガード

標準 (クイックガード) (クリネット)

■刻印用カナ

※カタカナ6文字まで、左右別々はできません。
濁点半濁点は1文字にカウントしません。

--	--	--	--	--

■アクセサリ(有料)

(フェートコントロール)	(パーフェクトドライラックス)	(パーフェクトドライクイックエア)	(ドライキャップUV2.2)
21052417	10941021	10941020	21055936

特記事項

お客様情報 ※ご記入の氏名が保証書に印字されるため、正確にご記入ください。
解読不明、印字不可能な漢字は保証書に印字いたしません。ご了承ください。

フリガナ				
お名前	男 女	様	才	
■耳の状態	普通	軟らかい	硬い	しわ耳
■ご使用中の補聴器	両耳	左	右	メーカー：
器種名：	シリアル：			
■オーディオグラム				
■語音明瞭度	左： % ・ 右： %			



電池式

耳あな型

Intuis3 専用注文書

2026年9月版

ご依頼日

年

月

日

お取扱店情報

貴店コード

C18

*送り状記載のコードを
ご記入ください(9桁)

貴店名

様

TEL

FAX

ご担当者名

様

直送先情報

※登録の送付先と異なる場合

※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名

様

〒

直送先住所

TEL

▼Step1 : 器種選択とカラー選択

Intuis3	サイズ	ハーフ サイズ	FPカラー	マトリクス ※1 マトリクス選択がない場合は メーカーで選定いたします。	シェルカラー ※2 シェルカラーの選択がない場合は、 ページで作成します。	シェルマーキング		
						青(CD)	赤(CD)	白(CD)
	CIC		モカ (左) (右)	113/50 ノーマル (左) (右)	ベージュ (左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	
	CIC312		ベージュ (左) (右)		スケルトンブルー (左) (右)			
	MC		モカ (左) (右)	113/50 ノーマル (左) (右) 118/55 パワー (左) (右) 124/65 ハイパワー (左) (右)	スケルトンレッド (左) (右)			
	MC312		ベージュ (左) (右)		パープル (左) (右)			
	ITC		ベージュ (左) (右)	118/55 パワー (左) (右) 124/65 ハイパワー (左) (右)	マゼンタ (左) (右)			(左) (右)
	ITE	(左) (右)	ベージュ (左) (右)		グリーン (左) (右)			※3 同じカラーを 選択の場合は 片耳のみの 選択をお勧め します。
					ゴールド (左) (右)			
					ブラック (左) (右)			

▼Step2 : 機種及びオプション選択

サイズ	環境 スイッチ	ボリューム コントロール	ボリューム キャップ	テレ コイル	取り出し 用ノッチ	カナル ロック	シェル グリップ	取り出し用テグス※4		
								コード	ループ	なし
CIC						(左) (右)	(左) (右)	標準 7 mm	(左) (右) 8 mm	(左) (右)
CIC 312						(左) (右)	(左) (右)			
MC	標準					(左) (右)	(左) (右)			
MC 312	標準					(左) (右)	(左) (右)			
ITC	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)		(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	標準 5mm		
ITE	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)	(左) (右)		(左) (右)			

※4 長さのご希望は特記事項欄へご記入ください。

▼Step4 : その他選択

■ワックスガード

標準 (クイックガード) (クリネット)

■刻印用カナ

※カタカナ6文字まで 左右別々はできません

--	--	--	--	--	--

■アクセサリ(有料)

(フェートコントロール) (パーフェクトドライラックス) (パーフェクトドライクイックエア) (ドライキャップUV2.2)

21052417

10941021

10941020

21055936

お客様情報

※ご記入の氏名が保証書に印字されるため、正確にご記入ください。
解読不明、印字不可能な漢字は保証書に印字いたしません。ご了承ください。

フリガナ

お名前

男

女

様

才

■耳の状態

普通

軟らかい

硬い

しわ耳

■ご使用中の補聴器

両耳

左


右

メーカー :

器種名 :

シリアル :

■オーディオグラム



オーダーメイド補聴器 オプション一覧

■コントロールオプション(無料)

- ・補聴器のタイプによって取り付けできるコントロールオプションが決まっています
 - ・耳型の形状により、ご希望のタイプやご指定のオプションが取り付けられない場合があります
- また、コントロールオプションを複数取り付けした場合、外観形状が大きくなる場合があります



ボリュームコントロール
ユーザーが調節する音量調節器。
いろいろな場所で使う方や、リモコン操作が面倒な方に。
*ITC、ITEに対応



ボリュームキャップ
ボリュームにキャップを付け、高さを出します。小さいものをつまみにくい方に。



環境スイッチ
複数の聞こえのメモリーを切り替えるスイッチ。一日中ご使用する方に。
*MC、ITC、ITEに対応



テレコイル
ループシステムを利用される方に。
*ITEに対応

■カスタムオプション



取り出しコード(テグス)
目立たない標準タイプ



取り出しループ
細かいものをつまみにくい方に



取り出しノッチ
フェイスプレートに溝をつけ、爪をかけて補聴器を取り出しやすくします。
*CICを除く



シェルマーキング
シェル上部にカラーマーキングを施します。シェルカラーがページ以外の選択時はマーキングが白になります。**同じカラー**を選択時は左右どちらかの選択を推奨します。



ハーフサイズ
フルサイズよりシェル形状を小さくしたい方に。
*耳の形状やオプションによってはご希望に沿えない場合があります



カナロック
耳から抜け落ちないようにするためのストッパーです。目立ちにくい透明。補聴器が抜け出しやすい方に。
*ITEを除く
*耳の形状によってはご希望に沿えない場合があります



シェルグリップ
シェル表面に網目加工をすることで耳の中でズレにくくなります。主にCICで顎関節がよく動く方に。

■ベントタイプ




溝(トレンチ)
耳閉感を軽減します。耳道の細い方向にです。



アイロス
耳閉感を積極的に低減させるベント効果が見込めます。



Dベント
アルファベットの「D」のような形状のベント。ベントチップは使用できません。限られたスペースに配置する事に向いています。



YO
装着感を向上させつつ、ハウリングリスクを抑えます。こもり感を感じやすく補聴器の装着が苦手な方に。ベントチップ使用で聴力変化への対応が可能。(1.0mm除く)



セミアイロス
アイロスの効果に加えて、ベントチップ使用で聴力変化への対応が可能。(1.0mm除く)



ベント無し
音量感を重視する方に。



ホール
最も標準的なベントです。ベントチップ使用で聴力変化への対応が可能。(1.0mm除く)

個人情報の取り扱いについて

- 1.WSオーディオロジージャパン株式会社(以下「当社」)は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、当社プライバシーポリシー及び社内規程等を遵守し、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。
- 2.当社はお客様から以下の情報をご提供いただいております。
 - ・氏名、年齢、性別
 - ・聴力データ
 - ・採形された耳型データ
 - ・補聴器の使用歴と使用機種に関するデータ
 - ・耳型作製において必要な範囲の手術・傷病歴
- 3.上記2の個人情報は、補聴器及びイヤモールド販売または修理の際の、販売店によるオーダーメイド注文書及びイヤモールド注文書の記入と耳型採型により、当社と販売店での共同利用として収集しております。共同利用の詳細は、販売店がお客様より個人情報をご提供いただいた際にお知らせしているとおりです。
- 4.当社はお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内において使用し、お客様の同意なく、目的外の利用を行うことはありません。
 - ・オーダーメイド耳あな型補聴器の製作
 - ・イヤモールドの製作
 - ・上記の修理
 - ・販売店との間の連絡調整
- 5.お客様からご提供いただいた個人情報は厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底します。また内容訂正や利用停止等についてお客様の申請があった場合にはその申請に基づき、速やかに処理します。