









■装用効果をも高めるスリーブ・ドームを選ぶ


豊富な種類のスリーブとドームで、さまざまな聴力に対応可能

<p>■ =</p>  <p>クリックドーム 穴あり</p>  <p>イヤチップ3.0 オープン</p>  <p>穴2個</p>  <p>スリーブ3.0 ベント(穴2個あり)</p>	<p>■ =</p>  <p>チューリップ ドーム</p>  <p>クリックドーム 穴なし</p>  <p>クリックスリーブ 穴あり</p>  <p>穴1個</p>  <p>スリーブ3.0 クローズ(穴1個あり)</p>	<p>■ =</p>  <p>クリックスリーブ 穴なし</p>  <p>ダブルドーム</p>  <p>クリックモード 2.0/3.0</p>  <p>穴なし</p>  <p>スリーブ3.0 パワー(穴なし)</p>
---	---	--

Pure10 Nx / Ace px / Ace bxを除く 全てのRIC型補聴器



Silk X



Signia Active Pro/Active

