

	乾燥		UV除菌	洗浄	自動タイマー	外寸(本体) 内寸(乾燥室) [mm]
	ヒーター	循環ファン				
パーフェクト ドライ ラックス	○	○	○	—	30分	W93×H48×D76 W70×H21×D51 重さ:144g 外箱:W49×H52×D82
ドライキャップ UV2.1	—	○	○	—	120分	W127×H115×D127 W120×H90×D120 重さ:315g 外箱:W130×H130×D130
パーフェクト ドライ クイックエア	○	○	—	—	45分	W125×H47.5×D75 W104×H20×D55 重さ:175g 外箱:W49×H52×D82
パーフェクト クリーン 専用洗浄液 リフィル	(追加注入の目安) 約60回の使用ごとに再注入を推奨します。 ※パーフェクトクリーン本体は販売を終了しています					

補聴器乾燥カップ シリカゲル入 外寸: W70×H48×D70 (mm)			詰め替え用乾燥 シリカゲル 外箱: W70×H70×D45 (mm)		
クリーニングシート			クリーニングスプレー		
クリーニングカップ			クリーニングタブレット		
エアブローア			スターターセット		

### シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル6F

■ 個人のお客様専用窓口  
「シグニア補聴器」お客様コールセンター  
営業時間 9:00-12:00 13:00-17:00  
(土・日・祝日 定休日)

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

■ 販売店様専用問合せ窓口  
カスタマーサービス  
営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

販促物注文専用Fax:050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。  
カタログに表示されている価格は希望小売価格です。



# Be Brilliant™

シグニア補聴器  
ケアソリューションカタログ  
補聴器 乾燥機・ケア商品 2024年3月版



signia

※価格や仕様は予告なく変更されることがあります。

※このカタログの内容は2024年3月時点のものです。24.03.JP.17001341



補聴器は、毎日身に着ける体の一部だから、お手入れもしっかりと。

●乾燥・UV除菌

## パーフェクトドライ ラックス

特殊製法の四角形状UVランプが全方向から紫外線を照射し、補聴器をしっかり除菌。ヒーター採用、30分間温風で急速乾燥。本体サイズ：W93×H48×D76mm

希望小売価格：¥9,900(税込)



●乾燥・UV除菌

## ドライキャップ UV2.1

対流エアフロー採用でしっかり乾燥。充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・除菌ができる。様々なUV除菌可能な小物にも使える特大サイズ。本体サイズ：W127×H115×D127mm


希望小売価格：¥8,800(税込)



2種類の運転モードから選択可能


夜寝る前に...

ドライ&クリーンモード



ちょっとした時間に...

クリーンモード



充電式補聴器  
ユーザーにおすすめ!

●乾燥

## パーフェクトドライ クイックエア

大きな補聴器の乾燥にも安心の大容量モデル。本体サイズ：W125×H47.5×D75mm

希望小売価格：¥5,500(税込)



乾燥剤不要で  
低ランニング  
コスト



●その他の商品

しっかり乾燥!

### 補聴器乾燥カップシリカゲル入

乾燥用の密閉式カップ。(大サイズ乾燥剤1個付)  
1個入り 希望小売価格：¥990(税込)



### 詰め替え用乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤(個包装)。補聴器乾燥カップ(別売)に入れて使えます。  
2個入り 希望小売価格：¥1,100(税込)



個包装だから外出時に便利!

### クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。個包装だから外出時に便利。  
30枚入り、個包装  
希望小売価格：¥990(税込)



がんこな汚れも強力に洗浄!

### クリーニングカップ

タブレットをカップに入れてイヤモールド、チューブ類を洗浄します。  
1個入り 希望小売価格：¥330(税込)



### クリーニングタブレット

20個入り 希望小売価格：¥770(税込)



隙間の汚れにも届く!

### クリーニングスプレー

ブラシノズル付きで細かな部分のお掃除もらくらく。  
容量：30ml  
希望小売価格：¥990(税込)



初めてご利用の方に!

### スターターセット

ご旅行にも便利。

[セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小)※ 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

希望小売価格：¥2,200(税込) ※別売品は販売しておりません



細かな隙間に入った塵/水分を除去!

### エアブローア

塵や、水分の吹き飛ばし除去に。  
1個入り  
希望小売価格：¥990(税込)

