

Verschillen in technologie niveau bij Signia Integrated Xperience

Signia Integrated Xperience zorgt ervoor dat je op een dynamische manier kunt deelnemen aan gesprekken, met de garantie dat elk woord wordt verstaan, elke lach wordt geapprecieerd en elk verhaal volledig ervaren wordt.



NL

Kenmerken

Beschrijving per technologie niveau

	7 IX	5 IX	3 IX
Technologie IX			
Hoek om te volgen	180°	50°	—
Streams van directionaliteit	3	1	—
Verbetering van de conversatie	✓	✓	✓

Différences de niveau technologique dans Signia Integrated Xperience

Signia Integrated Xperience vous permet d'engager de manière dynamique dans les conversations, garantissant que chaque mot soit compris, chaque rire soit apprécié et chaque histoire soit pleinement vécue.



Fonctionnalités

Description par série

	7 IX	5 IX	3 IX
Technologie IX			
Angles de suivi	180°	50°	—
Faisceaux de directivité	3	1	—
Optimisation de la conversation	✓	✓	✓