



Filiale/code postal
 Audiologie
 N° tél.
 Adresse E-mail
 Référence

Premier utilisateur / Utilisateur expérimenté:
 Que porte le client en ce moment ?

Mâchoire mobile / conduit auditif: Oui/ Non

Particularités / Anomalies:

Date prévu du rendez-vous

En cas de formulaire de commande incomplet ou d'imprécisions concernant votre commande, nous prendrons contact avec vous.

Niveau de performance: Insio 7 IX 5 IX 3 IX

Modèle	CIC Charge&Go <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> D	CIC (pile 10) <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> D	IIC (pile 10) <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> D
--------	--	--	--

CONFIGURATION STANDARD PAR MODÈLE*

Chargeur	Oui	Non	Non
Amplification	50 dB	50 dB	50 dB
Sans fil	Oui	Oui	Oui
Boucle d'induction	Non	Non	Non
Direct Streaming (BT)	Non	Non	Non
Plaquette frontale	Moka	Moka	Noir
Couleur de coque	Moka	Moka	Noir
Revêtement invisible	Oui	Oui	Oui
Aération	OptiVent **	OptiVent **	OptiVent **
Cordon	Oui	Oui	Oui

* De manière standard, nous produisons le modèle choisi par vos soins selon la configuration ci-dessus. L'appareil auditif peut être contrôlé avec la télécommande MiniPocket ou l'application Signia.

** Calcul fondé sur une utilisation de toutes les données acoustiques individuelles pour produire l'aération et la taille idéales.

*** Brun foncé pour IIC.

**** Ce revêtement fait l'objet d'un supplément de prix.

Audiogramme	250	500	1000	2000	3000	4000	8000
CA droite							
CA gauche							
CO droite							
CO gauche							

Remplir / attacher l'audiogramme

Conduction aérienne et osseuse obligatoire

Étape 1: faire l'impression



- N'utilisez pas de matériau d'empreinte établissant une pression, pour un ajustement optimal.
- Demandez au client de faire des mouvements de mastication.
- Assurez-vous que le matériau d'empreinte a totalement rempli le conduit auditif jusqu'au coton.

Longueur minimale:



L'empreinte pour un modèle CIC doit être d'au moins 2 mm au-delà du deuxième coude. Pour un modèle IIC, l'empreinte doit être au moins 5 mm au-delà du deuxième coude. Le modèle IIC n'est possible que si la longueur et la largeur au début du conduit auditif sont correctes. Le pavillon de l'oreille doit être entièrement visible.

Étape 2 : évaluer l'impression



- Des empreintes incorrectes entraîneront un retard dans votre commande. Contrôlez les anomalies.
- Pour placer l'électronique, le diamètre du conduit auditif doit être suffisant.

Étape 3: remplir le formulaire de commande

Vous pouvez passer votre commande par:

- La poste : imprimez le formulaire de commande complètement rempli et envoyez-le, accompagné de l'impression (ou des impressions), à l'adresse suivante: *Werner von Siemensstraat 13, 2712 PN Zoetermeer, Les Pays-Bas.*
- Courrier : scanner le(s) fichier(s) de l'(des) impression(s) (fichiers STL ou ASC) et envoyez-les, accompagnés du formulaire de commande complètement rempli, à l'adresse suivante: *maatwerk.nl@wsa.com*

Veillez à ce que le formulaire de commande et le(s) impression(s) nous parviennent complets en 1 fois (soit en totalité par la poste, soit en totalité par courrier).

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle de Signia: Email: *info.nl@wsa.com*
 Tél: +31 (0)88 1466600

Si c'est le cas, nous serons heureux de vous aider en vous donnant des conseils sur mesure.

MODIFICATIONS PAR RAPPORT À LA CONFIGURATION STANDARD

Chargeur	<input type="checkbox"/> Non	
Amplification	(C&G) CIC <input type="checkbox"/> 55 dB <input type="checkbox"/> 60 dB	IIC –
Couleur de plaque frontale et coque C&G CIC	<input type="checkbox"/> Moka	<input type="checkbox"/> Brun foncé
Couleur de plaque frontale et coque CIC&IIC	<input type="checkbox"/> Moka <input type="checkbox"/> Moka <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Brun*** <input type="checkbox"/> Brun <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge
Revêtement	<input type="checkbox"/> Nano-revêtement (anti-allergie)****	<input type="checkbox"/> Revêtement souple (anti-dérapant)****
Aération	<input type="checkbox"/> G mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0	<input type="checkbox"/> D mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0 <input type="checkbox"/> Aération Semi iros (non disponible en taille 1.0mm)
Livrer avec	<input type="checkbox"/> MiniPocket	
Remarques		