



Filiaal/postcode

Audicien

Tel. nr.

E-mailadres

Referentie

Eerste gebruiker / Ervaren gebruiker: Wat draagt cliënt nu?

Beweeglijke kaak/gehoorgang: ja / nee

Bijzonderheden / Afwijkingen

De afspraak staat gepland op

Bij een onvolledig ingevuld bestelformulier of bij onduidelijkheden over uw bestelling, zullen wij contact met u opnemen.

Prestatieniveau: Insio 7 IX 5 IX 3 IX

Uitvoering	CIC Charge&Go <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	CIC (10 batterij) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	IIC (10 batterij) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
------------	--	--	--

STANDAARD CONFIGURATIE PER UITVOERING*

Oplader	ja	nee	nee
Versterking	50 dB	50 dB	50 dB
Wireless	ja	ja	ja
Ringleiding	nee	nee	nee
Direct Streaming (BT)	nee	nee	nee
Faceplate	mokka	mokka	zwart
Schaal	mokka	mokka	zwart
Clear Coat	ja	ja	ja
Venting	OptiVent **	OptiVent **	OptiVent **
Trekkoord	ja	ja	ja

* Standaard zullen wij de door u gekozen uitvoering produceren volgens bovenstaande configuratie. Het hoortoestel is indien gewenst te bedienen met de MiniPocket of de Signia app.

** Berekening waarbij alle individuele akoestische gegevens worden gebruikt om de meest optimale venting en grootte te produceren.

*** Donkerbruin voor IIC.

**** Voor deze coating wordt een meerprijs berekend.

audiogram	250	500	1000	2000	3000	4000	8000
Rechts LG							
Links LG							
Rechts BG							
Links BG							

Audiogram invullen / bijvoegen

Lucht- en begeleiding verplicht



Stap 1: Maak de afdruk

- Gebruik niet drukopbouwend materiaal voor optimale pasvorm.
- Laat de klant kauwende bewegingen maken.
- Let op dat het afdruk materiaal de gehoorgang volledig gevuld heeft tot aan het watje.



Minimale lengte:

Afdruk t.b.v. een CIC model dient minimaal 2mm volledig voorbij de 2e knik te zijn. Voor een IIC model dient de afdruk minimaal 5mm volledig voorbij de tweede knik te zijn. IIC is alleen mogelijk met de juiste kanaallengte en breedte aan het begin van de gehoorgang. De oorschelp moet ongeacht de gewenste uitvoering geheel zichtbaar zijn.



Stap 2: Beoordeel de afdruk

- Controleer op afwijkingen. Incorrecte afdrukken zorgen voor vertraging in uw bestelling.
- Voor plaatsing van de electronica moet de doorsnede van de gehoorgang groot genoeg zijn.

Stap 3: Vul het bestelformulier volledig in

Je kan de bestelling plaatsen via:

- De post: druk het volledig ingevulde bestelformulier af en stuur het, samen met de afdruk(ken), op naar het volgende adres:

Werner von Siemensstraat 13,
2712 PN Zoetermeer, Nederland.

- Mail: scan de file(s) van de afdruk(ken) (STL of ASC files) en stuur deze door, samen met het volledig ingevulde bestelformulier, naar maatwerk.nl@wsa.com

Zorg ervoor dat het bestelformulier en de afdruk(ken) in 1x compleet bij ons aankomen (ofwel volledig via de post, ofwel volledig via mail).

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met:

Signia Customer Service

Email: info.nl@wsa.com

Tel: +31 (0)88 1466600

Dan helpen we u graag met advies op maat.

WIJZIGINGEN T.O.V. STANDAARD CONFIGURATIE

Oplader	<input type="checkbox"/> nee											
Versterking	(C&G) CIC <input type="checkbox"/> 55 dB <input type="checkbox"/> 60 dB		IIC –									
Kleur faceplate en schaal C&G CIC	Mokka		Donkerbruin			Zwart						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kleur faceplate en schaal CIC&IIC	Mokka	Mokka	Blauw	Rood	Bruin***	Bruin	Blauw	Rood	Zwart	Zwart	Blauw	Rood
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coating	<input type="checkbox"/> Nano coating (anti-allergie)****		<input type="checkbox"/> Soft coating (anti-slip)****									
Venting	<input type="checkbox"/> L mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0			<input type="checkbox"/> R mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0			<input type="checkbox"/> Semi Iros (niet beschikbaar in maat 1,0mm)					
Meeleveren	<input type="checkbox"/> MiniPocket											
Opmerkingen												