

Filiale E-mail
 Code postal + adresse Référence
 Numéro de téléphone Particularités

COQUES										
<input type="checkbox"/> Ouverte (standard)	<input type="checkbox"/> Fermées	<input type="checkbox"/> Semi-ouverte	<input type="checkbox"/> Mini	<input type="checkbox"/> Support court	<input type="checkbox"/> Support long	<input type="checkbox"/> IROS <input type="checkbox"/> IROS +	<input type="checkbox"/> Life/Audio Shell <small>choix du tube: voir canal auditif</small>	<input type="checkbox"/> Cadre		
<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Dures (standard)	<input type="checkbox"/> Variotherm		Doux <input type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> SOFT	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> SOFT	<input type="checkbox"/> 25	<input checked="" type="checkbox"/> SOFT

Les coques dures sont le modèle standard livré par ComfortClean.

Aération	Finition	Canal auditif
<input type="checkbox"/> Aussi grand que <input type="checkbox"/> Pas Aération <input type="checkbox"/> Gauche (standard) <input type="checkbox"/> 0,8 <input type="checkbox"/> 1,0 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 1,4 <input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 1,8 <input type="checkbox"/> 2,0 <input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3,0 <input type="checkbox"/> 3,5 <input type="checkbox"/> 4,0 <input type="checkbox"/> Droite (standard) <input type="checkbox"/> 0,8 <input type="checkbox"/> 1,0 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 1,4 <input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 1,8 <input type="checkbox"/> 2,0 <input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3,0 <input type="checkbox"/> 3,5 <input type="checkbox"/> 4,0 <input type="checkbox"/> Aération Power ¹ <input type="checkbox"/> 1,0 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 1,4 <input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 1,8 <input type="checkbox"/> 2,0	Option <input type="checkbox"/> Revêtement doux / softcoating <input type="checkbox"/> ComforMed <input type="checkbox"/> Partie visible mate <input type="checkbox"/> Mate <input type="checkbox"/> Polie <input type="checkbox"/> Laque brillante <input type="checkbox"/> n° de couleur ² : <input type="checkbox"/> n° de décoration ² :	Raccord de tuyau standard 2,5 mm (dur) / tuyau prolongé (modèle doux) <input type="checkbox"/> Raccord de tuyau non collé <input type="checkbox"/> Tube fin 3.0 STANDARD 0,9 mm (nouveaux appareils AHO 2021) <input type="checkbox"/> Tube fin 3.0 POWER 1,4 mm (nouveaux appareils AHO 2021) <input type="checkbox"/> Thin Tube 2.0 <input type="checkbox"/> Trompette <input type="checkbox"/> Tube audio

¹ Seulement pour coque avec cymba (hélix) | ² Pour les options de couleur et de décoration, consulter notre catalogue de produits | ⁴ Uniquement fermée


EMBOUTS							
<input type="checkbox"/> Canal (standard)	<input type="checkbox"/> Anneau complet	<input type="checkbox"/> Canal avec support court	<input type="checkbox"/> Canal avec support long	<input type="checkbox"/> Longueur: Coque avec récepteur HP	<input type="checkbox"/> RIC Air <input type="checkbox"/> RIC Air avec support		
<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Ouverte ³ (standard)	<input type="checkbox"/> Fermées ⁴	<input type="checkbox"/> Semi ouverte ⁵	<input type="checkbox"/> Dure <input type="checkbox"/> Variotherm		
				Doux <input type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> SOFT	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> SOFT

Les embouts RIC durs sont le modèle standard livré par ComfortClean.

Aération	Finition récepteur	Type de récepteur
<input type="checkbox"/> Aussi grand que <input type="checkbox"/> Pas Aération <input type="checkbox"/> Gauche (standard) <input type="checkbox"/> 0,8 <input type="checkbox"/> 1,0 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 1,4 <input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 1,8 <input type="checkbox"/> 2,0 <input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3,0 <input type="checkbox"/> 3,5 <input type="checkbox"/> 4,0 <input type="checkbox"/> Droite (standard) <input type="checkbox"/> 0,8 <input type="checkbox"/> 1,0 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 1,4 <input type="checkbox"/> 1,6 <input type="checkbox"/> 1,8 <input type="checkbox"/> 2,0 <input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3,0 <input type="checkbox"/> 3,5 <input type="checkbox"/> 4,0	Option <input type="checkbox"/> Revêtement doux <input type="checkbox"/> Mate <input type="checkbox"/> Laque brillante <input type="checkbox"/> ComforMed	<input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 3.0 NOUVEAU <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> HP Longueur du récepteur: <input type="checkbox"/> Autre marque:.....

Indiquer ici la marque ou le type d'appareil RIC (obligatoire)


Marque d'appareil:
 Modèle d'appareil:
 Récepteur:



L'empreinte pour une coque ou un embout RIC doit dépasser de 2 mm le deuxième coude pour pouvoir placer le tube ou câble de la manière la plus



Pour pouvoir produire un embout RIC le conduit auditif doit être large d'au moins 5 mm à son point le plus étroit.



³ Pas pour récepteurs 2.0 P | ⁴ Uniquement fermés | ⁵ Uniquement pour récepteurs 2.0

Remarques

.....

.....

.....

.....

Audioprothésiste Date Signature