

# Aperçu par appareil auditif Tubes & Ecouteurs EarTips & Sleeves



## Pure C&G BCT IX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Pure C&G AX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Active IX & Pro IX

- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Pure C&G T AX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Styletto IX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Pure 312 AX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Pure C&G IX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Styletto AX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Pure C&G T IX

- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 3.0 HP
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Motion C&G P X

- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



## Silk C&G IX

- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)

# Aperçu par appareil auditif Tubes & Ecouteurs EarTips & Sleeves



**Motion C&G X**

- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)
- Sleeves 3.0 (Semi-ouverts, Fermés, Power)



**Motion C&G NX**

- ThinTube 2.0 avec connecteur
- Tips (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)



**Silk X**

- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Pure C&G NX**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 2.0 HP
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Styletto X**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Pure 312 NX**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 2.0 HP
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Pure C&G X**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 2.0 HP
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Pure 10 NX**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Pure 312 X**

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- MiniEcouteur 2.0 HP
- ClickDômes (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)
- ClickSleeves (Semi-ouverts, Fermés)



**Motion NX**

- ThinTube 2.0 avec connecteur
- Tips (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)

# Aperçu

## options de couleurs par appareil auditif



### Pure C&G BCT IX - Pure C&G IX - Pure C&G T IX - Pure C&G AX - Pure C&G T AX - Pure 312 AX



### Active IX & Active Pro IX




### Styletto IX




### Styletto X




### Styletto AX



### Silk IX – Silk X



### Pure C&G X - Pure 312 X - Motion C&G X - Motion C&G P X - Motion C&G SP X



### Motion C&G NX



### Pure C&G NX - Pure 312 NX - Pure 10 NX - Motion NX



# Aperçu filtres correspondant aux Tubes & Ecouteurs Intra's & Embouts

Pour les numéros des articles, cliquez ici ou allez à la page 9



## WaxGuard 3.0 NanoCare

- ThinTube 3.0 (Standard)
- ThinTube 3.0 (Power)
- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- Embout long 3.0
- Silk C&G IX
- Active IX & Active Pro IX

Pour obtenir des instructions d'utilisation,  
scannez ou cliquez sur le code



ThinTube 3.0

## WaxGuard MiniEcouteur

- MiniEcouteur 2.0
- Silk X, Silk NX




MiniEcouteur 2.0

## QuickGuard

- Click embout
- MiniEcouteur 2.0 HP
- Insio NX
- Insio C&G AX
- Insio IX IIC/CIC

Pour obtenir des instructions d'utilisation,  
scannez ou cliquez sur le code



Click embout

## WaxGuard 3.0 Cerustop XL

- MiniEcouteur 3.0 HP



MiniEcouteur 3.0 HP

## MF1 Filtre de microphone

- Insio IX IIC/CIC modèle
- Insio C&G AX
- Insio NX CIC modèle
- en Noir, Brun foncé, Brun, Moka et Beige (Insio NX CIC seulement en Brun et Moka)
- MF1 Outil d'extraction peut aussi être commandé séparément

Pour obtenir des instructions d'utilisation,  
scannez ou cliquez sur le code



Insio C&G AX

# Aperçu outils correspondants aux Tubes & Ecouteurs Intra's & Embouts



Pour les numéros des articles, cliquez ici ou allez à la page 9



## Insio IX vérification rapide

- Mesurer l'impression pour vérifier si elle est appropriée pour la production d'Insio IX

Pour obtenir des instructions d'utilisation, scannez ou cliquez sur le code




## Gabarit de mesure Earwear 3.0

- Mesure de la longueur de Tube 3.0 et miniEcouteur 3.0



## Carte de mesure Connexx embout 3.0


- Empreinte de mesure pour s'assurer de son adéquation pour le sur-mesure du Earwear 3.0



## Outil d'extraction embout 3.0

- Retirer embout 3.0 (court)


Pour obtenir des instructions d'utilisation, scannez ou cliquez sur le code



## Embout 3.0 outil d'insertion et d'extraction

- Insérer et retirer le Tube 3.0 et miniEcouteur 3.0 dans les embouts (court et long)

Pour obtenir des instructions d'utilisation, scannez ou cliquez sur le code



## Outil d'extraction Click embout


- Retirer click embout d'un miniEcouteur 2.0



## Outil d'extraction MF1

- Insérer et retirer le MF1 filtre

Pour obtenir des instructions d'utilisation, scannez ou cliquez sur le code



## Outil d'extraction H2770 BLU

- Retirer le Earhook des Motion X appareils
- Retirer le miniEcouteur 2.0



# Aperçu

## Conchalock 3.0 correspondants aux Tubes et Ecouteurs

Pour les numéros des articles, cliquez ici ou allez à la page 9



### ConchaLock 3.0 universel


- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)

Pour obtenir des instructions d'utilisation,  
scannez ou cliquez sur le code



### Conchalock 3.0 taille S

- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- MiniEcouteur 3.0 S



### Conchalock 3.0 taille M

- MiniEcouteur 3.0 M



### Conchalock 3.0 taille P

- MiniEcouteur 3.0 P



# Aperçu


## Tips & Sleeves correspondants aux Tubes et Ecouteurs

Pour les numéros des articles, cliquez ici ou allez à la page 9



### EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)

- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- Silk C&G IX
- Active IX & Active Pro IX




### Sleeves 3.0 XS,S,M,L (Semi-ouverts, Fermés, Power)

- ThinTube 3.0 (Standard 0,9 mm)
- ThinTube 3.0 (Power 1,4 mm)
- MiniEcouteur 3.0 (S,M,P)
- Silk C&G IX
- Active IX & Active Pro IX



### ClickDômes 2.0 (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)



### ClickSleeves 2.0 XS,S,M,L (Semi-ouverts, Fermés)

- MiniEcouteur 2.0 (S,M,P)
- Silk X, Silk NX



### Tips (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)

- Life Tube
- ThinTube 2.0 avec connecteur



# Aperçu

## ThinTubes et MiniEcouteurs

Pour les numéros des articles, cliquez ici ou allez à la page 10




BE

### MiniEcouteurs 3.0

- S Taille 0 à 5
- M Taille 0 à 5
- P Taille 0 à 5
- HP Taille 0 à 5 (Commande via sur-mesure)

Pour obtenir des instructions d'utilisation, scannez ou cliquez sur le code



S

M

P

HP

### ThinTubes 3.0

- Standard 0,9 mm - Taille 0 à 4
- Power 1,4 mm - Taille 0 à 4



ThinTube 3.0  
Standard 0,9 mm



ThinTube 3.0  
Power 1,4 mm

### MiniEcouteurs 2.0

- S Taille 0 à 3
- M Taille 0 à 4
- P Taille 0 à 3
- HP Taille 0 à 3 (Commande via sur-mesure)



S

M

P

HP

### ThinTubes

- ThinTube 2.0 avec connecteur  
Taille 1 à 4
- Life Tube  
Taille 1 à 6



ThinTube avec connecteur



LifeTube

**Aperçu filtres**

|                          |          |                                |                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| WaxGuard 3.0 NanoCare    | 10993649 | WAXGUARD 3.0 NANOCARE CXX      |                 |
| WaxGuard MiniEcoureur    | 10962332 | WAXGUARD MiniEcoureur (CXX)    |                 |
| QuickGuard               | 10962504 | FILTRE PARE CERUMEN BLANC X8   | QUICKGUARD PACK |
| WaxGuard 3.0 XL NanoCare | 10999334 | WAXGUARD 3.0 CERUSTOP XL CXX G |                 |
| MF1 Filtre de microphone | 10947542 | SERVICE SET (MF1) MOC          |                 |
|                          | 10947776 | SERVICE SET (MF1) BRN          |                 |
|                          | 21016200 | SERVICE SET (MF1) BLK          |                 |
|                          | 21016201 | SERVICE SET (MF1) SK           |                 |
|                          | 21016202 | SERVICE SET (MF1) DBN          |                 |

**Aperçu outils**

|  |          |                                 |                        |
|--|----------|---------------------------------|------------------------|
| Gabarit de mesure Earwear 3.0                | 10991403 | GAUGE TEMPLATE (PR) MINIREC 3.0 |                        |
| Carte de mesure Connexx embout 3.0           | 21007585 | EARMOLD 3.0 MEASURING CARD      |                        |
| Outil d'extraction embout 3.0                | 10969958 | TOOL HANDLING 3.0               |                        |
| Embout 3.0 outil d'insertion et d'extraction | 10967340 | TOOL REMOVAL 3.0                |                        |
| Outil d'extraction Click embout              | 10598984 | SET CLICK MOLD SERVICE          |                        |
| Outil d'extraction MF1                       | 10147702 | TOOL WECHSELSTIFT MF1           |                        |
| Outil d'extraction H2770 BLU                 | 10600047 | OUTIL D'EXTRACTION DE LOG PILE  | TOOL REMOVAL H2770 BLU |

**Aperçu Conchalock 3.0**

|                          |          |                               |  |
|--------------------------|----------|-------------------------------|--|
| ConchaLock 3.0 universel | 10993677 | PACK CONCHA LOCK 3.0          |  |
| Conchalock 3.0 taille S  | 21024885 | PACK CONCHA LOCK SLEEVE 3.0 S |  |
| Conchalock 3.0 taille M  | 21024886 | PACK CONCHA LOCK SLEEVE 3.0 M |  |
| Conchalock 3.0 taille P  | 21024887 | PACK CONCHA LOCK SLEEVE 3.0 P |  |

**Aperçu Tips & Sleeves**

|  |          |                                |                                |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| EarTips 3.0 (Ouverts, Tulipe)                      | 10993678 | EARTIP 3.0 5MM OPEN CXX        |                                |
|  | 10993680 | EARTIP 3.0 7MM OPEN CXX        |                                |
|  | 10993681 | EARTIP 3.0 10MM OPEN CXX       |                                |
|  | 10993682 | EARTIP 3.0 8MM TULIP CXX       |                                |
|  | 10993683 | EARTIP 3.0 12MM TULIP CXX      |                                |
| Sleeves 3.0 XS,S,M,L (Semi-ouverts, Fermés, Power) | 10992863 | SLEEVE 3.0 VENTED XS CXX       |                                |
|  | 10992864 | SLEEVE 3.0 VENTED S CXX        |                                |
|  | 10992865 | SLEEVE 3.0 VENTED M CXX        |                                |
|  | 10992866 | SLEEVE 3.0 VENTED L CXX        |                                |
|  | 10992867 | SLEEVE 3.0 CLOSED XS CXX       |                                |
|  | 10992868 | SLEEVE 3.0 CLOSED S CXX        |                                |
|  | 10992869 | SLEEVE 3.0 CLOSED M CXX        |                                |
|  | 10992870 | SLEEVE 3.0 CLOSED L CXX        |                                |
|  | 10997192 | SLEEVE 3.0 POWER XS CXX        |                                |
|  | 10997193 | SLEEVE 3.0 POWER S CXX         |                                |
|  | 10997194 | SLEEVE 3.0 POWER M CXX         |                                |
|  | 10997195 | SLEEVE 3.0 POWER L CXX         |                                |
| ClickDômes 2.0 (Ouverts, Tulipe, Fermés, Doubles)  | 10426012 | CLICK DOME 8MM FERME (X6)      | CLICK DOME 8MM CLOSED CXX TR   |
|  | 10426013 | CLICK DOME 10MM FERME (X6)     | CLICK DOME 10MM CLOSED CXX TR  |
|  | 10426014 | CLICK DOME 8MM OUVERT (X6)     | CLICK DOME 8MM OPEN CXX TR     |
|  | 10426015 | CLICK DOME 10MM OUVERT (X6)    | CLICK DOME 10MM OPEN CXX TR    |
|  | 10426016 | CLICK DOME 4MM OUVERT (X6)     | CLICK DOME 4MM OPEN CXX TR     |
|  | 10426017 | CLICK DOME 6MM FERME (X6)      | CLICK DOME 6MM CLOSED CXX TR   |
|  | 10426018 | CLICK DOME 8MM DOUBLE (X6)     | CLICK DOME 8MM DOUBLE CXX TR   |
|  | 10426019 | CLICK DOME 10MM DOUBLE (X6)    | CLICK DOME 10MM DOUBLE CXX TR  |
|  | 10670790 | CLICK DOME SEMI OUVERT (X6)    | CLICK DOME SEMI OPEN CXX TR    |
| ClickSleeves 2.0 XS,S,M,L (Semi-ouverts, Fermés)   | 10951146 | CLICK SLEEVE 2.0 S OUVERT CXX  | CLICK SLEEVE 2.0 S VENTED CXX  |
|  | 10951147 | CLICK SLEEVE 2.0 S FERME CXX   | CLICK SLEEVE 2.0 S CLOSED CXX  |
|  | 10951148 | CLICK SLEEVE 2.0 M OUVERT CXX  | CLICK SLEEVE 2.0 M VENTED CXX  |
|  | 10951149 | CLICK SLEEVE 2.0 M FERME CXX   | CLICK SLEEVE 2.0 M CLOSED CXX  |
|  | 10951150 | CLICK SLEEVE 2.0 L OUVERT CXX  | CLICK SLEEVE 2.0 L VENTED CXX  |
|  | 10951151 | CLICK SLEEVE 2.0 L FERME CXX   | CLICK SLEEVE 2.0 L CLOSED CXX  |
|  | 10951152 | CLICK SLEEVE 2.0 XS OUVERT CXX | CLICK SLEEVE 2.0 XS VENTED CXX |
|  | 10951153 | CLICK SLEEVE 2.0 XS FERME CXX  | CLICK SLEEVE 2.0 XS CLOSED CXX |
| Tips (Ouverts, Tulipe, Fermés, Double)             | 10169328 | LIFETIP RECHSLVE 4MM (X10)     | LIFE TIP REFILL 4 MM           |
|  | 10169329 | LIFETIP RECHSLVE 6MM (X10)     | LIFE TIP REFILL 6MM            |
|  | 10054916 | LIFETIP RECHSLVE 8MM (X10)     | LIFE TIP REFILL 8MM            |
|  | 10169330 | LIFE TIP REFILL 8MM FULL       |                                |
|  | 10054917 | LIFETIP RECHSLVE 10MM (X10)    | LIFE TIP REFILL 10MM           |
|  | 10175566 | LIFE TIP DOUBLE REFILL 8/10MM  |                                |
|  | 10175715 | LIFE TIP DOUBLE REFILL 10/12MM |                                |
|  | 10962754 | LIFE TIP SEMI OPEN REFILL      |                                |

## Aperçu ThinTubes &amp; miniEcouteurs

|                   |                       |                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                         |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| MiniEcouteurs 3.0 | 10992548              | MINIRECEIVER 3.0 OR S | MiniEcouteurs 2.0               | 10669907                        | MINI EC. 2.0 S 0L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 0LS        |                         |
|                   | 10992549              | MINIRECEIVER 3.0 0LS  |                                 | 10669908                        | MINI EC. 2.0 S 0R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. ORS        |                         |
|                   | 10992550              | MINIRECEIVER 3.0 1R S |                                 | 10669909                        | MINI EC. 2.0 S 1L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1LS        |                         |
|                   | 10992552              | MINIRECEIVER 3.0 1L S |                                 | 10669910                        | MINI EC. 2.0 S 1R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1RS        |                         |
|                   | 10992553              | MINIRECEIVER 3.0 2R S |                                 | 10669911                        | MINI EC. 2.0 S 2L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2LS        |                         |
|                   | 10992554              | MINIRECEIVER 3.0 2L S |                                 | 10669912                        | MINI EC. 2.0 S 2R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2RS        |                         |
|                   | 10992555              | MINIRECEIVER 3.0 3R S |                                 | 10669913                        | MINI EC. 2.0 S 3L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3LS        |                         |
|                   | 10992556              | MINIRECEIVER 3.0 3L S |                                 | 10669914                        | MINI EC. 2.0 S 3R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3RS        |                         |
|                   | 10992557              | MINIRECEIVER 3.0 4R S |                                 | 10824820                        | MINI EC. 2.0 M 0L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 0LM        |                         |
|                   | 10992558              | MINIRECEIVER 3.0 4L S |                                 | 10824821                        | MINI EC. 2.0 M 0R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 0RM        |                         |
|                   | 21023207              | MINIRECEIVER 3.0 5R S |                                 | 10824822                        | MINI EC. 2.0 M 1L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1LM        |                         |
|                   | 21023211              | MINIRECEIVER 3.0 5L S |                                 | 10824823                        | MINI EC. 2.0 M 1R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1RM        |                         |
|                   | 10992559              | MINIRECEIVER 3.0 0R M |                                 | 10824824                        | MINI EC. 2.0 M 2L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2LM        |                         |
|                   | 10992560              | MINIRECEIVER 3.0 0L M |                                 | 10824825                        | MINI EC. 2.0 M 2R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2RM        |                         |
|                   | 10992561              | MINIRECEIVER 3.0 1R M |                                 | 10824826                        | MINI EC. 2.0 M 3L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3LM        |                         |
|                   | 10992562              | MINIRECEIVER 3.0 1L M |                                 | 10824827                        | MINI EC. 2.0 M 3R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3RM        |                         |
|                   | 10992563              | MINIRECEIVER 3.0 2R M |                                 | 10933054                        | MINI EC. 2.0 M 4L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 4LM        |                         |
|                   | 10992564              | MINIRECEIVER 3.0 2L M |                                 | 10933053                        | MINI EC. 2.0 M 4R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 4RM        |                         |
|                   | 10992565              | MINIRECEIVER 3.0 3R M |                                 | 10669923                        | MINI EC. 2.0 P 0L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 0LP        |                         |
|                   | 10992566              | MINIRECEIVER 3.0 3L M |                                 | 10669924                        | MINI EC. 2.0 P 0R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 0RP        |                         |
|                   | 10992567              | MINIRECEIVER 3.0 4R M |                                 | 10669925                        | MINI EC. 2.0 P 1L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1LP        |                         |
|                   | 10992568              | MINIRECEIVER 3.0 4L M |                                 | 10669926                        | MINI EC. 2.0 P 1R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 1RP        |                         |
|                   | 21023215              | MINIRECEIVER 3.0 5R M |                                 | 10669927                        | MINI EC. 2.0 P 2L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2LP        |                         |
|                   | 21023216              | MINIRECEIVER 3.0 5L M |                                 | 10669928                        | MINI EC. 2.0 P 2R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 2RP        |                         |
|                   | 10992569              | MINIRECEIVER 3.0 0R P |                                 | 10669929                        | MINI EC. 2.0 P 3L CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3LP        |                         |
|                   | 10992570              | MINIRECEIVER 3.0 0L P |                                 | 10669930                        | MINI EC. 2.0 P 3R CONNEXX       | MINIRECEIVER 2.0 MT. 3RP        |                         |
|                   | 10992571              | MINIRECEIVER 3.0 1R P |                                 | ThinTubes                       | 10828291                        | TUBE FIN THIN TUBE 1G           | CXX TT SIZE 1L          |
|                   | 10992572              | MINIRECEIVER 3.0 1L P |                                 |                                 | 10828292                        | TUBE FIN THIN TUBE 1D           | CXX TT SIZE 1R          |
|                   | 10992573              | MINIRECEIVER 3.0 2R P |                                 |                                 | 10828293                        | TUBE FIN THIN TUBE 2G           | CXX TT SIZE 2L          |
|                   | 10992574              | MINIRECEIVER 3.0 2L P |                                 |                                 | 10828294                        | TUBE FIN THIN TUBE 2D           | CXX TT SIZE 2R          |
|                   | 10992575              | MINIRECEIVER 3.0 3R P |                                 |                                 | 10828295                        | TUBE FIN THIN TUBE 3G           | CXX TT SIZE 3L          |
|                   | 10992576              | MINIRECEIVER 3.0 3L P |                                 |                                 | 10828296                        | TUBE FIN THIN TUBE 3D           | CXX TT SIZE 3R          |
|                   | 10992577              | MINIRECEIVER 3.0 4R P |                                 |                                 | 10828297                        | TUBE FIN THIN TUBE 4G           | CXX TT SIZE 4L          |
|                   | 10992578              | MINIRECEIVER 3.0 4L P |                                 |                                 | 10828298                        | TUBE FIN THIN TUBE 4D           | CXX TT SIZE 4R          |
|                   | 21023217              | MINIRECEIVER 3.0 5R P |                                 |                                 | 10054892                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 1G (X10) | LIFE TUBE REFILL 1 BLUE |
| 21023218          | MINIRECEIVER 3.0 5L P | 10054891              | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 1D (X10) |                                 | LIFE TUBE REFILL 1 RED          |                                 |                         |
| ThinTubes 3.0     | 10991609              | Set ThinTube 3.0 S0   | 10054894                        |                                 | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 2G (X10) | LIFE TUBE REFILL 2 BLUE         |                         |
|                   | 10991610              | Set ThinTube 3.0 S1   | 10054893                        |                                 | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 2D (X10) | LIFE TUBE REFILL 2 RED          |                         |
|                   | 10991611              | Set ThinTube 3.0 S2   | 10054896                        |                                 | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 3G (X10) | LIFE TUBE REFILL 3 BLUE         |                         |
|                   | 10991612              | Set ThinTube 3.0 S3   | 10054895                        |                                 | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 3D (X10) | LIFE TUBE REFILL 3 RED          |                         |
|                   | 10991613              | Set ThinTube 3.0 S4   | 10054898                        |                                 | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 4G (X10) | LIFE TUBE REFILL 4 BLUE         |                         |
|                   | 10992492              | Set ThinTube 3.0 S0 P | 10054897                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 4D (X10) | LIFE TUBE REFILL 4 RED          |                                 |                         |
|                   | 10992493              | Set ThinTube 3.0 S1 P | 10054900                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 5G (X10) | LIFE TUBE REFILL 5 BLUE         |                                 |                         |
|                   | 10992494              | Set ThinTube 3.0 S2 P | 10054899                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 5D (X10) | LIFE TUBE REFILL 5 RED          |                                 |                         |
|                   | 10992495              | Set ThinTube 3.0 S3 P | 10054902                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 6G (X10) | LIFE TUBE REFILL 6 BLUE         |                                 |                         |
|                   | 10992496              | Set ThinTube 3.0 S4 P | 10054901                        | LIFETUBE RECHSLV NEUTR 6D (X10) | LIFE TUBE REFILL 6 RED          |                                 |                         |