



Filiaal/postcode
 Audicien
 Tel. nr.
 E-mailadres
 Referentie
Eerste gebruiker / Ervaren gebruiker: Wat draagt cliënt nu?

 Beweeglijke kaak/gehoorgang: ja / nee
 Bijzonderheden / Afwijkingen

 De afspraak staat gepland op

Bij een onvolledig ingevuld bestelformulier of bij onduidelijkheden over uw bestelling, zullen wij contact met u opnemen.

audiogram	250	500	1000	2000	3000	4000	8000
Rechts LG							
Links LG							
Rechts BG							
Links BG							

Audiogram invullen / bijvoegen
 Lucht- en begeleiding verplicht



Prestatieniveau: Insio 7 AX 5 AX 3 AX

Uitvoering

ITC BT Twin Mic L R

STANDAARD CONFIGURATIE PER UITVOERING*



Clear coat	ja
Oplaadbaar	ja
Versterking	55 dB
Venting	OptiVent ***
Drukknop **	+
Ringleiding	nee
Direct Streaming (BT)	ja
Faceplate	zwart
Schaalkleur	zwart
Trekkoord	-
Wireless	ja

* Standaard zullen wij de door u gekozen uitvoering produceren volgens bovenstaande configuratie.

** Het hoortoestel is tevens te bedienen met de MiniPocket of de Signia app.

*** Berekening waarbij alle individuele akoestische gegevens worden gebruikt om de meest optimale venting en grootte te produceren.

**** Voor deze coating wordt een meerprijs berekend.



Insio Quickcheck card



Stap 1: Gebruik Insio Quickcheck card

- Past het wel in de oorschelp?
- Kies een kleur.
- Vertel uw klant over het formaat en de zichtbaarheid van Insio Charge&Go AX in de oorschelp.

Stap 2: Maak de afdruk

- Gebruik niet drukopbouwend materiaal voor optimale pasvorm.
- Laat de klant kauwende bewegingen maken.
- Let op dat het afdruk materiaal de gehoorgang volledig gevuld heeft tot aan het watje.

Minimale lengte:

Afdruk dient minimaal 1 mm volledig voorbij de tweede knik te zijn. De oorschelp moet geheel zichtbaar zijn.

Stap 3: Beoordeel de afdruk

- Controleer op afwijkingen. Incorrecte afdrukken zorgen voor vertraging in uw bestelling.
- Voor plaatsing van de electronica moet de doorsnede van de gehoorgang tussen de eerste en tweede knik minimaal 4 mm zijn.

Stap 4: Vul het bestelformulier volledig in

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Customer Service van Signia:
 Email: info.nl@signia-hearing.com
 Tel: 088 1466600
 Dan helpen we u graag met advies op maat.

WIJZIGINGEN T.O.V. STANDAARD CONFIGURATIE

Versterking	<input type="checkbox"/> 50 dB	<input type="checkbox"/> 65 dB										
Coating	<input type="checkbox"/> nano coating (anti-allergie)****	<input type="checkbox"/> soft coating (anti-slip)****										
Kleur faceplate en schaal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beige</th> <th>Tan</th> <th>Mokka</th> <th>Bruin</th> <th>Donkerbruin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Beige	Tan	Mokka	Bruin	Donkerbruin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beige	Tan	Mokka	Bruin	Donkerbruin								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Venting	<input type="checkbox"/> Semi iros venting	<input type="checkbox"/> L mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0	<input type="checkbox"/> R mm. 1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,0									
Opmerkingen												

