

ITE-bestillingsformular

AMGROS 2023 | vers. 0623

Klinik:

SKAL udfyldes med det fulde klinikkavn eller stempel.

Amgros klinikkode:

CPR-nr.:

Kommunekode:

Navn:

Forventet udleveringsdato:

Ønsket leveringsdato:

Best.nr.:

Bemærkninger:



Bluetooth
Hvis Bluetooth vælges, kan der IKKE vælges telespole

Telespole
Hvis telespole vælges, kan der IKKE vælges Bluetooth

Faceplate
IIC leveres som standard i farven Dark Brown. Se yderligere farvemuligheder nederst på siden.

Twinphone/XPhone

Programvælger (PB)
Hvis Bluetooth er valgt i ITC og ITE, vil der automatisk være programvælger

Volumenkontrol (VC)
Hvis Bluetooth er valgt, er der ikke mulighed for VC.

Concha Lock
Vælges Concha Lock leveres HA som standard i farven transparent

Canal Grip
Anvendes til øregange hvor proppen let glider ud

VOKSFILTER

Standard

Andet:

SIGNIA XPERIENCE

Silk X	Venstre	Højre	7X	5X			Black	Mocha					
CROS Silk X	Venstre	Højre					Black	Mocha					

SIGNIA NX / REXTON M-CORE

Signia Insio Nx ITE	Venstre	Højre	7Nx	5Nx	3Nx			Tan	✓	Venstre	Højre	Venstre	Højre	
Signia Insio Nx ITC	Venstre	Højre	7Nx	5Nx	3Nx			Tan	✓	Venstre	Højre	Venstre	Højre	
Signia Insio Nx CIC	Venstre	Højre	7Nx	5Nx	3Nx			Mocha	✓	✓*				
Signia Insio Nx IIC	Venstre	Højre	7Nx	5Nx	3Nx			Mocha						
Reyton M-Core ix-CIC	Venstre	Højre	80	60	40			Black	Mocha					
Reyton M-Core CROS ix-CIC	Venstre	Højre						Black	Mocha					

OPTIVENT

Standard (Husk audiogram)

Anden:

TILBEHØR

miniPocket (X, Nx) StreamLine TV (Nx) Streamline Mic (Nx) Smart Key (M-Core)

UDTRÆKSSNOR

Standard

Ingen udtræksnør


VED BEGRÆNSET PLADS, SKAL SIGNIA PRIORITERE:

Størrelse
(Apparatstørrelse fastholdes. Optioner og batteristørrelse kan afvige fra det bestilte)

Funktion
(Optioner og batteristørrelse fastholdes. Apparatet kan blive større end angivet)

BEMÆRK: StreamLine TV & StreamLine Mic kan kun bruges til Bluetooth Insio ITC/ITE.

AUDIOGRAM



VALG AF MATRIX

Standard:
Signia vælger passende Matrix (husk audiogram)

113dB SPL/50dB | IIC/CIC/ITC


118dB SPL/55dB | CIC/ITC/ITE

124dB SPL/65dB | CIC/ITC/ITE


FARVE PÅ SKAL **



FARVE PÅ FACEPLATE



CLICK SLEEVE



*Ønskes der ikke programvælger i CIC, fravælges dette i Connexx
** Hvis intet anføres, leveres standard Tan