

AIÖ beställningsformulär

Klinik:

Beställande audionoms mail-adress:
(för vidare kontakt om beställning ej är möjlig)

Best.nr.:

Pat. personnr.:

Namn:

Återbesöksdatum:

Övriga kommentarer:



Bluetooth
Bluetooth kan INTE kombineras med telespole

Telespole
Kan INTE kombineras med Bluetooth-funktion

Faceplate
IIC levereras som standard i färgen Dark Brown. Se andra möjliga färgkombinationer längst ner på formuläret

Twinphone

Programknapp
Om Bluetooth är valt i ITC eller ITE så kommer programknapp vara standard


Volymkontroll
Om Bluetooth är valt så är det ej möjligt att välja volymkontroll-hjul. Program/volym-knapp är då standard

Concha Lock
Om Concha Lock är valt så levereras hörselapparat som standard i färgen transparent

Canal Grip
Räfflad yta för bättre fäste

| SIGNIA NX / REXTON 8C MYCORE | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|--|--|-------------|---|---------|-------|---------|-------|
| Signia Insio Nx ITE | Vänster | Höger | 7Nx | 5Nx | 3Nx | | | Tan | ✓ | Vänster | Höger | Vänster | Höger |
| Signia Insio Nx ITC | Vänster | Höger | 7Nx | 5Nx | 3Nx | | | Tan | ✓ | Vänster | Höger | Vänster | Höger |
| Signia Insio Nx CIC | Vänster | Höger | 7Nx | 5Nx | 3Nx | | | Mocha | ✓ | ✓ | | | |
| Signia Insio Nx IIC | Vänster | Höger | 7Nx | 5Nx | 3Nx | | | Black Mocha | | | | | |
| Rexton Sterling 8C MyCore ITE | Vänster | Höger | 80 | 60 | 40 | | | Tan | ✓ | Vänster | Höger | Vänster | Höger |
| Rexton Sterling 8C MyCore ITC | Vänster | Höger | 80 | 60 | 40 | | | Tan | ✓ | Vänster | Höger | Vänster | Höger |
| Rexton Sterling 8C MyCore CIC | Vänster | Höger | 80 | 60 | 40 | | | Mocha | ✓ | ✓ | | | |
| Rexton inoX 8C MyCore | Vänster | Höger | 80 | 60 | 40 | | | Black | | | | | |


AUDIOGRAM



FÄRG PÅ SKAL *



FÄRG PÅ FACEPLATE



* Om färg ej väljs så levereras standardfärgen Tan

OPTIVENT

Standard (Bifoga audiogram)
Önskad ventilation:

UTDRAGNINGSTRÅD

Standard
Ingen utdragningsstråd

VID PLATSBRIST SKA SIGNIA PRIORITERA:

Storlek
(Telespole, Bluetooth och trådlös funktion kan bort-prioriteras)

Funktion
(Telespole, Bluetooth och trådlös funktion prioriteras)